







Kompressionsärmel für die Narbentherapie

Compression sleeves for scar therapy

Gebrauchsanweisung · Instructions for use · Mode
d'emploi · Istruzioni d'uso · Instruções de utili-
zação · Instrucciones de uso · Gebruiksaanwij-
zing · Brugsanvisning · Bruksanvisning · Kullanim
talimatları · Upute za uporabu · Инструкция по
эксплуатации · تعليمًا الاستخدام · Navodila za uporabo





Zweckbestimmung

Durch einen gleichmäßigen, flächigen und kontinuierlichen Druck der Narbenkompressionsbekleidung soll eine positive Narbenreifung bzw. Narbenentwicklung erreicht werden. Die therapeutische Anwendung der Kompressionsbekleidung bewirkt eine Verminderung der Durchblutung und Erhöhung der Gewebeelastizität. Somit soll das Risiko für die Ausbildung von hypertrophen Narben und / oder Keloiden reduziert bzw. der Rückgang dieser erreicht werden. Ziel in der Kompressionstherapie ist eine Abflachung der Narbe, eine Erhöhung der Gewebeelastizität und eine Reduktion der Narbenrigidität.

Hinweise für die Anwendung

Ihr Fachhändler zeigt Ihnen gerne die korrekte Anwendung. Unter juzo.de/anziehen finden Sie zusätzlich Video-Anleitungen zu allen Anziehhilfen von Juzo. Tragen Sie Ihre Kompressionsbekleidung durchgehend 23 Stunden (bzw. nach ärztlicher Anordnung). Die Kompressionsbekleidung eignet sich perfekt für Ganzkörperversorgungen und bietet einen zertifizierten UV-Schutzfaktor UPF 80 gemäß UV Standard 801. Der UV Schutz ist nur für die Körperstellen, die mit Kompressionsbekleidung bedeckt sind gegeben. Raue ungefeilte Nägel oder scharfkantige Ringe etc. können das sehr feine Gestrick oder beschädigen. Verwenden Sie deshalb bitte Juzo Spezialhandschuhe. Beachten Sie bei der Kompressionsbekleidung mit Hafrand: Die Körperpartie sollte enthaart sein und frei von Ölen, Puder, Cremes und Salben.

Kompressionsärmel mit Gestrickabschluss oder Hafrand

1. Stülpen Sie den Ärmel von oben bis zur Hälfte auf links.
2. Streifen Sie den Ärmel über die Hand und arbeiten Sie sich weiter am Arm hoch bis zum Ellenbogen.
3. Modellieren Sie das übergeschlagene Ärmelteil über den Ellenbogen und streifen Sie es etappenweise Richtung Schulter.
4. Verteilen Sie das Gestrick des Ärmels so, dass es keine Falten wirft. Wenn der Ärmel einwandfrei sitzt, darf er nicht unangenehm drücken oder einschneiden und Sie in Ihren Bewegungen einschränken. Tipp: Wenden Sie den Hafrand (falls vorhanden) vor dem Anziehen an.

Kompressionsärmel mit Schulterkappe und Haltegurt oder BH-Befestigung

5. Legen Sie ein Band des Schulterträgers über den Brustkorb und das andere Band über den Rücken. Verbinden Sie anschließend beide Bandenden. Achtung: Sollte der Schulterträger zu locker oder zu eng sein, können Sie die Länge des Schulterträgers durch die Einstellklemme verändern.

Bitte beachten Sie:

Tragen Sie Ihre Kompressionsbekleidung nur nach ärztlicher Verordnung. Die Kompressionsbekleidung sollte nur von entsprechend geschultem Personal im medizinischen Fachhandel abgegeben werden. Ein Fortschreiten des Therapieerfolges oder ein verändertes Krankheitsbild machen eine erneute Messung und gegebenenfalls eine Neuanfertigung des Kompressionsärmels erforderlich. Ihre Kompressionsbekleidung ist weitgehend resistent gegen Öle, Salben, Hautfeuchtigkeit und andere Umwelteinflüsse. Durch bestimmte Kombinationen kann das Gestrick in seiner Haltbarkeit beeinträchtigt werden. Daher ist eine regelmäßige Kontrolle im medizinischen Fachhandel zu empfehlen. Bei Beschädigungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Nicht selbst reparieren – dadurch können Qualität und medizinische Wirkung beeinträchtigt werden. Aus hygienischen Gründen ist dieses Produkt nur für eine Person bestimmt.

Wasch- und Pflegeanleitung

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem eingenähten Textiletikett. Vor dem Waschen müssen alle Verschlüsse (falls vorhanden) geschlossen werden! Wir empfehlen, die Kompressionsbekleidung mit Hafrand vor dem Waschen auf links zu wenden. Waschen Sie die Kompressionsbekleidung beim ersten Mal separat (Möglichkeit des Ausfärbens). Ihre Kompressionsbekleidung sollte täglich im Schon- oder Feinwaschgang (40 °C) gewaschen werden. Tipp: Ein Wäschenetz schützt das Gestrick zusätzlich. Bitte keinen Weichspüler verwenden! Bei Handwäsche reichlich spülen, nicht wringen. Wir empfehlen das milde Juzo Spezialwaschmittel. Sie können die Trockenzeit verkürzen, indem Sie die Kompressionsbekleidung nach dem Waschen auf ein dickes Frotteehandtuch legen, fest einrollen und kräftig ausdrücken. Dann die Kompressionsbekleidung lose aufhängen. Nicht im Handtuch liegen lassen und nicht auf der Heizung oder in der Sonne trocknen. Die Kompressionsbekleidung darf nicht chemisch gereinigt und im Wäschetrockner getrocknet werden.

Materialzusammensetzung

Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Textiletikett, das in Ihrer Kompressionsbekleidung eingenäht ist.

Lagerungshinweis und Haltbarkeit

Trocken lagern und vor Sonnenlicht schützen. Maßanfertigungen sind Produkte zur sofortigen Verwendung. Da sich aufgrund des Krankheitsbildes und der individuellen Lebensumstände die Körpermaße verändern können, sind maßgefertigte Produkte für eine Nutzungsdauer von 6 Monaten ausgelegt. Nach der 6-monatigen Nutzungsdauer

ist eine erneute Körpermaßkontrolle durch medizinisches Fachpersonal notwendig. Bei signifikanter Änderung relevanter Körpermaße (z. B. aufgrund des Therapieerfolges, Gewichtsveränderung) des bereits versorgten Körperteils, kann eine neue Abmessung und neue Versorgung auch schon früher, vor Ablauf der 6-monatigen Nutzungsdauer, begründet sein.

Indikationen

Schädigung der Haut und der Heilfunktion der Haut mit hypertropher Narbenbildung oder Keloidbildung. Nach Verletzungen/Verbrennungen/Operationen, zur Verbesserung der Narben-/Wundheilung bis zur Ausheilung der Narbe, zur Stabilisierung des Operationsergebnisses.

Absolute Kontraindikationen

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium III/IV, dekompensierte Herzinsuffizienz, septische Phlebitis, Phlegmasia coerulea dolens, akutes Erysipel, akute bakterielle, virale oder allergische Entzündungen, unbehandelte oder fortgeschrittene Hauterkrankungen / Kontaktexzeme, unbehandelte offene Wunden, Schwellungen der Extremität unbekannter Ursache, unbehandelte maligne Tumore.

Relative Kontraindikationen

Ausgeprägte nässende Dermatosen, malignes Lymphödem, periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) Stadium I/II, periphere Neuropathie bei Diabetes mellitus, Sensibilitätsstörungen der Extremitäten, kompensierte Herzinsuffizienz, Hautinfektionen, Hauterkrankungen (z. B. blasenbildende Dermatosen), Unverträglichkeit auf Druck oder Inhaltsstoffe des Produkts, primär chronische Polyarthritiden. Bestehen offene Wunden im Versorgungsbereich, muss der Wundbereich zunächst mit einer entsprechenden Wundauflage bzw. einem Verband abgedeckt werden, bevor die Kompressionsbekleidung angelegt wird.

Bei chronischen Lymphödemen oder Lipödemen empfehlen wir unsere lymphologischen Produkte zu verwenden.

Bei Nichtbeachtung dieser Kontraindikationen kann von der Unternehmensgruppe der Julius Zorn GmbH keine Haftung übernommen werden.

Nebenwirkungen

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Nebenwirkungen bekannt. Sollten dennoch negative Veränderungen (z. B. Hautirritationen) während der verordneten Anwendung auftreten, so wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Arzt oder medizinischen Fachhandel. Sollte eine Unverträglichkeit gegen einen oder mehrere Inhaltsstoffe dieses Produktes bekannt sein, halten Sie bitte vor Gebrauch Rücksprache

mit Ihrem Arzt. Sollten sich Ihre Beschwerden während der Tragezeit verschlechtern, ziehen Sie das Produkt aus und suchen Sie bitte umgehend Ihren Arzt auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden / Verletzungen, die aufgrund unsachgemäßer Handhabung oder Zweckentfremdung entstanden sind. Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt, wie beispielsweise Beschädigungen des Gestricks oder Mängel in der Passform, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhändler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod führen können, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert.

Entsorgung

Ihre Kompressionsbekleidung können Sie über den herkömmlichen Entsorgungsweg vernichten. Es gibt keine besonderen Kriterien zur Entsorgung.

Ergänzungsinformation für Produkte mit Silber

Da Silber Wärme und Elektrizität leiten kann, sollte ein direkter Kontakt mit elektrischen Quellen vermieden werden. Juzo ScarComfort Silver sollte nicht im nassen Zustand mit Metallen (z. B. Metallkleiderbügel) in Berührung kommen. Das Silber im Textil könnte sich dadurch verfärben. Durch Gerbstoffe, die bei der Lederherstellung des Schuhinnenfutters verwendet werden, kann es zu Verfärbungen des Strumpfes und des Silberfadens im Fußbereich kommen.

Batik Collection

Bei Juzo Kompressionsärmeln in Batik-Design handelt es sich um Unikate. Die Farbmusterung der handgefertigten Einzelstücke ist einzigartig und kann daher nicht reproduziert werden. Auch kann es zu geringfügigen Farbveränderungen nach dem ersten Waschen kommen. Durch das Herstellungsverfahren entsteht die typische Knitteroptik. Diese ist nur am ungetragenen Produkt, nicht aber im getragenen Zustand zu sehen. Aufgrund der speziellen Färbetechnik sind diese Kompressionsärmel in ungetragenen Zustand etwas länger als Produkte ohne Batik-Design. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Passgenauigkeit und medizinische Wirksamkeit.

Purpose

The consistent application of uniform surface pressure by the compression garments has a beneficial effect on scar maturation and development. Therapeutic application of compression garments results in decreased blood circulation and increased tissue elasticity. The aim is to reduce the risk of the formation of hypertrophic scars and/or keloids or achieve a reduction in their appearance. The objective of compression therapy is to flatten the scar, increase tissue elasticity and reduce scar rigidity.

Notes for application

Your specialist dealer or therapist will show you how to use it correctly. Wear your compression garments for 23 hours non-stop (or as advised by your doctor). Compression garments are perfect for whole body treatments and they offer a certified UPF 80 UV protection factor in accordance with UV Standard 801. The UV protection only applies to those body regions that are covered with compression garments. Rough, unfilled nails or sharp-edged rings etc. may damage the very fine knitted fabric. Therefore please use Juzo Special Gloves. For compression garments with a silicone border, please note: The relevant part of the body should be depilated and free from oils, powder, creams and ointments.

Compression sleeves with knitted edges or silicone borders

1. Starting from the top, down to half way, turn the sleeve inside out.
2. Pull the sleeve over your hand and work your way up your arm to the elbow.
3. Work the folded section of the sleeve over your elbow and pull it step by step towards your shoulder.
4. Spread out the sleeve's knitted fabric so that there are no creases. When the sleeve is in the right position and fits perfectly, it will neither cause uncomfortable pressure or pinching, nor restrict your movements. Tip: Before donning, fold over the silicone border (if applicable).

Compression sleeves with shoulder cap and strap or bra fastening

5. Place one part of the shoulder strap across your chest and the other over your back. Next, fasten both ends together. Please bear in mind that you can change the length of the shoulder strap using the adjuster if it is too loose or too tight.

Please note:

Only wear compression garments if they have been prescribed by a doctor. Compression garments should only be dispensed

by properly trained staff at a medical retailer. Progressing the success of treatment or a change in condition means that the compression garments will have to be remeasured and, if necessary, new items will need to be made. Your compression garments are largely resistant to oils, ointments, skin moisture and other environmental influences. The durability of the knitted fabric may be affected by certain combinations of the above. This is why it is advisable to have your compression garments checked regularly at a medical retailer. Please contact your specialist retailer in the event of damage. Do not repair the product yourself – this may affect its quality and medical effectiveness. For hygiene reasons, this product is intended for one person only.

Washing and care instructions

Please note the care instructions on the textile label sewn into your compression garment. Do up any fasteners before washing! We recommend turning compression stockings with silicone borders inside out before washing. Wash compression garments separately when washing for the first time (they may lose colour). Your compression garments should be washed every day on a gentle or delicate wash cycle (40 °C). Tip: A laundry net provides additional protection for the knitted fabric. Please do not use fabric softener. When hand washing, rinse well and do not wring. We recommend the gentle Juzo Special Detergent. You can reduce drying time by placing the compression garment on a thick towel after washing, tightly rolling the towel up and firmly pressing out excess moisture. Then hang up the compression garment loosely. Do not leave it in the towel and do not dry on a radiator or in the sun. Compression garments are not suitable for dry cleaning or tumble drying.

Material composition

For precise details, please see the textile label that is sewn into your compression garment.

Storage information and shelf life

Store in a dry place and protect from sunlight. Custom-made products are for immediate use. Body measurements may change based on the patient's condition and individual circumstances. Custom-made products are therefore designed for a usage period of 6 months. After the 6-month usage period, body measurements must be re-checked by a medical specialist. In the event of significant changes in measurements of the body part that is being treated (e.g. based on therapeutic success, weight change), re-measurement and supply of a new product may be required earlier, before the 6-month usage period comes to an end.

Indications

Damage to the skin and healing for skin with hypertrophic scars and keloids. After injuries/burns/operations, to improve the scar/wound healing through to completely healing the scar, to stabilise the surgical outcome.

Absolute contraindications

Peripheral artery disease (PAD) stage III/IV, decompensated heart failure, septic phlebitis, phlegmasia cerulea dolens, acute erysipelas, acute bacterial, viral or allergic inflammation, untreated or advanced skin diseases/contact dermatitis, untreated open wounds, swelling of the extremity of unknown cause, untreated malignant tumours.

Relative contraindications

Pronounced weeping dermatoses, malignant lymphoedema, peripheral artery disease (PAD) stage I/II, peripheral neuropathy in association with diabetes mellitus, sensory disorders of the extremities, compensated heart failure, skin infections, skin diseases (e.g. blistering dermatoses), intolerance to pressure or the ingredients of the product, rheumatoid arthritis. If there are open wounds in the area to be treated, the affected area must be covered with an appropriate wound dressing or bandage before the compression garment can be applied. For chronic lymphoedema or lipoedema, we recommend our lymphological products.

Liability for failure to comply with these contraindications cannot be accepted by the Julius Zorn GmbH Group.

Side effects

There are no known side effects when using this product correctly. However, if you notice any adverse changes (e.g. irritation of the skin) during the prescribed use, please consult your doctor or medical retailer immediately. If you know that you are allergic to one or more of the product ingredients, please consult your doctor before using the product. The manufacturer does not accept any liability for damage / injuries resulting from improper use or misuse.

In the case of complaints related to this product, such as damage to the knitted fabric or problems with the fit, please contact the medical retailer directly. Only serious incidents that may lead to a major deterioration of the patient's medical condition or to death should be reported to the manufacturer and the relevant authority in the Member State. Serious incidents are defined in Article 2 (65) Regulation (EU) 2017/745 (MDR).

Disposal

You can dispose of your compression garments in the usual way. There are no specific disposal instructions.

Additional information for products containing silver

As silver can deduct heat and electricity, please avoid the direct contact with electric sources. Juzo ScarComfort Silver should not come in contact with metals (e. g. metal clothes hangers) when the textile is wet. The worked in silver could be discoloured thereby. The tanning agents used in the manufacture of the leather / man-made shoe lining may cause discoloration of the stocking and the silver thread in the foot area.

Batik Collection

Juzo compression sleeves in tiedye design are unique products. The colour pattern of the handmade individual items is unique and cannot be reproduced. There may be minor colour changes after the first wash. The characteristic "wrinkled look" originates from the production technique. It is only visible on the unworn product. Due to the special dyeing technique the compression sleeves are slightly longer in unworn condition than products without tie-dye design. However, this does not have any influence on the fitting accuracy and the medical efficacy when worn.

Utilisation

Grâce à la pression continue et uniforme exercée sur toute la surface du vêtement de compression pour cicatrices, on obtient un résultat positif au niveau de la cicatrisation et/ou de l'évolution de la cicatrisation. L'application thérapeutique du vêtement de compression se traduit par une réduction de la circulation sanguine et une augmentation de l'élasticité des tissus. Cela permet ainsi de réduire le risque de développement de cicatrices hypertrophiques et/ou de chéloïdes, voire même de favoriser leur diminution. L'objectif du traitement par compression est d'aplanir la cicatrice, d'augmenter l'élasticité des tissus et de réduire la rigidité de la cicatrice.

Conseils d'application

Votre orthopédiste / pharmacien ou médecin / kinésithérapeute vous indiquera l'utilisation correcte. Portez votre vêtement de compression sans interruption pendant 23 heures (ou conformément à la prescription médicale). Le vêtement de compression est parfaitement adapté aux soins complets du corps et offre un facteur de protection UV UPF80 certifié conformément à la norme UV 801. La protection UV n'est valable que pour les parties du corps recouvertes par le vêtement de compression. Des ongles cassants ou des bagues aux arêtes vives peuvent endommager le tricotage ultra fin. C'est pourquoi il convient d'utiliser les Gants Spécial Juzo pour enfiler votre bas. Attention avec les vêtements de compression dotés d'un ourlet autofixant : Les parties du corps doivent être épilées et ne pas être enduites d'huile, de poudre, de crème et autres pommades.

Manchons de compression avec extrémité en tricot ou ourlet autofixant

1. Rabattez le manchon sur l'envers du haut jusqu'à la moitié.
2. Enflez le manchon en passant la main à travers et positionnez-le sur le bras jusqu'au coude.
3. Ajustez la partie du manchon rabattue à la pliure du coude et enflez-la progressivement vers l'épaule.
4. Lissez le tricotage du manchon de façon à ce qu'il n'y ait pas de plis. Le manchon est parfaitement mis en place lorsqu'il n'exerce aucune pression ou cisaillement gênant et n'entrave aucunement la liberté de mouvement. Conseil : retournez l'ourlet autofixant (le cas échéant) avant l'enfilage.

Manchons de compression avec épaulière et sangle ou fixation pour soutien-gorge.

5. Mettez une sangle de la bretelle sur la cage thoracique et l'autre dans le dos. Reliez ensuite les deux extrémités de sangle. Attention : Si les bretelles sont trop lâches ou trop

serrées, vous pouvez changer leur longueur avec la bride de réglage.

Veillez noter :

Ne portez votre vêtement de compression que sur prescription médicale. Le vêtement de compression doit exclusivement être dispensé par des professionnels de la santé dûment formés. Tout résultat positif du traitement ou toute évolution du tableau clinique nécessite de procéder à une nouvelle mesure et éventuellement à une nouvelle fabrication. Votre vêtement de compression offre une bonne résistance aux huiles, aux pommades et à la transpiration ainsi qu'à d'autres facteurs environnementaux. En raison de certaines combinaisons, la durée de vie du tricot peut être compromise. Par conséquent, un contrôle régulier de l'approvisionnement médical est recommandé. En cas de dommages, veuillez contacter votre revendeur. N'essayez pas de réparer le textile par vos propres moyens sous peine de nuire à la qualité et l'efficacité médicales. Pour des raisons d'hygiène, ce produit est destiné à une seule personne.

Consignes de lavage et d'entretien

Veillez prendre en compte les consignes d'entretien sur l'étiquette cousue. Avant le lavage, veillez à fermer tous les zips, s'il y en a ! Nous recommandons de laver les bas de compression dotés d'un ourlet autofixant avec les « picots à l'envers ». Lavez le vêtement de compression séparément la première fois (il pourrait déteindre). Il est recommandé d'utiliser un cycle délicat (40 °C) pour laver quotidiennement votre vêtement de compression. Conseil : un filet à linge protège également le tricot. Veillez n'utiliser aucun assouplissant ! Pour un lavage à la main, rincez le tissu abondamment sans l'essorer. Nous recommandons la Lessive Spéciale Juzo. Vous pouvez réduire le temps de séchage en plaçant le vêtement de compression après l'avoir lavé sur une serviette épaisse, en l'enroulant bien dans la serviette et en le pressant avec force. Ensuite, étendez-le sur le fil à linge. Ne pas laisser dans la serviette et ne pas sécher sur le radiateur ou au soleil. Le vêtement de compression ne doit pas être nettoyé à sec ni être séché au lave-linge.

Composition des matériaux

Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'étiquette textile cousue sur votre vêtement de compression.

Instructions de stockage et durée de conservation

À conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière du soleil. Les produits sur mesure sont des produits destinés à une utilisation immédiate. Étant donné que les mensurations peuvent évoluer en raison du tableau clinique et des conditions de vie individuelles, les produits sur mesure sont conçus pour

une durée de vie utile de 6 mois. Après 6 mois d'utilisation, un nouveau contrôle des mensurations physiques doit être effectué par un personnel médical spécialisé. En cas de modifications significatives des mensurations (par ex. en raison du succès du traitement, d'un changement de poids) de la partie du corps déjà prise en charge, une nouvelle prise de mesure et un nouveau dispositif peuvent également être justifiés plus tôt, avant la fin de la vie utile de 6 mois.

Indications

Lésion cutanée et fonction cicatrisante de la peau avec formation de cicatrices hypertrophiques ou formation de chéloïdes. À la suite de blessures / de brûlures / d'opérations, pour améliorer la cicatrisation / guérison des plaies jusqu'à la guérison complète de la cicatrice, pour stabiliser les résultats opératoires.

Contre-indications absolues

Maladie artérielle périphérique (MAP) stade III/IV, insuffisance cardiaque congestive, phlébite septique, phlébite bleue, érysipèles aigus, inflammation bactérienne, virale ou allergique aiguë, maladies cutanées/eczéma de contact non traités ou avancés, plaies ouvertes non traitées, gonflement des extrémités de cause inconnue, tumeurs malignes non traitées.

Contre-indications relatives

Dermatoses suintantes prononcées, lymphœdème malin, maladie artérielle périphérique (MAP) stade I/II, neuropathie périphérique liée au diabète sucré, troubles de la sensibilité des extrémités, insuffisance cardiaque compensée, infections cutanées, maladies de la peau (par exemple, dermatoses vésiculeuses), intolérance à la pression ou aux ingrédients du produit, polyarthrite chronique primaire. S'il existe des lésions ouvertes dans la zone soignée, la zone de la plaie doit d'abord être recouverte d'un pansement ou d'un bandage approprié avant de pouvoir enfiler le vêtement de compression. En cas de lymphoedemes ou lipoeidemes chroniques, nous conseillons d'utiliser nos produits lymphologiques. Le groupe Julius Zorn GmbH ne peut assumer aucune responsabilité en cas de non-respect de ces contre-indications.

Effets secondaires

Aucun effet secondaire connu en cas d'utilisation conforme. Si des modifications négatives (par ex. irritations cutanées) apparaissent lors de l'application prescrite, veuillez vous adresser immédiatement à votre médecin ou à votre revendeur médical spécialisé. En cas d'intolérance connue à un ou plusieurs composants de ce produit, veuillez demander l'avis de votre médecin avant utilisation. Le fabricant n'est pas responsable

des dommages / blessures résultant d'une manipulation non conforme ou d'une mauvaise utilisation.

En cas de réclamation concernant le produit (par exemple, dommages au niveau du tricot ou défauts de la forme ajustée), veuillez vous adresser directement à votre revendeur médical spécialisé. Seuls des faits graves pouvant entraîner une détérioration importante de l'état de santé, voire la mort doivent être communiqués au fabricant ou à l'autorité compétente de l'État membre. Les incidents graves sont définis à l'article 2, point n° 65 du règlement UE 2017/745 (dispositifs médicaux).

Mise au rebut

Vous pouvez éliminer votre vêtement de compression selon le mode de mise au rebut habituel. Il n'existe aucun critère particulier pour la mise au rebut.

Informations complémentaires sur les produits avec de l'argent

Étant donné que l'argent est capable de conduire la chaleur et l'électricité, le contact direct avec des sources électriques devrait être évité. Juzo ScarComfort Silver à l'état humide ne doit pas être mis en contact avec des métaux (p. ex. des cintres en métal). L'argent dans le textile pourrait subir des modifications au niveau de la couleur. Les agents de tannage utilisés pour la fabrication du cuir de la doublure intérieure de la chaussure peuvent entraîner une décoloration du bas et du fil d'argent au niveau du pied.

Batik Collection

Les manchons de compression Juzo en collection batik sont des pièces uniques. Le motif est propre à chaque produit fait main et ne peut donc être reproduit à l'identique. De légères variations de couleurs peuvent également survenir après le premier lavage. En raison d'un processus de fabrication très particulier le produit a un aspect « froissé » qui disparaît dès qu'il est porté. En raison de la technique de coloration spécifique utilisée les manchons de compression paraissent, avant d'être enfilés, plus longs que les produits fabriqués sans le design batik. Cela n'a cependant aucune influence sur l'efficacité du produit et sa bonne adaptation aux mesures du patient.

Destinazione d'uso

Lo scopo della pressione uniforme, piatta e continua esercitata dall'abbigliamento compressivo per il trattamento delle cicatrici è quello di influenzare positivamente la guarigione cicatriziale o la formazione delle cicatrici. L'applicazione terapeutica dell'abbigliamento compressivo determina una riduzione della circolazione e un aumento dell'elasticità tessutale. In questo modo si intende prevenire o comunque ridurre la formazione di cicatrici ipertrofiche e/o di cheloidi. L'obiettivo perseguito dalla terapia compressiva è quello di un appiattimento della cicatrice, un aumento dell'elasticità tessutale e una riduzione della rigidità cicatriziale.

Indicazioni per l'utilizzo

Rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specializzato o al proprio medico per ricevere le informazioni di corretto utilizzo. Indossare l'abbigliamento compressivo per 23 ore consecutive (ovvero conformemente alla prescrizione medica). L'abbigliamento compressivo è perfetto per i trattamenti di tutto il corpo e garantisce un fattore di protezione UV certificato UPF 80 in base allo standard UV 801. L'indice di protezione UV fa riferimento alle sole zone del corpo coperte dall'abbigliamento compressivo. Unghe rotte, non limate oppure anelli con spigoli taglienti, ecc. potrebbero danneggiare il tessuto particolarmente delicato. Pertanto, utilizzare Juzo Guanti UP. In caso di abbigliamento compressivo con bordo in silicone prestare attenzione a quanto segue: la relativa parte del corpo deve essere depilata e priva di oli, polveri, creme e unguenti.

Bracciali compressivi con bordo in maglia o in silicone

1. Risvoltare al rovescio il bracciale procedendo dall'alto fino a metà.
2. Infilare la mano nel bracciale, quindi proseguire lungo il braccio fino al gomito.
3. Una volta arrivatati al gomito, srotolare il risvolto superiore del bracciale facendolo scivolare gradualmente fino alla spalla.
4. Sistemare il tessuto del bracciale in modo tale che non vi siano pieghe. Se il bracciale è stato indossato perfettamente, non si devono avvertire punti di pressione o restringimenti fastidiosi e i movimenti non devono risultare limitati. Suggerimento: risvoltare il bordo in silicone (se presente) prima dell'indossamento.

Bracciali compressivi con spalliera e cinturino o fissaggio al reggiseno

5. Sistemare un capo della spallina sul petto e l'altro sulla

schiena. Quindi, collegare tra loro le due estremità della fascia. Attenzione: qualora la spallina fosse troppo lenta o troppo stretta, è possibile modificarne la lunghezza con l'apposito gancio di regolazione.

Attenzione:

Indossare l'abbigliamento compressivo solo previa prescrizione medica. L'abbigliamento compressivo deve essere prescritto solo da personale appositamente formato del negozio specializzato in prodotti medicali. Un miglioramento terapeutico o una variazione del quadro clinico rendono necessaria una nuova misurazione ed eventualmente la realizzazione di un nuovo prodotto. L'abbigliamento compressivo è altamente resistente a oli, unguenti, umidità della pelle e altri fattori ambientali. Tuttavia, determinate combinazioni possono danneggiare la robustezza del tessuto. Pertanto si raccomanda un'ispezione regolare da eseguirsi nel negozio specializzato di prodotti medicali. In caso di danni, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Non effettuare riparazioni autonome, poiché potrebbero danneggiare qualità ed efficacia medica. Per motivi igienici, questo prodotto è destinato all'uso da parte di una sola persona.

Istruzioni per il lavaggio e la cura

Consultare le istruzioni riportate sull'etichetta in tessuto cucita sul prodotto. Prima del lavaggio, chiudere tutte le chiusure (se presenti)! Si consiglia di lavare le calze compressive con bordo in silicone al rovescio. Al primo lavaggio, lavare l'abbigliamento compressivo separatamente (potrebbe scolorire). L'abbigliamento compressivo deve essere preferibilmente lavato ogni giorno con un ciclo per capi delicati (40 °C). Suggerimento: una rete di lavaggio offre più protezione al tessuto. Non utilizzare ammorbidente! In caso di lavaggio a mano, risciacquare abbondantemente e non strizzare. Si raccomanda l'uso di Juzo Detersivo Speciale per tessuti delicati. Per ridurre i tempi di asciugatura, dopo aver lavato l'abbigliamento compressivo avvolgerlo ben stretto in uno spesso asciugamano di spugna e premere vigorosamente. Dopodiché stendere l'abbigliamento compressivo senza usare mollette. Non lasciare il prodotto all'interno dell'asciugamano e non fare asciugare su termosifoni o al sole. L'abbigliamento compressivo non deve essere pulito chimicamente né asciugato in asciugatrice.

Composizione del materiale

Per informazioni dettagliate, consultare l'etichetta in tessuto cucita direttamente sull'abbigliamento compressivo.

Indicazioni e durata di conservazione

Conservare in luogo asciutto e proteggere dalla luce solare. Le versioni su misura sono destinate all'utilizzo immediato. Poiché in ragione del quadro clinico e delle circostanze individuali di vita si può verificare una modifica delle misure corporee, i prodotti realizzati su misura sono pensati per un periodo di utilizzo di 6 mesi. Trascorso il periodo di utilizzo di 6 mesi, è necessario procedere ad un nuovo controllo delle misure corporee da parte di personale medico specializzato. In caso di una consistente variazione delle misure (ad es. in seguito a un miglioramento terapeutico, una variazione del peso) della parte del corpo trattata, può eventualmente risultare indicato anticipare l'esecuzione di una nuova misurazione e la realizzazione di un nuovo trattamento anche prima dei 6 mesi indicati.

Indicazioni

Danneggiamento della pelle e della relativa funzione di guarigione con formazione di cicatrici ipertrofiche e cheloidi. In seguito a lesioni/ustioni/operazioni, per il miglioramento della cura delle cicatrici e delle ferite fino alla loro completa guarigione, per la stabilizzazione del risultato delle operazioni.

Controindicazioni assolute

Arteriopatia ostruttiva periferica (AOP) stadio III/IV, insufficienza cardiaca scompensata, flebite settica, flegmasia coerulea dolens, erisipela acuta, infiammazioni batteriche, virali o allergiche acute, patologie della pelle non trattate o in stadio avanzato/eczemi da contatto, ferite aperte non trattate, gonfiore delle estremità di causa ignota, tumori maligni non trattati.

Controindicazioni relative

Dermatosi essudative diffuse, linfedema maligno, arteriopatia ostruttiva periferica (AOP) stadio I/II, neuropatia periferica in presenza di diabete mellito, disturbi alla sensibilità delle estremità, insufficienza cardiaca compensata, infezioni cutanee, patologie cutanee (ad es. dermatosi bollose), intolleranza alla pressione o ai componenti del prodotto, poliartrite cronica primaria. In presenza di ferite aperte nell'area del trattamento è necessario coprire l'area della ferita con una medicazione o con una fasciatura prima di indossare l'abbigliamento compressivo Juzo.

In caso di linfedemi o lipedemi cronici suggeriamo di utilizzare i nostri prodotti linfologici.

In caso di inosservanza delle controindicazioni, Julius Zorn GmbH non si assume alcuna responsabilità.

Effetti collaterali

In caso di utilizzo corretto non sono noti effetti collaterali. Qualora durante l'utilizzo prescritto dovessero tuttavia insorgere alterazioni negative (ad es. irritazioni cutanee), rivolgersi immediatamente al proprio medico o negozio specializzato in prodotti medicali. Se dovesse essere nota un'eventuale intolleranza a uno o più materiali di questo prodotto, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni/lesioni derivanti da un utilizzo scorretto o non conforme alla destinazione d'uso.

In caso di reclami riferiti al prodotto, come ad es. danni al tessuto o una forma non ottimale, si prega di contattare il proprio rivenditore specializzato in prodotti medicali. Solo avvenimenti gravi, che possono causare un grave peggioramento delle condizioni di salute o il decesso, vanno segnalati al produttore e all'autorità competente dello stato membro. Gli avvenimenti gravi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).

Smaltimento

L'abbigliamento compressivo può essere smaltito secondo le comuni modalità. Non esistono criteri speciali per lo smaltimento.

Informazione supplementare per prodotti con argento

Poiché l'argento può condurre calore ed elettricità, si dovrebbe evitare il contatto diretto con fonti elettriche.

Juzo ScarComfort Silver non dovrebbe venire se bagnato a contatto con metalli (es. grucce in metallo). L'argento del tessuto potrebbe subire delle alterazioni di colore. I coloranti utilizzati per la tintura di scarpe in pelle / da uomo possono interferire e causare lo scolorimento della calza e del filato d'argento nella zona del piede.

Batik Collection

Le bracciali compressivi Juzo in "tie-dye" sono prodotti unici. Il tipo di disegno di ogni pezzo è inimitabile e non può essere riprodotto. Dopo il primo lavaggio possono eventualmente presentarsi lievi alterazioni di colore. Il caratteristico aspetto stropicciato deriva dalla tecnica di tintura ed è visibile solamente quando il prodotto non è indossato. Per la tecnica particolare di tintura il prodotto è solitamente più lungo di altri prodotti Juzo non trattati in questo modo. Questo non ha alcuna influenza sull'efficacia terapeutica e la corretta vestibilità del prodotto.

Finalidade

Uma compressão uniforme, plana e continuada da cicatriz, através da roupa de compressão, proporciona a maturação positiva da cicatriz e o desenvolvimento do processo de cicatrização. A utilização terapêutica da roupa de compressão tem como efeito uma redução da circulação sanguínea e um aumento da elasticidade dos tecidos. Deste modo, deverá ser reduzido o risco de formação de cicatrizes hipertroóficas e/ou quelóides ou pelo menos consegue-se uma diminuição destas. O objetivo da terapia de compressão é tornar a cicatriz mais plana, aumentar a elasticidade dos tecidos e reduzir a rigidez da cicatriz.

Conselhos de utilização

O seu revendedor especializado ou terapeuta terão todo o gosto em lhe mostrar a utilização correta. Use as suas roupas de compressão durante 23 horas de cada vez (ou conforme prescrição médica). A roupa de compressão é perfeita para todo o corpo, além de proporcionar um fator de proteção anti-UV certificado de UPF 80, em conformidade com a Norma UV 801. A proteção UV está garantida apenas nas partes do corpo que estão cobertas com a roupa de compressão. As unhas ásperas e não limadas ou os anéis com bordos pontiagudos, etc., podem danificar a malha muito fina. Por conseguinte, use sempre as Luvas especiais Juzo. Tenha cuidado com as roupas de compressão com banda de fixação: As partes do corpo devem estar depiladas e limpas de óleos, pós, cremes e pomadas.

Mangas de compressão com rebordo em malha ou banda de fixação

1. Faça deslizar a manga, desde cima até metade, pelo avesso.
2. Faça deslizar a manga sobre a mão e continue a trabalhar a manga no braço até ao nível do cotovelo.
3. Ajuste a parte superior da manga acima do cotovelo e puxe-a pouco a pouco até ao ombro.
4. Distribua a malha da manga de modo a não deixar quaisquer pregas. Se a manga estiver perfeita e corretamente ajustada, não deve exercer qualquer tipo de pressão desconfortável ou vincar a pele e limitar os seus movimentos. Conselho: Antes de vestir a manga, dobre o banda de fixação (se existir) um pouco para fora.

Manga de compressão com alça e tira de retenção ou fixação à alça do sutiã

5. Coloque uma tira do suporte do ombro no peito e a outra nas costas. Em seguida, una as extremidades das duas

tiras. Atenção: Se a alça do ombro estiver demasiado frouxa ou demasiado apertada, pode ajustar o seu comprimento através da fivela de regulação.

Note bem:

Só deve usar roupas de compressão Segundo prescrição médica. As roupas de compressão apenas devem ser fornecidas por pessoal com a devida formação específica e obtidas no comércio da especialidade. A evolução do êxito da terapia ou uma mudança do quadro clínico levam à necessidade de uma nova medição e, eventualmente, de um novo produto. As suas roupas de compressão são bastante resistentes aos óleos, às pomadas, à humidade da pele e a outras influências do meio ambiente. A resistência da malha pode ser afetada por determinadas composições. Recomendam-se por isso controlos regulares pelo distribuidor especializado em produtos medicinais. Em caso de danos, contacte o seu distribuidor especializado. Não tente fazer quaisquer consertos – poderá alterar a qualidade e o efeito medicinal do produto. Por razões de higiene, este produto deve ser usado por uma só pessoa.

Cuidados e instruções de lavagem

Siga as instruções de limpeza indicadas na etiqueta textil cosida no produto. Antes da lavagem deve fechar todos os fechos (caso existam)! Recomendamos que vire a roupa de compressão com banda de fixação do avesso, antes da lavagem. A primeira lavagem das roupas de compressão deve ser feita em separado (risco de descoloração). As suas roupas de compressão Juzo devem ser lavadas diariamente num programa para roupa delicada (até 40°C). Conselho: Uma rede de lavagem protege adicionalmente o produto. Não utilize amaciador! Na lavagem manual, enxague abundantemente e não torça. Recomendamos o Juzo Detergente Especial. O tempo de secagem pode ser encurtado se, depois da lavagem, colocar as mangas de compressão numa toalha turca bem grossa, enrolar comprimindo e apertar com força. Depois, pendure a roupa de compressão sem a comprimir. Não deixe as peças na toalha turca e não os seque sobre o aquecedor ou ao sol. As roupas de compressão não devem ser limpas a seco nem ser secas na máquina de secar.

Composição do material

A etiqueta têxtil cosida nas roupas de compressão Juzo contém indicações precisas.

Indicações de armazenagem e conservação

Guardar em local seco, ao abrigo da ação direta dos raios solares. Os produtos feitos por medida destinam-se a utilização imediata. Uma vez que, devido ao quadro clínico e às circunstâncias individuais da vida, as dimensões do corpo podem alterar-se, os

produtos feitos por medida são projetados para uma vida útil de 6 meses. Após um período de utilização de 6 meses é necessário efetuar um novo controlo das dimensões do corpo, por pessoal médico especializado. Se ocorrer uma alteração significativa das dimensões corporais (por exemplo, devido ao êxito da terapia ou a uma variação de peso) da parte do corpo já tratada, pode também justificar-se, mais cedo, efetuar uma nova medição e um novo tratamento, antes do final da vida útil de 6 meses do produto.

Indicações

Lesões cutâneas e deficiente função cicatrizante da pele com formação de cicatrizes hipertróficas ou queloides. Na sequência de lesões/queimaduras /operações, para melhorar o processo de cicatrização de cicatrizes e feridas até à cura completa da cicatriz, para estabilização do resultado da cirurgia.

Contraindicações absolutas

Doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) na fase III/IV; insuficiência cardíaca descompensada; flebite séptica; Flegmasia coerulea dolens; erisipela aguda; inflamações agudas bacterianas, virais ou alérgicas; doenças cutâneas não tratadas ou em estado avançado / eczemas de contacto; feridas abertas não tratadas; edemas dos membros de etiologia desconhecida; tumores malignos não tratados.

Contraindicações relativas

Dermatoses purulentas pronunciadas, linfoedema maligno, doença arterial oclusiva periférica (DAOP) na fase I/II, neuropatia periférica na Diabetes mellitus; alterações da sensibilidade nas extremidades; insuficiência cardíaca compensada; infeções cutâneas; doenças cutâneas (p. ex., dermatoses vesicantes), intolerância à pressão ou aos componentes do produto, poliartrite crónica primária. Se existirem feridas abertas na zona a tratar, a ferida deve primeiro ser coberta com um penso ou uma ligadura adequada, antes da aplicação de roupa de compressão.

Nos casos de linfoedemas ou lipoedemas crónicos, recomendamos a utilização dos nossos produtos linfológicos.

O grupo de empresas Julius Zorn GmbH não se responsabiliza pelo não cumprimento destas contra-indicações.

Efeitos colaterais

Se o produto for devidamente utilizado, desconhecem-se quaisquer efeitos colaterais. Se, apesar de tudo, se verificarem alterações negativas durante o período de aplicação prescrito (p. ex., irritações de pele), contacte de imediato o seu médico ou o revendedor especializado em produtos medicinais. Se tiver conhecimento de qualquer intolerância a um ou mais

componentes deste produto, fale com o seu médico antes de utilizar o produto. O fabricante não se responsabiliza por danos / lesões causados por uma manipulação inadequada ou pelo uso impróprio do produto.

Em caso de reclamações relacionadas com o produto, como por exemplo, danos na malha ou defeitos de ajuste, contacte diretamente o seu revendedor especializado. Só devem ser comunicadas ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro as ocorrências graves que possam levar a uma deterioração significativa da saúde ou à morte. As ocorrências graves estão definidas no Artigo 2 N.º 65 da Diretiva (UE) 2017/745 (MDR).

Eliminação

Pode desfazer-se das suas roupas de compressão utilizando o método convencional de eliminação. Não existem critérios especiais de eliminação.

Informações complementares para produtos com prata

Como prata é um condutor de calor e de eletricidade, é aconselhável evitar um contato direto com fontes elétricas. Juzo ScarComfort Silver, quando molhado, não deve ter contato com metais (por ex. cabides metálicos). Isto poderá causar uma alteração de cores da prata. A cor da meia e do fio prateado na área do pé pode ser modificada pelos taninos usados na fabricação do couro do forro interior do sapato.

Batik Collection

Quando se fala em mangas de compressão Juzo em design Batik, fala-se de Unikate. O padrão de cores de cada peça fabricada à mão é único, pelo que não pode ser reproduzido. Depois da primeira lavagem também é possível que ocorram pequenas alterações nas cores dos artigos. Graças ao seu processo de fabrico, o resultado é o típico efeito visual que é visto apenas no produto que não está a ser usado, e não durante o seu uso. Graças à técnica especial de cores, estas mangas de compressão com o design Batik em estado de não usadas são um pouco mais compridas do que os produtos sem o design Batik. Porém, este facto não teve qualquer influência sobre a precisão da sua adaptação e sobre o efeito medicinal do produto.

Ámbito de aplicación

La compresión uniforme, superficial y continua de la prenda de compresión para cicatrices tiene un efecto positivo sobre la maduración y la evolución de la cicatriz. El uso terapéutico de la prenda de compresión disminuye el riesgo sanguíneo y aumenta la elasticidad del tejido. Así, se pretende reducir el riesgo de formación de cicatrices hipertróficas o queloides o conseguir su regresión. El objetivo de la terapia de compresión es el aplanamiento de la cicatriz, el aumento de la elasticidad del tejido y la reducción de la rigidez de la cicatriz.

Consejos para la aplicación

Su técnico ortopédico o terapeuta estarán encantados de mostrarle su correcta utilización. Lleve puesta su prenda de compresión ininterrumpidamente durante 23 horas (o según prescripción médica). Las prendas de compresión resultan idóneas para tratamientos de cuerpo entero y ofrecen un factor de protección UV certificado UPF 80 conforme al estándar UV 801. Solo dispone de una protección UV para aquellas partes del cuerpo cubiertas con prendas de compresión. Las unas sin limar o los anillos puntiagudos podrían dañar el tejido fino. Por esta razón, por favor, utilice los Guantes especiales Juzo. Tenga en cuenta en el caso de utilizar prendas de compresión con borde adhesivo: Las correspondientes partes del cuerpo deben estar depiladas y sin aceites, polvos, cremas o pomadas.

Mangas de compresión con borde de punto o borde adhesivo

1. Doble la manga desde arriba hasta la mitad del revés.
2. Deslice la manga sobre la mano y siga subiendo por el brazo hasta llegar al codo.
3. Coloque la parte doblada de la manga sobre el codo y deslicela poco a poco hasta llegar al hombro.
4. Extienda el tejido de punto de la manga de modo que no se formen arrugas. Si la manga está perfectamente colocada, no le apretará ni resultará incómoda en ningún punto, ni limitará sus movimientos. Consejo: Dé la vuelta al borde adhesivo (si existe) antes de colocarse la prenda.

Mangas de compresión con tira para el hombro y correa o sujeción al sujetador

5. Coloque una tira sobre el tórax y la otra tira por la espalda. A continuación, abrache los dos extremos. Nota: En caso de que el tirante quede demasiado flojo o demasiado apretado, puede ajustar la longitud del tirante por medio del clip de ajuste.

Importante:

Utilice su prenda de compresión únicamente según prescripción médica. Las prendas de compresión solo deben venderse en un comercio especializado de equipos médicos por personal debidamente cualificado para ello. A medida que la terapia avanza o el cuadro clínico cambia, es conveniente tomar medidas de nuevo y, en caso necesario, fabricar una prenda de compresión nueva. Su prenda de compresión presenta una buena resistencia contra los aceites, los ungüentos, la humedad de la piel y a otros factores ambientales. Determinadas combinaciones pueden afectar la durabilidad del tejido de punto. Por esta razón, es recomendable realizar un seguimiento periódico en el comercio especializado de equipos médicos. En caso de daños, pongase en contacto con su distribuidor especializado. No la repare usted mismo; hacerlo podría mermar la calidad y el efecto terapéutico. Por razones de higiene, este producto está destinado a una sola persona.

Instrucciones de lavado y cuidado

Por favor, observe las instrucciones para el cuidado de la etiqueta textil cosida. Antes del lavado, deben cerrarse (si existen) todos los cierres. Recomendamos lavar del revés las medias de compresión con borde adhesivo. Lave las prendas de compresión por separado la primera vez (pueden desteñir). Se recomienda lavar a diario las prendas de compresión en el programa delicado (40 °C). Consejo: utilice una red de lavado para proteger el tejido de punto de forma adicional. ¡No utilice suavizante! En caso de lavado a mano, enjuagar con abundante agua, sin escurrir. Recomendamos utilizar el detergente Detergente Especial Juzo. Para reducir el tiempo de secado, coloque la prenda de compresión sobre una toalla gruesa de rizo después de lavarla, enróllela y estrújela con fuerza. Seguidamente puede colgar la prenda de compresión suelta. No la deje dentro de la toalla, ni la seque sobre la calefacción o al sol. La prenda de compresión no admite la limpieza con productos químicos y no puede secarse en secadora.

Composición del material

Encontrará la información exacta en la etiqueta textil cosida en su prenda de compresión.

Indicaciones de armazenagem e conservação

Almacenar en un lugar seco y protegido de la radiación solar. Los productos fabricados a medida están concebidos para su uso inmediato. Dado que las medidas corporales pueden cambiar debido a la sintomatología y las condiciones de vida del paciente, los productos a medida están diseñados para tener una vida útil de 6 meses. Transcurrida la vida útil de 6 meses, es necesario

que el personal médico especializado realice un nuevo control de las medidas corporales. En caso de que haya cambios significativos en las medidas corporales relevantes de la parte del cuerpo ya tratada (p. ej., debido al éxito terapéutico, cambio de peso), también puede ser razonable volver a tomar medidas y aplicar un nuevo tratamiento antes de que transcurran los 6 meses de vida útil.

Indicaciones

Lesión cutánea o daño en la función curativa de la piel con formación de cicatrices hipertróficas o queloides. Después de lesiones/quemaduras/intervenciones quirúrgicas, para mejorar la cicatrización hasta la curación completa de la cicatriz, para estabilizar el resultado de la operación.

Contraindicaciones absolutas

Arteriopatía oclusiva periférica (AOP) en estadio III-IV, insuficiencia

cardíaca congestiva, flebitis séptica, flegmasia cerúlea dolens, erisipela aguda, inflamaciones alérgicas, virales o bacterianas agudas, eccemas de contacto/enfermedades

cutáneas no tratados o avanzados, heridas abiertas no tratadas, hinchazones de la extremidad de origen desconocido, tumores malignos sin tratar.

Contraindicaciones relativas

Dermatosis exudativas manifiestas, linfedema maligno, arteriopatía oclusiva periférica (AOP) en estadio I-II, neuropatía periférica con diabetes mellitus, disestesia de las extremidades, insuficiencia cardíaca compensada, infecciones cutáneas, enfermedades cutáneas (p. ej., dermatosis vesicantes), intolerancia a la presión o a los componentes del producto, artritis reumatoide. En caso de que haya heridas abiertas en la zona de tratamiento, hay que cubrir la zona de la herida con un apósito o vendaje adecuado antes de colocar la prenda de compresión.

En caso de lipedemas o linfedemas crónicos, recomendamos usar nuestros productos de linfología.

El grupo empresarial Julius Zorn GmbH no assume responsabilidad alguna en caso de inobservancia de estas contraindicaciones.

Efectos secundarios

Con una aplicación adecuada no se han observado efectos secundarios. Sin embargo, si se producen cambios adversos (p. ej. Irritaciones cutáneas) durante la aplicación prescrita,

póngase en contacto con su médico o comercio especializado de equipos médicos inmediatamente. En caso de conocerse una intolerancia a uno o varios componentes de este producto, consulte con su médico antes de su uso. El fabricante no se hace responsable de daños o lesiones derivados de una manipulación indebida o un mal uso.

En caso de reclamaciones en relación con el producto, como por ejemplo daños en el tejido o ajuste inadecuado, por favor, póngase en contacto directamente con su distribuidor especializado de productos sanitarios. Solo en caso de incidentes graves, que puedan provocar un deterioro significativo del estado de salud o incluso la muerte, debe informarse al fabricante y la autoridad competente del Estado miembro. Los incidentes graves están definidos en el Artículo 2, núm. 65 del Reglamento (UE) 2017/745.

Eliminación

Puede eliminar sus prendas de compresión a través del sistema de gestión de residuos habitual. No hay criterios especiales para la eliminación.

Información complementaria para los productos con plata

Debido a la capacidad de conducción de calor y electricidad de la plata, debería evitarse un contacto directo con fuentes de electricidad. La Juzo ScarComfort Silver no debe entrar en contacto con metales (p. ej. perchas de metal) cuando está mojada. En este caso la plata del tejido puede cambiar de color. Los taninos utilizados en la fabricación del cuero del forro interior del calzado, pueden ocasionar una decoloración de la media y del hilo de plata, en la zona del pie.

Batik Collection

Las mangas de compresión Juzo con diseño tie-dye son productos únicos. Cada diseño, basado en un coloración hecha a mano, es único y no puede ser reproducido o copiado. También se pueden producir pequeños cambios de color después del primer lavado. El característico "look arrugado" se debe a la técnica de fabricación. Sólo se ve cuando el producto está sin estrenar. Debido a la técnica especial de coloración las mangas de compresión conservan un poco más la apariencia de no haber sido usados que los productos sin diseño tie-dye. No obstante, esto no tiene ninguna influencia en la precisión del ajuste de la prenda ni en la eficacia, desde el punto de vista médico, de la misma

Beoogd gebruik

De compressiekleiding voor littekens oefent een gelijkmatige, constante oppervlaktedruk uit waardoor de genezing en ontwikkeling van littekens positief wordt beïnvloed. De therapeutische toepassing van compressiekleiding vermindert de doorbloeding en verhoogt de elasticiteit van het weefsel. Hierdoor wordt het risico op de vorming van hypertrofe littekens en/of keloiden vermindert en wordt de ontwikkeling van deze processen tegengegaan. Het doel van de compressietherapie is het litteken platter te maken, de weefselelasticiteit te verhogen en de littekenstijfheid te verlagen.

Tips voor het gebruik

Uw gespecialiseerde verkoper of therapeut toont u graag het correcte gebruik. Draag uw compressiekleiding onafgebroken gedurende 23 uur (of volg de aanwijzingen van uw arts). De compressiekleiding is uitstekend geschikt voor de totaalverzorging van uw lichaam en biedt een gecertificeerde UV-beschermingsfactor (UPF) van 80 volgens UV standaard 801. De UV-bescherming geldt alleen voor de met compressiekleiding bedekte lichaamsplekken. Scherpe, niet gevijde nagels en ringen met scherpe randen kunnen het uiterst delicate breiwerk beschadigen. Gebruik daarom de Juzo speciale Handschoenen. Let er bij compressiekleiding met een siliconenband op dat de lichaamsdelen onthaard zijn en niet zijn ingesmeerd met olie, poeder, crème of zalf.

Compressiemouwen met gebreide boord of siliconenband

1. Sla de mouw van boven tot aan de helft om aan de linkerzijde.
2. Trek de mouw over uw hand en verder omhoog over uw arm tot aan uw elleboog.
3. Schuif het omgeslagen gedeelte van de mouw vervolgens over uw elleboog en trek het in stapjes richting schouder.
4. Strijk het breiwerk van de mouw glad, zodat er geen plooiën zijn. Wanneer de mouw perfect en probleemloos zit, mag hij nergens onaangenaam drukken of insnijden of u beperken in uw bewegingen. Tip: keer voor het aantrekken de siliconenband (indien aanwezig) om.

Compressiemouw met schouderkap en schouderband of bh-bevestiging

5. Leg de ene band van de schouderband over uw borstkas en de andere over uw rug. Verbind de uiteinden van de twee banden vervolgens met elkaar. Let op: Als de schouderband te los of te strak zit, kunt u de lengte ervan met behulp van de verstelbare klemmen aanpassen.

Let u alstublieft op het volgende:

Draag uw compressiekleiding alleen op voorschrift van uw arts. De compressiekleiding dient uitsluitend door geschoold personeel in medische specialiazaken te worden verstrekt. Als de therapie aanslaat of als het ziektebeeld verandert, is het noodzakelijk dat er opnieuw metingen worden verricht, zodat indien nodig nieuwe compressiekleiding kan worden gemaakt. Uw compressiekleiding is grotendeels resistent tegen oliën, zalven, de vochtigheid van de huid en andere milieu-invloeden. Bepaalde combinaties kunnen de levensduur van het breiwerk verkorten. Daarom raden wij u aan de compressiekleiding regelmatig te laten controleren in een medische speciaalzaak. Bij beschadigingen dient u contact op te nemen met uw medische speciaalzaak. Repareer de compressiekleiding niet zelf – dit kan ten koste gaan van de kwaliteit en de medische werking van het product. Om hygienische redenen is dit product slechts voor een persoon bestemd.

Wasvoorschrift en overig advies

Neem de onderhoudsaanwijzingen op het ingenaaide textiel etiket in acht. Alle sluitingen (indien voorhanden) moeten vóór het wassen worden gesloten! Wij raden aan om compressiekousen met een siliconenband voor het wassen binnenste buiten te keren. Was de compressiekleiding de eerste keer apart (mogelijk niet kleurecht). Was uw compressiekleiding dagelijks met een programma voor fijne was (40 °C). Tip: een wasnet zorgt voor extra bescherming van het breiwerk. Geen wasverzachter gebruiken! Bij handwas goed spoelen en niet uitwringen. Wij raden het milde Juzo Speciaal wasmiddel aan. U kunt de droogtijd verkorten door de compressiekleiding na het wassen op een dikke badhanddoek te leggen, deze op te rollen en stevig uit te drukken. De compressiekleiding vervolgens losjes ophangen. Niet in de handdoek laten liggen en niet op de verwarming of in de zon drogen. De compressiekleiding mag niet chemisch worden gereinigd en in de wasdroger worden gedroogd.

Materiaalsamenstelling

De exacte informatie hierover vindt u op het textiel etiket aan de binnenkant van uw Juzo compressiekleiding.

Bewaarvoorschrift en levensduur

Droog bewaren en beschermen tegen zonlicht. Op maat gemaakte producten zijn ontworpen voor direct gebruik. De lichaamsmaten kunnen door het ziektebeeld of door individuele levensomstandigheden veranderen. Daarom zijn maatproducten voorzien voor een gebruiksduur van 6 maanden. Na een gebruik van 6 maanden dienen de lichaamsmaten opnieuw te worden gecontroleerd door medisch geschoold personeel. Bij

een significante verandering van de lichaamsmaten (bijv. door het aanslaan van de therapie, gewichtsverandering) kan al voor het verstrijken van de gebruiksduur van 6 maanden een nieuwe meting en een nieuw verzorgingsproduct nodig zijn.

Indicating

Beschadiging van de huid en de genezende functie van de huid met hypertrofe littekenvorming of keloïdevorming. Na verwondingen/brandwonden/operaties, ter verbetering van de litteken- en wondgenezing tot en met de genezing van het litteken, ter stabilisatie van het operatieresultaat.

Absolute contra-indicaties

Perifeer arterieel obstructief vaatlijden (PAOV) stadium III/IV, gedecompenseerde hartinsufficiëntie, septische flebitis, flegmasia coerulea dolens, acute erysipelas, acute bacteriële, virale of allergische ontstekingen, onbehandelde of vergevorderde huidziekten / contacteczeem, onbehandelde open wonden, zwellingen van de extremiteit met onbekende oorzaak, onbehandelde kwaadaardige tumoren.

Relatieve contra-indicaties

Uitgesproken nattende dermatosen, kwaadaardig lymfoedeem, perifeer arterieel obstructief vaatlijden (PAOV) stadium I/II, perifere neuropathie bij diabetes mellitus, sensibiliteitsstoornissen van de ledematen, gecompenseerde hartinsufficiëntie, huidinfecties, huidziekten (bijv. dermatosen met blaasvorming), intolerantie voor druk of bestanddelen van het product, primair chronische polyarthritis. Bij open wonden in het te behandelen gebied moet het wondoppervlak eerst met een geschikte wondverzorging resp. een verband worden afgedekt, voordat de compressiekleding wordt aangebracht.

Bij chronische lymfoedemen of lipoedemen raden wij aan onze lymfologische producten te gebruiken.

Bij het niet in acht nemen van deze contra-indicaties kan de bedrijfsgroep van Julius Zorn GmbH niet aansprakelijk worden gesteld.

Bijwerkingen

Bij vakkundig gebruik zijn geen bijwerkingen bekend. Mochten er tijdens het voorgeschreven gebruik toch negatieve veranderingen (bijv. huidirritaties) optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of uw medische speciaalzaak. Als u allergisch bent voor een of meerdere bestanddelen van dit product, raadpleeg dan voor gebruik uw arts. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade/letsel als gevolg van verkeerd of oneigenlijk gebruik.

Neem voor reclamaties die betrekking hebben op het product,

bijvoorbeeld bij schade aan het gebreide materiaal of een fout in de pasvorm, direct contact op met uw medische speciaalzaak. Alleen ernstige incidenten die tot grote achteruitgang van de gezondheidstoestand of tot de dood kunnen leiden, dienen te worden aangemeld bij de fabrikant en de bevoegde autoriteiten van de lidstaat. Ernstige incidenten zijn gedefinieerd in artikel 2 nr. 65 van de Verordening (EU) 2017/745 (MDR).

Afvoer

U kunt uw compressiekleding via de gebruikelijke afvoermethoden laten vernietigen. Er zijn geen bijzondere criteria voor de afvoer.

Verder informatie voor producten met zilver

Omdat zilver warmte en elektriciteit kan geleiden, moet een direct contact met elektrische bronnen vermeden worden. Juzo ScarComfort Silver mag in natte toestand niet met metaal (bijv. metalen kledinghangers) in aanraking komen. Het zilver in het textiel zou daardoor kunnen verkleuren. Bij de leerproductie, van o.a. de voering van de schoen, worden looistoffen gebruikt. Daardoor kan de kous en / of het zilverdraad bij de voeten gaan verkleuren.

Batik Collection

De Juzo compressiearmkousen met het batikdesign zijn uniek. Het kleurenpatroon van de handgemaakte kousen zijn zo uniek, dat het niet kan worden gereproduceerd. Bovendien kunnen er na de eerste wasbeurt minimale kleurveranderingen optreden. Door het fabricageproces wordt een zogenaamd kreuk effect veroorzaakt. Dit is alleen op het ongedragen product te zien. Dit beeld verdwijnt zodra het product gedragen wordt. Als gevolg van de speciale verftechniek zijn de producten in ongedragen staat iets langer dan producten met het batikdesign. Dit heeft echter geen invloed op de nauwkeurigheid en de doeltreffendheid van medische werking van de compressiekousen, compressiepanty en compressiearmkousen.

Anvendelsesområde

Et ensartet, udstrakt og kontinuerligt tryk fra arkompressionsproduktet skal sikre en positiv heling og udvikling af arret. Den terapeutiske anvendelse af kompressionsbeklædningen bevirker en reduktion af blodgennemstrømningen og en øgning af vævets elasticitet. På den måde skal risikoen for dannelse af hypertrofe ar og/eller keloider mindskes, og der skal opnås en tilbagegang i dannede ar og/eller keloider. Målet med kompressionsbehandlingen er at gøre arret fladere, øge vævets elasticitet og reducere arrets rigiditet.

Anvisninger vedrørende anvendelse

Din forhandler eller terapeut viser gerne, hvordan de anvendes. Bær din kompressionsbeklædning uafbrudt i 23 timer (eller efter lægens anvisninger). Kompressionsbeklædningen egner sig perfekt til behandling af hele kroppen og giver en certificeret UV-beskyttelsesfaktor UPF 80 I henhold til UV standard 801. UV-beskyttelsen gælder ikke kun til de steder på kroppen, som er dækket med kompressionsbeklædning. Ru og ufildede negle eller fingerringe med skarpe kanter eller lignende kan beskadige det meget fine strikmaterialer. Brug derfor altid Juzo Specialhandsker. Ved kompressionsbeklædning med silikonekant skal du være opmærksom på følgende: Kropsdelene bør være barberede og uden olie, puder, cremer og salver.

Kompressionsærmer med strikket afslutning eller silikonekant

1. Vend vrangen ud på ærmet oppefra og halvejs ned.
2. Træk ærmet op over hånden og fortsæt op ad armen indtil albuen.
3. Vend den øverste ærmedel op over albuen, og arbejd ærmet.
4. Fordel ærmets strikmaterialer således, at der ikke dannes folder. Når ærmet sidder, som det skal, må det ikke trykke eller skarve ubehageligt nogen steder eller begrænse dig i dine bevægelser. Tip: En eventuel silikonekant skal vendes om, inden ærmet tages på.

Kompressionsærme med skulderkappe og skulderrem eller BH-fastgørelse

5. Læg skulderremmens ene bånd hen over brystkassen og det andet bånd hen over ryggen. Forbind derefter de to båndender. OBS!: Hvis skulderremmen er for løs eller for stram, kan du regulere skulderremmens længde ved hjælp af indstillingsspændet.

Vær opmærksom på følgende:

Brug kun kompressionsbeklædningen, hvis lægen har ordineret det. Kompressionsbeklædning bør kun udleveres af

dertil uddannet personale i relevant specialbutik. Fremskridt i behandlingsresultatet eller et ændret sygdomsbillede kan gøre det nødvendigt at udføre en ny måling og eventuelt fremstille et nyt kompressionsprodukt. Din kompressionsbeklædning er i vidt omfang resistent over for olie, salve, hudfugtighed og andre miljøpåvirkninger. Visse kombinationer kan reducere strikmaterialets holdbarhed. Derfor anbefales en regelmæssig kontrol hos forhandleren. Kontakt venligst forhandleren, hvis kompressionsproduktet er blevet beskadiget. Undlad selv at foretage reparationer – det kan påvirke kvaliteten og medicinsk effekt negativt. Af hygiejniske årsager er dette produkt kun beregnet til én person.

Vaske- og plejeanvisning

Overhold venligst plejeanvisningerne på det isyede tekstilmærke. Inden vask skal eventuelle lukninger først lukkes! Det anbefales for vask at vende vrangen ud på kompressionsstrømper med silikonekant. Vask kompressionsbeklædningen separat første gang (risiko for afsmitning). Din kompressionsbeklædning bør så vidt muligt vaskes hver dag på skåne- eller finvaskeprogram (40 °C). Tip: En vaskepose giver ekstra beskyttelse til strikmaterialer. Brug ikke skyllemiddel! Ved håndvask: skyl rigeligt, og vrid ikke strikmaterialer. Vi anbefaler det milde Juzo Specialvaskemiddel. Tørretiden kan afkortes ved efter vask at lægge kompressionsbeklædningen på et tykt frottéhåndklæde, rulle det stramt sammen og trykke vandet godt ud. Hæng derefter kompressionsproduktet løst op. Lad ikke produktet blive liggende i håndklædet, og læg det ikke til tørre på radiatoren eller i direkte sollys. Kompressionsbeklædningen må ikke kemisk renses og heller ikke tørres i tørretumbleren.

Materialesammensætning

De præcise oplysninger fremgår af tekstilmærket, som er syet ind i din kompressionsbeklædning.

Opbevaringsanvisning og holdbarhed

Skal opbevares tørt og beskyttes mod sollys. Produkter, der er fremstillet efter mål, er beregnet til omgående anvendelse. Da kropsmålene kan ændre sig som følge af sygdomsbilledet og de individuelle livsomstændigheder, er produkter, som er fremstillet efter mål, beregnet til en brugstid på 6 måneder. Efter brugstiden på 6 måneder er det nødvendigt at få foretaget en ny kontrol af kropsmålene af medicinsk fagpersonale. Hvis de relevante mål på den kropsdel, der behandles, ændres signifikant (f.eks. som følge af vellykket behandling eller vægtændringer), kan en ny måling og ny behandling også være begrundet på et tidligere tidspunkt, inden udløbet af de 6 måneder.

Indikationer

Beskadigelse af huden og hudens helingsfunktion med hypertrofisk ardannelse eller keloiddannelse. Efter læsioner/forbrændinger/operationer, til forbedring af ar-/sårheling indtil arret er helet fuldstændigt op, til stabilisering af operationsresultatet.

Absolutte kontraindikationer

Perifer arteriel blodkarsygdom (PAOD) stadium III/IV, dekompenseret hjerteinsufficiens, septisk flebitis, flegmasia coerulea dolens, akut erysipelas, akutte bakterielle, virale eller allergiske betændelser, ubehandlede eller fremskredne hudsygdomme / kontakteksem, ubehandlede åbne sår, hævelser i ekstremitet af ukendt årsag, ubehandlede, maligne tumorer.

Relative kontraindikationer

Udprægede væskende dermatoser, malignt lymfødem, perifer arteriel blodkarsygdom (PAOD) stadium I/II, perifer neuropati ved diabetes mellitus, sensibilitetsforstyrrelser i ekstremiteterne, dekompenseret hjerteinsufficiens, hudinfektioner, hudsygdomme (f.eks. blæredannende dermatoser), uforenelighed med tryk og produktets indholdsstoffer, primær kronisk polyarthritis. Hvis der er åbne sår i behandlingsområdet, skal sårområdet først dækkes med en egnet sårbandage eller forbindelse, inden kompressionsproduktet anlægges.

Ved kroniske lymfødemer eller lypødemer anbefaler vi at bruge vores lymfologiske produkter.

Virksomhedsgruppen Julius Zorn GmbH hæfter ikke, hvis disse kontraindikationer ikke overholdes.

Bivirkninger

Ved korrekt anvendelse er der ingen kendte bivirkninger. Hvis der alligevel sker negative forandringer (f.eks. hudirritationer) under den ordinerede anvendelse, skal du straks kontakte din læge eller forhandler. Hvis du ved, at du er overfølsom over for ét eller flere af produktets indholdsstoffer, skal du konsultere din læge før brug. Producenten hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af ukorrekt håndtering eller utilsigtet anvendelse.

Ved reklamationer i forbindelse med produktet, eksempelvis beskadigelse af strikmaterialet eller fejl og mangler i forhold til pasform, bedes du henvende dig direkte til det sted, du har købt produktet. Kun alvorlige hændelser, som kan resultere i en væsentlig forværring af sundhedstilstanden eller kan have døden til følge, skal meddeles producenten og den ansvarlige myndighed i medlemslandet. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.

Bortskaffelse

Kompressionsbeklædningen kan bortskaffes på almindelig vis. Der gælder ingen særlige kriterier for bortskaffelsen.

Supplerende oplysninger vedrørende produkter med sølv

Da sølv kan lede varme og elektricitet, bør man undgå at komme i direkte kontakt med elektriske kilder. I våd tilstand bør Juzo ScarComfort Silver ikke komme i berøring med metaller (f.eks. tøjbjøjer af metal). Dette kan medføre en misfarvning af sølvet i tekstilet. Garvestoffer, der bruges i læderproduktionen til at fremstille indvendige foringer i sko, kan føre til misfarvning af strømpen og sølvråden i fodområdet.

Batik Collection

Juzo kompressionsærmer med Batik-Design er unikater. Det håndfarvede mønster er enestående for det enkelte produkt og kan ikke reproducere. Der kan også forekomme mindre farveændringer efter første vask. Gennem den specielle produktionsmetode er strømpen ikke længere glat, når strømper / ærme ikke bæres. Når produktet tages på, forsvinder dette og bliver helt glat. På grund af den specielle farveteknik er disse kompressionsærmer en smule længere i ubåren tilstand end ved produkter uden batik. Dette har dog ikke indflydelse på pasform eller medicinske virkning.

Ändamålsbestämning

Ärrkompressionsprodukten ger ett jämnt, heltäckande och kontinuerligt tryck, vilket främjar ärrläkningen och påverkar ärrutvecklingen i positiv riktning. Användning av kompressionsprodukten i terapeutiskt syfte minskar genombloodningen och ökar vävnadens elasticitet. Detta minskar risken för bildande av hypertrofiska ärr och/eller keloider resp. återgången av dessa. Målet med kompressionsbehandlingen är att ärrret plattas till samt att vävnadens och ärrrets elasticitet förbättras.

Användningstips

Din vårdkontakt eller terapeut visar dig gärna hur du ska använda din produkt på ett korrekt sätt. Använd kompressionsprodukten 23 timmar i sträck (eller enligt läkarens ordination). Kompressionsprodukten lämpar sig perfekt för helkroppsbehandlingar och är godkänd för solskyddsfaktor 80 enligt UV-standard 801. UV-skyddet gäller endast de kroppspartier som täcks av kompressionsprodukten. Ojämna, ofladda naglar eller vassa ringar kann skada det fina, stickade materialet. Använd därför Juzo Gummihandsker Special. Tänk på följande när du använder kompressionsprodukter med silikonband: Kroppsdelen ska vara fri från hår och utan oljor, puder, krämer och salvor.

Kompressionsärm med stickad kant eller silikonband

1. Börja uppifrån och vänd ärmen ut och in ned till hälften.
2. Stryk på ärmen över handen och arbeta dig vidare upp över armen till armbågen.
3. Forma den övervikta ärmdelen över armbågen och stryk den mot axeln, bit för bit.
4. Fördela ärmens stickade material så att det inte bildas några veck. Ärmen ska sitta perfekt och inte skapa obehagligt tryck eller skära in någonstans eller hindra dig i dina rörelser. Tips: Vänd silikonbandet (om sådant finns) innan du tar på ärmen.

Kompressionsärm med skulderdel och fästband eller fixering vid BH-bandet.

5. Lägg ett av skulderdelens band över bröstkorgen och det andra bandet över ryggen. Sätt därefter ihop de båda bandändarna. Observera: Om skulderdelen skulle sitta för löst eller för hårt kan du ändra dess längd med inställningsklämman.

Tänk på följande:

Använd endast kompressionsprodukten enligt din läkares ordination. Kompressionsprodukten bör endast lämnas ut av

medicinsk personal i fackhandeln. Allt eftersom behandlingen ger effekt eller om sjukdomsbilden ändras måste en ny mätning göras eller eventuellt en ny kompressionsprodukt tillverkas. Kompressionsprodukten tål i stor utsträckning olja, salvor, fukt från huden och andra påverkande faktorer. Vissa kombinationer kan dock försämra det stickade materialets hållbarhet. Därför rekommenderas att kompressionsprodukten kontrolleras regelbundet av medicinsk personal. Kontakta medicinsk personal hos din specialiserade återförsäljare vid skador. Laga inte produkten själv. Då kan kvaliteten och den medicinska effekten försämrans. Av hygieniska skäl är denna produkt endast avsedd för en person.

Tvätt- och skötselråd

Följ skötselråden på den insydda textiletiketten. Innan produkten tvättas måste alla stängningar (om sådana finns) stängas! Vi rekommenderar att du vänder kompressionsstrumpor med silikonband ut och in innan du tvättar dem. Tvätta kompressionsprodukten separat första gången (risk för missfärgning). Dina kompressionsprodukter bör tvättas dagligen i fintvättprogrammet (40 °C). Tips: En tvättpåse ger extra skydd åt det stickade materialet. Använd inte sköljmedel. Skölj kompressionsprodukten noggrant vid handtvätt. Vrid inte ur den. Vi rekommenderar att du använder vårt milda Juzo Special Detergent. Torktiden kan förkortas genom att kompressionsprodukten läggs på en tjock frottéhandduk, rullas in hårt och pressas ur kraftigt. Låt därefter kompressionsprodukten hänga fritt. Låt inte produkten ligga kvar i handduken och lägg den inte i solen eller på ett element för att torka. Kompressionsprodukten får inte kemtvättas eller torkas i torktumlare.

Materialsammansättning

Se textiletiketten som är insydd i din Juzo kompressionsprodukt för exakt information.

Förvaringsanvisning och hållbarhet

Förvara torrt och skyddat mot solljus. Måttsydda produkter ska användas omedelbart. Eftersom kroppsmätten kan ändras givet av sjukdomsbilden och individuella livsbetingelser är måttsydda produkter avsedda att användas under 6 månader. Efter denna 6 månader långa användningstid ska medicinsk personal genomföra en ny kontroll av kroppsmätten. Vid betydande förändring av relevanta kroppsmått (t.ex. på grund av behandlingsresultat, viktändring) hos en redan behandlad kroppsdelen kan det även vara motiverat med en tidigare uppföljande behandling före utgången av denna 6 månader långa användningstid.

Indikationer

Skador på huden och läkningen av hud med hypertrof ärreler keloidbildning. Efter skador/brännskador/operationer, för att förbättra ärr/sår-läkningen till dess att äret har läkt ut, för att stabilisera operationsresultatet.

Absoluta kontraindikationer

Perifer arteriell ocklusiv sjukdom (PAOD) stadium III/IV, dekompenserad hjärtsvikt, septisk flebit, phlegmasia cerulea dolens, akut erysipelas, akuta bakteriella, virala eller allergiska inflammationer, obehandlade eller framskridna hudsjukdomar/kontaktseksem, obehandlade öppna sår, svullnader i extremiteter av okänd orsak, obehandlade, maligna tumörer.

Relative kontraindikationer

Utpräglade vatskande dermatoser, malignt lymfödem, perifer arteriell ocklusiv sjukdom (PAOD) stadium I / II, perifer neuropati vid diabetes mellitus, kinselstörningar i extremiteter, kompenserad hjärtsvikt, hudinfektioner, hudsjukdomar (t.ex. blasbildande dermatoser), intolerans mot produktens tryck eller innehållsämnen, primär kronisk polyartrit. Om det finns öppna sår i behandlingsområdet måste sårområdet först täckas med lämplig kompress resp. lämpligt förband innan kompressionsprodukten läggs på.

Vid kroniska lymfödem eller lipödem rekommenderar vi att du använder våra lymfologiprodukter.

Om dessa kontraindikationer inte beaktas kan Julius Zorn GmbH inte ta något ansvar.

Biverkningar

Det finns inga kända biverkningar om produkten används korrekt. Om negativa förändringar (t.ex. hudirritation) ändå skulle uppkomma under ordinerad användning ska du omgående kontakta din läkare eller medicinsk personal i fackhandeln. Om du vet att du inte tål ett eller flera av innehållsämnen i denna produkt ska du tala med din läkare innan du börjar använda den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av felaktigt eller icke ändamålsenlig användning.

V primeru s pripomočkom povezanih reklamacij, na primer zaradi poškodbe pletiva ali pomanjkljivosti v prilaganju, se obrnite neposredno na svojeja specializiranega prodajalca medicinskih pripomočkov. Samo o resnih dogodkih, ki povzročijo znatno poslabšanje zdravstvenega stanja ali lahko celo privedejo do smrti, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice. Resni dogodki so opredeljeni v 65. točki 2. člena Uredbe (EU) 2017/745 (MDR)

Avfallshandtering

Du kan kasta din kompressionsprodukt i hushållsavfallet. Det finns inga särskilda krav på avfallshandtering.

Kompletterande information för produkter med silver

Eftersom silver kan leda värme och elektricitet bör man undvika direkt kontakt med elektriska källor. Juzo ScarComfort Silver bör i vått tillstånd inte komma i beröring med metaller (t.ex. klädhängare av metall). Silvret i textilen skulle därigenom kunna missfärgas. Skon innerfoder kan missfärga fotdelen i strumpan och silvertråden.

Batik Collection

Juzo kompressionsårmar med batik-mönster är en unik produkt med ett unikt utseende. Färgningen görs manuellt och ett mönster kan EJ återskapas. Efter den första tvätten kan det även uppstå mindre färgförändringar. Mönstret som blir beroor på tillverkningsmetoden och om produkten har ett "rynligt" utseende så är detta inte synligt när strumpan används. Likaså om strumpan uppfattas som något längre än en strumpa i standardfärg, så är detta inget som påverkar funktionen i strumpan vid användning.

Käyttötarkoitus

Arpnen hoitoon tarkoitettujen kompressiovaatteiden tuottama tasainen ja jatkuva paine edistää arpnen paranemista. Kompressiovaatteiden terapeuttinen käyttö vähentää veren virtausta ja lisää kudoksen elastisuutta. Näin liikkasvuisten arpjen ja/tai keloidien muodostumisen riskiä voidaan pienentää tai jo muodostunutta liikkasvuja/keloidoja vähentää. Kompressiohoidon tavoitteena on arpnen tasoittuminen, kudoksen elastisuuden lisääntyminen ja arven kireyden väheneminen.

Kayttoohje

Tavarantoimittajasi tai terapeutisi opastavat tarvittaessa mielellään tuotteiden käytössä. Käytä kompressiovaatteita yhtäjaksoisesti 23 tuntia (tai lääkärin ohjeen mukaan). Kompressiovaatteet sopivat erinomaisesti koko vartalon hoitoon. Kompressiovaatteissa on UV-standardin 801 mukainen sertifioitu UV-suojakerroin SK 80. Vain kompressiovaatteiden peittämät kehonosat ovat suojattuina UV-säteilyltä. Karheat, viilaamattomat kynnet tai teräväreunaiset sormukset jne. voivat vahingoittaa erittäin hienoa neulosta. Käytä siksi Juzo-erikoiskäsineitä. Ota seuraavat seikat huomioon silikonireunalla varustettujen kompressiovaatteiden yhteydessä: Raajoista on poistettava ihokarvat, eikä niihin saa levittää öljyjä, talkkia, voiteita tai salvoja.

Kompressiohiha neulereunalla tai silikonireunalla

1. Käännä hihan yläosa puoleksi nurinpäin.
2. Vedä hiha käden ja käsivarren yli kynnärpään asti.
3. Asettele hihan käännettyä osa kynnärpäen päälle ja vedä se vähitellen olkapäähän asti.
4. Asettele hiha niin, että siinä ei ole rypyjä. Hiha istuu täydellisesti ja asianmukaisesti, kun se ei paina epämiellyttävästi mistään eikä hierrä ihoa eikä rajoita liikkeitäsi. Vinkki: Käännä (mahdollinen) silikonireuna ennen pukemista nurinpäin.

Kompressiohiha olkasuojalla ja kiinnitysnauhalla tai rintaliivikiinnityksellä

5. Vedä olkahihnan toinen nauha rintakehän yli ja toinen nauha selän yli. Solmi lopuksi nauhojen päät yhteen. Huomio: Jos olkahihna on liian löysä tai liian kireä, voit säätää sen pituutta säätösoljella.

Huomaa:

Käytä kompressiovaatteita vain lääkärin määräyksestä. Kompressiovaatteita saavat myydä vain terveydenhuollon tuotteiden koulutetut jälleenmyyjät. Hoidon edistyminen tai muuttunut sairaudenkuva edellyttävät uutta mitoitusta ja tarvittaessa uuden kompressiovaatteen valmistusta. Kompressiovaatteet

kestävät melko hyvin öljyä, voiteita, ihon kosteutta ja muita ulkoisia vaikutuksia. Tietyt aineyhdistelmät voivat heikentää neuloksen kestävyttä. Suosittelemme viemään kompressiovaatteet säännöllisesti tarkastettavaksi terveydenhuollon tuotteiden jälleenmyyjälle. Jos kompressiovaate vahingoittuu, ota yhteyttä terveydenhuollon tuotteiden jälleenmyyjään. Älä korjaa vaatteita itse. Omatoimiset korjaukset voivat heikentää tuotteen laatua ja lääkinnällistä vaikutusta. Hygieniaisyistä tämä tuote on tarkoitettu vain yhden henkilön käyttöön.

Pesu- ja hoito-ohje

Noudata vaatteisiin ommeltuja hoito-ohjeita. Mahdolliset vetoketjut on suljettava ennen pesua! Suosittelemme kääntämään silikonireunalla varustetun kompressiosukan nurinpäin ennen pesua. Pese kompressiovaatteet ensimmäisellä kerralla erikseen (värjäytymisen välttämiseksi). Jos mahdollista, kompressiovaatteet kannattaa pestä päivittäin hienopesussa (40 °C). Vinkki: Pesupussi antaa neulokselle lisäsuojaa. Älä käytä huuhteluinetta! Jos peset vaatteen käsin, huuhtele se runsaalla vedellä. Älä väännä kuivaksi. Suosittelemme käyttämään mietoja Juzo-erikoispesujainetta. Jos haluat lyhentää kuivumisaikaa, aseta kompressiovaatteet pesun jälkeen paksulle froteepyyhkeelle, kääri pyyhe tiukalle rullalle ja purista voimakkaasti. Ripusta kompressiovaatteen sen jälkeen kuivumaan. Älä jätä vaatteita pyyhkeen päälle äläkä kuivata niitä lämpöpatterin päällä tai auringossa. Kompressiovaatteita ei saa pestä kemiallisesti eikä kuivata kuivausrummussa.

Materiaalikoostumus

Katso tarkemmat tiedot hoito-ohjeesta, joka on ommeltu kompressiovaatteeseen.

Säilytysohje ja säilyvyys

Säilytä tuotteet kuivassa ja suojassa auringonvalolta. Mittalau-ustyönä tehdyt tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi heti. Koska kehon mitat voivat muuttua sairaudenkuvan ja yksilöllisten elinolosuhteiden mukaan, mittalau-ustyönä tehtyjen tuotteiden käyttöaika on kuusi kuukautta. Terveydenhuollon ammattilaisen on tarkistettava kehon mitat kuuden kuukauden käyttöiän päätyttyä. Jos hoidettavan kehonosan mitat muuttuvat merkittävästi (esim. hoidon edistymisen tai painon muutoksen vuoksi), mitaukset voi olla syytä tehdä ja uusi hoito voi olla perusteltua aloittaa jo aiemmin eli ennen kuuden kuukauden käyttöiän päättymistä.

Käyttöaiheet

Ihovauriot ja niiden parantuminen, johon liittyy liikkakausivien arven tai keloidin muodostuminen. Vammojen, palovammojen ja operaatioiden jälkeen, naarmujen ja haavojen parantumisen edistämisen, operaatioista saatujen hoitotulosten tukeminen.

Ehdottomat vasta-aiheet

Ääreisverisuonisairaus (III/VI aste), kompensoimaton sydämen vajaatoiminta, septinen laskimotulehdus, phlegmasia cerulea dolens, akuutti ruusu, akuutit bakteeri-, virus- tai allergiset tulehdukset, hoitamattomat tai pitkälle edenneet ihosairaudet/ kosketushoittumat, hoitamattomat avohaavat, tuntemattomasta syyistä turvonneet raajat ja hoitamattomat, pahanlaatuiset kasvaimet.

Suhteelliset vasta-aiheet

Selkeät erittävät dermatosiitit, pahanlaatuinen lymfedeema, ääreisverisuonisairaus (VII aste), perifeerinen neuropatia diabetes mellituksen yhteydessä, raajojen tuntohäiriöt, kompensoitunut sydämen vajaatoiminta, ihotulehdukset, ihosairaudet (esim. rakkuloita muodostavat dermatosiitit), paineen tai tuotteen sisältämien ainesosien sietämättömyys ja primääri krooninen moniniveltulehdus. Jos hoitoalueella on avohaavoja, haava-alue on ensin peitettävä laastarilla tai sidoksella, ennen kuin kompressiovaate puetaan ylle. Kroonisten lymfedeemien tai lipödeemien yhteydessä suosittelemme käyttämään lymfologisia tuotteitamme. Julius Zorn GmbH -konserni ei ole vastuussa vastaaiheiden huomiotta jättämisestä.

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksia ei ole tiedossa, kun tuotetta käytetään asianmukaisesti. Jos negatiivisia muutoksia (esim. ihoärsytystä) kuitenkin ilmenee määräystenmukaisessa käytössä, käänny välittömästi lääkärin, terveydenhuollon ammattilaisen tai terveydenhuollon tuotteiden jälleenmyyjän puoleen. Jos yksi tai useampi tuotteen sisältämistä ainesosista ei sovi sinulle, keskustele asiasta lääkärin kanssa ennen tuotteen käyttöä. Valmistaja ei ole vastuussa epäasianmukaisesta käsittelystä tai väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista / vammoista.

Jos haluat tehdä tuotteesta reklamaation (jos esimerkiksi neuloksessa on vaurioita tai jos tuotteen istuvuudessa on puutteita), ota yhteyttä suoraan terveydenhuollon tuotteiden jälleenmyyjään. Valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, jossa tuotetta käytetään, on ilmoitettava ainoastaan vakavista vaaratilanteista, joissa käyttäjän terveydentila on huonontunut merkittävästi tai jotka voivat johtaa kuolemaan.

Vakavat vaaratilanteet on määritetty lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen (EU) 2017/745 2 artiklan 65 kohdassa.

Hävittäminen

Voit hävittää kompressiovaatteet tavallisen jätteen seassa. Hävittämiseen ei ole erityisvaatimuksia.

Lisätietoja hopeaa sisältäviin tuotteisiin

Koska hopea saattaa johtaa lämpöä ja sähköenergiaa, tulee välttää välitöntä yhteyttä sähkövirran lähteisiin. Juzo ScarComfort Silver ei saisi joutua märkänä yhteen metallien (esim. metallisten vaatepuiden) kanssa. Tekstiilissä oleva hopea saattaisi värjäytyä. Kengän vuorinahan parkitusaineet saattavat aiheuttaa sukan jalkaosan ja hopealangan värjäytymistä.

Batik Collection

Solmuvärjäystekniikalla valmistetut Juzo kompressiohihat ovat uniikkikappaleita. Käsien valmistettujen yksittäistuotteiden värikuvio on ainutlaatuinen, ja sen vuoksi sitä ei voi tehdä uudelleen aivan samoin. Tuotteen väri voi hieman muuttua ensimmäisessä pesussa. Valmistusmenetelmässä syntyy tyypillinen rypyyoptiikka. Se on nähtävissä vain käyttämättömässä tuotteessa, mutta ei enää sen käytön jälkeen. Erikoisen värjäystekniikan vuoksi nämä kompressiohihat ovat käyttämättöminä hieman pitempiä kuin tuotteet, joissa ei ole solmuvärjäystä. Tällä ei kuitenkaan ole mitään vaikutusta tuotteen sopivuuteen ja lääkinnälliseen tehokkuuteen.

Produktets hensikt

Det konstante, jevne overflatelykket til kompresjonsbekledningen for arr skal ha en positiv innvirkning på helbredelsen og utviklingen av arret. Den terapeutiske bruken av kompresjonsbekledningen forårsaker en redusert blodforsyning til arret og en økt vevselastisitet. Dette skal redusere risikoen for dannelsen av hypertrofiske arr og/eller kelloider eller føre til en tilbakegang av disse. Formålet med kompresjonsbehandlingen er en glatting av arret, en økning i vevselastisiteten og en reduksjon i arrets rigiditet.

Anvisninger for bruk

Din forhandler eller terapeut viser deg gjerne hvordan de brukes korrekt. Bruk kompresjonsbekledningen din gjennomgående i 23 timer (eller i henhold til legens forordning). Kompresjonsbekledningen egner seg perfekt for produkter for hele kroppen og har en sertifisert UV-beskyttelse på UPF 80 i henhold til UV-standard 801. UV-beskyttelsen gjelder kun for kroppsdelen som er dekket av kompresjonsbekledning. Grove ustelte negler eller skarpe kanter osv. kan skade det svært fine materialet. Vennligst bruk Juzo Spesialhansker. Ved kompresjonsbekledning med sklisikker kant, vær oppmerksom på: Kroppsdelen burde være depilert og fritt for oljer, pulver, kremer og salver.

Kompresjonserme med ribbestrikket eller sklisikker kant

1. Vri ermen fra toppen og halvveis ned på vrangen.
2. Stryk ermen over hånden og fortsatt å arbeide den oppover langs armen opp til albuen din.
3. Form det foldede ermet over albuen og stryk den trinnvis oppover mot skuldrene.
4. Spre materialet til ermet slik at det ikke er noen rynker. Når ermet sitter perfekt og feilfritt, må det ikke stramme eller trykke ubehagelig noe sted og begrense bevegelsene dine. Tips: Brett over den sklisikre kanten (hvis den finnes) før du tar den på.

Kompresjonserme med skulderbind og festestropp eller bh-feste

5. Legg en av stroppene til skulderstroppen over brystkasse og den andre stroppen over ryggen. Forbind deretter begge endene til stroppene. Forsiktig: Hvis skulderstroppen er for løs eller for stram, kan du endre lengden på skulderstroppen ved hjelp av justeringsklemmen.

Vær oppmerksom på:

Bruk kompresjonsbekledningen din kun i henhold til legens forordning. Kompresjonsbekledningen skal kun utleveres av tilstrekkelig opplært personell hos medisinsk forhandler. Framgang i behandlingen eller et endret sykdomsbilde krever en ny måling og muligens en ny produksjon. Kompresjonsbekledningen din er i stor grad motstandsdyktig mot oljer, salver, fukt fra huden og andre miljømessige påvirkninger. Ved visse kombinasjoner kan materialets holdbarhet kompromitteres. Derfor anbefales en regelmessig kontroll hos medisinsk forhandler. Kontakt din forhandler ved skade. Ikke reparer dem selv – dette kan påvirke kvaliteten og den medisinske effekten. Av hygieniske årsaker er dette produktet kun ment for én person.

Vaske- og pleieanvisning

Vær oppmerksom på pleieanvisningene på den påsydde merkelappen. Før vask skal alle lukkingene (hvis de finnes) være lukket! Vi anbefaler at kompresjonsstrømper med sklisikker kant vrennes for de vaskes. Vask kompresjonsbekledningen separat første gang (mulighet for farging). Din kompresjonsbekledning bør vaskes daglig med et skånsomt eller delikat vaskeprogram (40 °C). Tips: En vaskepose beskytter materialet ytterligere. Ikke bruk skyllemiddel! Ved håndvask, skylt godt og ikke vri opp. Vi anbefaler det skånsomme Juzo vaskemiddelet. Du kan forkorte tørketiden ved å legge kompresjonsbekledningen i et tykt frottéhåndkle etter vasken; rulle det sammen og trykke det kraftig. Heng deretter kompresjonsbekledningen opp løst. Ikke la det bli liggende i håndkleet og ikke legg det til tork på et varmeapparat eller i solen. Kompresjonsbekledningen må ikke rengjøres kjemisk eller tørkes i tørketrommel.

Materialsammensetning

De nøyaktige detaljene finnes på den påsydde merkelappen på kompresjonsbekledningen din.

Lagringsanvisninger og Holdbarhet

Oppbevares på et tørt sted og beskyttes mot direkte sollys. Skreddersydd produkter er for umiddelbar bruk. Ettersom kroppsmålene kan endres som et resultat av sykdomsbildet og de individuelle livsomsendighetene, er skreddersydd produkter beregnet for en brukstid på 6 måneder. Etter 6 måneders brukstid er det nødvendig å gjennomføre en ny kontroll av kroppsmålene ved hjelp av medisinsk fagpersonell. Ved vesentlig endring i relevante kroppsmål (f.eks. på grunn av vellykket terapi, vektendring) av den delen av kroppen som allerede er behandlet, kan det også tidligere, før utløpet av 6 måneders brukstid, være indikasjon for en ny måling og et nytt hjelpemiddel.

Indikasjoner

Skader på huden og hudens helbredelsesfunksjon ved hypertrofiske arr eller keloiddannelse. Etter skader/forbrenninger/operasjoner, for å forbedre arr-/sårtilhelingen til arret er fullstendig helbredet, til stabilisering av operasjonsresultatet.

Absolutte kontraindikasjoner

Perifer arteriell sirkulasjonssvikt (PAS) grad III/IV, dekompensert hjertesvikt, septisk flebitt, Phlegmasia coerulea dolens (akutt, alvorlig dyp venetrombose), akutt erysipelas, akutt bakteriell, viral eller allergisk betennelse, ubehandlede eller avanserte hudsykdommer/kontakt-enzym ubehandlede åpne sår, hevelse i ekstremitetene av ukjent årsak, ubehandlede ondartede svulster.

Relative kontraindikasjoner

Alvorlig væskende dermatoser, ondartet lymfødem, perifer arteriell sirkulasjonssvikt (PAS) grad I/II, perifer neuropati ved diabetes mellitus, sanseforstyrrelser i ekstremitetene, kompensert hjertesvikt, hudinfeksjoner, hudsykdommer (f.eks. bulløse dermatoser), intoleranse mot trykk eller innholdsstoffer i produktet, primær kronisk polyartritt. Hvis det er åpne sår i området som skal behandles, må sårområdet først dekkes med egnet sårbandasje eller forbindelse før kompresjonsbekledningen påføres.

For kronisk lymfødem eller lipødem anbefaler vi å bruke våre produkter innenfor lymfologi.

Ved manglende overholdelse av disse kontraindikasjonene overtar Julius Zorn GmbH-konsernet intet ansvar.

Bivirkninger

Ved forskriftsmessig bruk er ingen bivirkninger kjent. Hvis det likevel oppstår negative endringer (f.eks. hudirritasjon) under den foreskrevne bruken, må du straks kontakte lege din eller medisinsk forhandler. Dersom inkompatibilitet med en eller flere ingredienser i dette produktet er kjent, vennligst rådfør deg med legen din før bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skader/ personskader som forårsakes av feil håndtering eller misbruk.

Hvis du ønsker å reklamere på produktet, for eksempel ved skader på strikkevaren eller mangler i passformen, ber vi om at du kontakte din medisinske fagforhandler direkte. Bare alvorlige hendelser som kan føre til en vesentlig forringelse av helsestanden eller død, skal rapporteres til produsenten og den kompetente myndigheten i medlemsstaten. Alvorlige hendelser er definert i artikkel 2 (65) i EU-forordningen 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR).

Avfallsbehandling

Du kan kaste kompresjonsbekledningen i husholdningsavfall. Det finnes ingen spesielle kriterier for avhending.

Tilleggsinformasjon for produkter med sølv

Da sølv kan lede varme og elektrisitet, bør det unngås direkte kontakt med elektriske kilder. Juzo ScarComfort Silver bør i våt tilstand ikke komme i berøring med metall (f.eks. kleshengere av metall). Sølv et i teksten kan derved bli misfarget. På grunn av garvestoffer som blir brukt ved framstilling av lær for innvendig foring av sko, kan det oppstå misfarging av strømpes og sølvtråden innvendig i skoen.

Batik Collection

Ved Juzo kompresjonserme i Batik design dreier det seg om et unikum. Det fargete mønsteret på de enkelte strømpene som er håndlaget, er enestående og kan derfor heller ikke reproduseres. Det kan oppstå ubetydelige fargeendringer etter første vask. Ved denne produksjonsmåten oppstår den typiske krøll optikken. Denne kan kun sees når produktet ikke er i bruk, når strømpen blir trukket på, synes det ikke. På grunn av den spesielle fargeteknikken, er disse kompresjonsermer noe lenger enn vanlige produkter uten Batik design når de ikke trekkes på. Dette har imidlertid ingen innflytelse på passformen og nøyaktigheten av den medisinske virkningen.

Σκοπούμενη χρήση

Η ομοιόμορφη, επιφανειακή και συνεχής πίεση του ρουχισμού συμπιέσης ουλών αποσκοπεί στη θετική ωρίμανση ή πορεία των ουλών. Με τη θεραπευτική χρήση του ρουχισμού συμπιέσης μειώνεται η αιμάτωση και αυξάνεται η ελαστικότητα του ιστού. Κατά αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο κίνδυνος σχηματισμού υπερτροφικών ουλών ή/και χηλοειδών ή επιτυγχάνεται η υποχώρησή τους. Στόχος της Θεραπείας με συμπιέση είναι η εξομάλυνση του εξογκώματος της ουλής, η αύξηση της ελαστικότητας του ιστού και η μείωση της ακαμψίας της ουλής.

Οδηγίες για την εφαρμογή

Ο έμποροειδικών ειδών ή ο θεραπευτήσας θα σας δείξει ευχαρίστως την σωστή εφαρμογή. Χρησιμοποιείτε τον ρουχισμό συμπιέσης συνεχόμενα για 23 ώρες (ή κατόπιν εντολής γιατρού). Ο ρουχισμός συμπιέσης είναι ιδανικός για θεραπεία σε ολόκληρο το σώμα και προσφέρει πιστο- ποιημένη προστασία UV (UPF 80) σύμφωνα με το πρότυπο UV 801. Η προστασία UV διασφαλίζεται αποκλειστικά στα σημεία του σώματος που καλύπτονται από τον ρουχισμό συμπιέσης. Σε περίπτωση μη λιπαρισμένων νυχιών χεριών ή δαχτυλιδιών με αιχμηρές άκρες ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη λεπτή ύφανση. Για αυτόν τον λόγο, χρησιμοποιήστε είτε τα ειδικά γάντια Juzo. Λαμβάνετε υπόψη τα ακόλουθα για τον ρουχισμό συμπιέσης με άκρο συγκράτησης: Τα τμήμα του σώματος πρέπει να είναι αποτριχωμένο και να μην φέρει λάδια, πούδρα, κρέμες και αλοιφές.

Μανίκια συμπιέσης με τελείωμα ύφανσης ή άκρο συγκράτησης

1. Αναδιπλώστε το μανίκι από επάνω μέχρι τη μέση.
2. Περάστε το μανίκι πάνω από το χέρι και ανεβάστε το μέχρι τον αγκώνα.
3. Διαμορφώστε το αναδιπλωμένο τμήμα του μανικιού πάνω από τον αγκώνα και περάστε το σταδιακά προς τον ώμο.
4. Καταλείψτε την ύφανση του μανικιού κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρατηρούνται τσακίσεις. Εάν το μανίκι εφαρμόζει σωστά, δεν πρέπει να σας πιέζει ή να σας κόβει σε κανένα σημείο ούτε να περιορίζει τις κινήσεις σας. Συμβουλή: Πριν από την εφαρμογή, γυρνάτε το άκρο συγκράτησης (εφόσον υπάρχει).

Μανίκια συμπιέσης με κάλυμμα ώμου και μαντά σούγκρατης ή στερέωσης για στηθόδεσμο

5. Περάστε έναν μαντά τον τμήματος του τον ώμο πάνω από τον θώρακα και τον άλλο μαντά πάνω από την πλάτη. Στη συνέχεια, ενώστε τα δύο άκρα μαντάνων. Προσοχή: Σε περίπτωση που το τμήμα για τον ώμο είναι υπερβολικά χαλαρό ή σφιχτό, μπορείτε να τροποποιήσετε το μήκος του τμήματος για τον

ώμο με το εξάρτημα ρύθμισης.

Λάβετε υπόψη τα εξής:

Χρησιμοποιείτε τον ρουχισμό συμπιέσης μόνο κατόπιν συνταγογράφησης από ιατρό. Ο ρουχισμός συμπιέσης θα πρέπει να πωλείται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο προσωπικό ιατρικών εξειδικευμένων καταστημάτων. Σε περίπτωση πρόδου της Θεραπείας ή αλλαγής των κλινικών συμπτωμάτων, απαιτείται νέα μέτρηση και ενδέχεται να απαιτείται νέο προϊόν συμπιέσης. Ο ρουχισμός συμπιέσης είναι ανθεκτικός σε μεγάλο βαθμό στο λάδι, σε αλοιφές, στην υγρασία του δέρματος και σε λοιπές επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ορισμένοι συνδυασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αντοχή της ύφανσης. Ως εκ τούτου, προτείνεται η τακτική ανάθεση ελέγχου σε ιατρικά εξειδικευμένα καταστήματα. Απευθύνεστε σε έναν εξειδικευμένο έμπορο σε περίπτωση ζημιών. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το προϊόν, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά η ποιότητα και η ιατρική δράση. Για λόγους υγιεινής, το προϊόν προορίζεται για χρήση από ένα μόνο άτομο.

Οδηγίες αποθήκευσης και ημερομηνία λήξης

Να αποθηκεύεται σε στεγνή κατάσταση και να προστατεύονται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Τα εξαιομικευμένα προϊόντα προορίζονται για άμεση χρήση. Καθώς οι διαστάσεις του σώματος ενδέχεται να αλλάξουν στα πλαίσια της ασθένειας και των εκάστοτε συνθηκών, τα εξαιομικευμένα προϊόντα προορίζονται για διάρκεια χρήσης έως 6 μηνών. Μετά τη διάρκεια χρήσης των 6 μηνών, απαιτείται νέος έλεγχος των διαστάσεων του σώματος από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Σε περίπτωση σημαντικής ήλικας διαστάσεων (π.χ. λόγω της Θεραπείας ή αλλαγής βάρους) του μέλους του σώματος στο οποίο χρησιμοποιείται το προϊόν, ενδέχεται να δικαιολογείται τυχόν αλλαγή διαστάσεων και νέα προμήθεια νυρίτερα, πριν από το πέρας των 6 μηνών.

Ενδείξεις

επιβλαβείς επιδράσεις για το δέρμα και τη θεραπευτική δράση του δέρματος με σχηματισμού υπερτροφικών ουλών ή χηλοειδών. Μετά από τραυματισμούς/εγκαύματα/επεμβάσεις, για τη βελτίωση της Θεραπείας ουλών/πληγών έως την πλήρη Θεραπεία της ουλής, για σταθεροποίηση του αποτελέσματος επεμβάσεων.

Απόλυτες αντενδείξεις

Περιφερική αρτηριακή νόσος (ΠΑΝ) σταδίου III/IV, μη αντιρροπώμενη καρδιακή ανεπάρκεια, σηπτική φλεβίτιδα, phlegmasia cerulea dolens, οξύ ερυσίπelas, οξείες βακτηριακές, ιογενείς ή αλλεργικές φλεγμονές, δερματικές παθήσεις/εκζέματα από επαφή που δεν έχουν Θεραπείη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ανοιχτές πληγές που δεν έχουν Θεραπείη, οιδήματα

των άκρων άγνωστης αιτίας, κακοήθεις όγκοι που δεν έχουν θεραπευτεί.

Σχετικές αντενδείξεις

Όξείες υδαρείς δερματώσεις, κακοήθεις λεμφοίδημα, περιφερική αρτηριακή νόσος (PIAN) σταδίου Ι/ΙΙ, περιφερική νευροπάθεια σε περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη, αιθη- τριακές διαταραχές των άκρων, αντιροποσόμενη καρδιακή ανεπάρκεια, λωμώξεις του δέρματος, δερματικές παθήσεις (π.χ. δερμάτωση με σχηματισμό φουσαλίδων), ευαισθησία στην πίεση ή σε υλικά του προϊόντος, πρωτοπαθής χρόνια πολυαρθρίτιδα. Σε περίπτωση ανοιχτών πληγών στην περιοχή, πριν από την εφαρμογή του ρουχισμού συμπίεσης πρέπει να καλύπτετε την περιοχή με γάζα ή επίδεσμο.

Σε περίπτωση χρόνιων λεμφοοιδημάτων ή λιποδημάτων, προτεί- νεται η χρήση των λεμφολογικών προϊόντων της εταιρείας μας. Σε περίπτωση αγνόησης των προαναφερθέντων αντενδείξεων, ο όμιλος επιχειρήσεων της Julius Zorn GmbH δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

Παρενέργειες

Σε περίπτωση προβλεπόμενης χρήσης δεν έχουν γίνει γνωστές παρενέργειες. Βέβαια, σε περίπτωση αρνητικών επιδράσεων (π.χ. ερεθισμών του δέρματος) κατά την προβλεπόμενη χρήση, απευθυνθείτε άμεσα σε έναν ιατρό ή σε ένα ιατρικό εξειδικευ- μένο κατάστημα. Εάν γνωρίζετε ότι έχετε ευαισθησία σε ένα ή περισσότερα υλικά του προϊόντος, επικοινωνήστε με έναν ιατρό πριν από την χρήση. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές / τραυματισμούς που παρατηρούνται σε περίπτωση μη προβλεπόμενης ή ακατάλληλης χρήσης.

Σε περίπτωση παραπόνων που σχετίζονται με το προϊόν, όπως για παράδειγμα ζημιές στην ύφανση ή προβλήματα με το σχήμα, απευθυνθείτε απευθείας σε έναν ιατρικό εξειδικευμένο έμπορο. Δηλώνετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή μόνο σοβαρές περιπτώσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό αρνητικά την κατάσταση υγείας ή σε θάνατο. Για τον ορισμό των σοβαρών περιπτώσεων, ανατρέξτε στο άρθρο 2 αριθ. 65 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR).

Απόρριψη

Χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο τρόπο απόρριψης για την καταστροφή του ρουχισμού συμπίεσης. Δεν υπάρχουν ειδικά κριτήρια για την απόρριψη.

Σύνθεση υλικών

Για τα ακριβή στοιχεία, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι ραμμένη στον ρουχισμό συμπίεσης.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για προϊόντα με άργυρο

Το ασημί είναι αγωγός θερμότητας και ηλεκτρικού, γιου- τό πρέπει να αποφεύγεται η άμεση επαφή με πηγές ηλε- κτρικού. Το Juzo ScarComfort Silver να μην έρχεται υγρό σε επαφή με μέταλλα (π. χ. μεταλλικές κρεμάστρες). Ετσι μπορεί να ξεβάψει το ασημί του ύφασμα. Από τις ταινίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την κατασκευή του δέρ- ματος της εξωτερικής επένδυσης του παπουτσιού, μπορεί δημιουργηθούν χρωστικές αλλοιώσεις της κάλτσας και του ασημένιου νήματος στην περιοχή του ποδιού.

Οδηγίεςπλύσηςκαι περιποίησης

Λαμβάνετε υπόψη τιςδομηγειςφροντισιασπου αναγράφονται στην ετικέτα που είναι ραμμένη στο προϊόν. Πριν απότην πλύση, κλείνετε τα κουμπώματα (εφόσον υπάρχουν)! Πριν απότην πλύση καλώτων συμπίεσης άκρο συγκράτησης προτείετα το γύρισμα τουσανάποδα. Πλύνετε τον ρουχισμό συμπίεσης- χωριστάτην πρώτη φορά(ενδέχεται να ξεβάψει). Πλένετε τον ρουχισμόσυμπίεσης καθημερινάστο πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα (40 °C). Συμβουλή! Προστατεύετε καλύτερα την ύφανση με τη χρήση ενόδριχτουύπλυντρίου. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικόρούσων! Σε περίπτωση πλύσηςστο χέρι, ξεπλύνετε το προϊόν χωρικά το στύψετε. Προτείνουμε το ήπιο ειδικό απορρυπαντικότηςJuzo. Μπορείτε να μειώσετε τον χρόνο στεγνώματοςτοποθετώνταςτον ρουχισμό συμπίεσηςσε μια χοντρήπετσέτα μετάτην πλύση, τυλιγόντάτην σφιχτάκαι πιέζο- ντασε δύναμη. Στη συνέχεια, κρεμάστε τον ρουχισμόσυμπίεσης σε χαλαρήκατάσταση. Μην τον αφήνετε στην πετσέτα και μην τον στεγνώνετε στο καλοριφέρ ή στον ήλιο. Δεν επιτρέπεται ο χημικόκαθαρισμός του ρουχισμούσυμπίεσηςρούτε το στέγνωμα σε στεγνωτήρια ρούχων.

Batik Collection

Όσον αφορά τις κάλτσες Καλσόν συμπίεσης συμπίεσης και τα μανίκια συμπίεσης Juzo σε σχέδιο Μπατίκ πρόκειται για μοναδικά κομμάτια. Το χρωματικό μοτίβο αυτών των μοναδικών κομματιών τα οποία είναι φτιαγμένα στο χέρι είναι επίσης μοναδικό στο είδος του και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να αναπαραχθεί. Επίσης, ενδέχεται να παρατηρηθεί ελαφρύς αποχρωματισμός μετά την πρώτη πλύση. Με την διαδικασία της παραγωγής δημιουργείται η τυπική οπτική των πτυχώσεων. Αυτές μπορεί να τις δείτε στο προϊόν το οποίο δεν το φοράτε όχι όμως όταν το φοράτε. Λόγω της ειδικής τεχνικής βαψίματος αυτές οι κάλτσες συμπίεσης, Καλσόν συμπίεσης και τα μανίκια συμπίεσης όταν δεν τις/τα φοράτε είναι λίγο μακρύτερα σε σύγκριση με τα προϊόντα χωρίς το σχέδιο Μπατίκ. Αυτό όμως δεν έχει καμία επίδραση στην ακρίβεια προσαρμογής και στην ιατρική αποτελεσματικότητα.

Kullanım amacı

Skar kompresyon giysisinin eşit, yüzeysel ve sürekli baskısıyla pozitif bir skar olgunlaşması veya skar gelişimi amaçlanmaktadır. Kompresyon giysisinin tedavi amacıyla kullanılması, kan akışının azalmasını ve doku elastikiyetinin artmasını sağlar. Böylece hipertrofik skarların ve/veya keloitlerin oluşma riski azaltılacak veya bunların gerilemesi sağlanacaktır. Kompresyon tedavisinin amacı, skarnın düzleştirilmesi, doku elastikiyetinin artırılması ve skar rijiditesinin azaltılmasıdır.

Kullanım talimatları

Medikal ürün satıcısı veya terapistiniz size doğru kullanımını memnuniyetle gösterecektir. Kompresyon giysisini 23 saat boyunca giyin (veya doktorunuzun talimatına uyun). Kompresyon giysisin tüm vücutta kan dolaşımı sağlamak için mükemmeldir ve UV Standardı 801 uyarınca sertifikalı bir UV koruma faktörü UPF 80 sunar. UV koruması, sadece vücudun kompresyon giysisi ile kaplı alanları için sağlar. Törpülenmemiş pürüzlü tırnaklar veya keskin kenarlı yüzükler vs. çok ince örgülü kumaşa hasar verebilir. Bu yüzden lütfen Juzo özel eldivenlerini kullanın. Yapışkan kenarlı kompresyon kıyafeti giydiğinizde dikkat edin: Vücut bölümünün kılları alınmalı ve yağ, pudra, krem ve merhem bulunmamalıdır.

Örgü kenarlı veya yapışkan kenarlı kompresyon kolları

1. Kolları üstten yarıya kadar sola kıvrın.
2. Kolları elinizin üzerine koyun ve kolunuzun üzerinde dirseğinize kadar çekmeye devam edin.
3. Katlanmış kolluk kısmını dirsek üzerinde şekillendirin ve omuza doğru adım adım ilerleyin.
4. Kolların örgü kumaşını buruşmayacak şekilde açın. Kolluk mükemmel ve kusursuz olarak oturduğunda, rahatsız edici baskı veya kesme yapmaz ve hareketlerinizi kısıtlamaz. İpucu: Giymeden önce yapışkan kenarı (varsa) çevirin.

Omuz başlığı ve kayış veya sutyen eli olan kompresyon kolları

5. Omuz askısının bir kayışını göğüs kafesinin üzerine ve diğer kayışını sırtın üzerine koyun. Ardından her iki kayış ucunu bağlayın. Dikkat: Omuz askısı çok gevşek veya çok sıkıysa, omuz askısının uzunluğunu ayar kısıcından değiştirebilirsiniz.

Lütfen şunlara dikkat edin:

Kompresyon giysisini sadece doktorunuzun talimatı ile kullanın. Kompresyon giysisi, sadece medikal ürün satıcılarında ilgili eğitimi almış personel tarafından kullanıcıya teslim edilmelidir.

Tedavide başarı kaydedilmesi veya klinik tablonun değişmesi, yeni bir ölçüm ve muhtemelen yeni bir ürün gerektirir. Kompresyon giysisin yağlara, merhemlere, cilt nemine ve diğer çevre etkilere karşı oldukça dayanıklıdır. Belirli kombinasyonlar nedeniyle örgülü kumaşın dayanıklılığı olumsuz yönde etkilenebilir. Bu nedenle, medikal ürün satıcınıza düzenli olarak kontrol edilmesini tavsiye edilir. Hasar durumunda lütfen ürün satıcınıza başvurun. Kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, kaliteyi ve tıbbi etkileri olumsuz yönde etkileyebilir. Hijyenik nedenlerle, bu ürün sadece bir kişi içindir.

Yıkama ve bakım talimatları

Lütfen kumaş etiketdeki bakım talimatlarını dikkate alın. Yıkamadan önce tüm bantlar/fermuarlar (varsa) kapatılmalıdır! Yıkamadan önce kompresyon coraplarının yapışkan kenarını sola çevirmenizi öneririz. Kompresyon giysisini ilk seferde ayrı yıkayın (boya verme olasılığı vardır). Kompresyon giysisin, hassas veya narin yıkama programında (40 °C) günlük olarak yıkanmalıdır. Öneri: Camaşır fiyesi kullanmak, orgulu kumaşın korunmasına yardımcı olur. Lütfen yumuşatıcı kullanmayın! Elde yıkadığınızda boya suyla iyice durulayın, sıkıyın. Juzo özel hassas deterjanını öneririz. Kurutma suresini kısaltmak için yıkamadan sonra kompresyon giysisini kalın bir banyo havlusunun üzerine koyun, sıkıca sanın ve kuvvetli bir şekilde bastırın. Ardından kompresyon giysisini acık bir şekilde asın. Havluda bırakmayın ve kalorifer radyatoru üzerinde veya güneş ışığına maruz kalacak şekilde kurutmayın. Kompresyon giysisi kimyasal olarak temizlenmemeli ve kurutucuda kurutulmamalıdır.

Malzemenin içindekiler

Ayrıntılı bilgileri, kompresyon giysisinde dikili kumaş etikette bulabilirsiniz.

Saklama talimatları ve saklama ömrü

Kuru bir ortamda saklayın ve güneş ışığından koruyun. Tıbbi ürünün kullanım ömrü, kutu etiketindeki kum saati sembolü ile gösterilir. Sipariş üzerine üretilen ürünler hemen kullanın içindir. Vücut ölçüleri hastalık ve kişisel yaşam koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, sipariş üzerine üretilen ürünlerin kullanım ömrü 6 ay olarak belirlenmiştir. 6 aylık kullanım ömründen sonra sağlık personeli tarafından yeni bir vücut ölçüm kontrolü yapılması gereklidir. Daha önce tedavi edilen vücut kısımlarında, ilgili vücut ölçülerinde önemli değişiklikler olması durumunda (ör. tedavinin başarısı, kilo değişimi nedeniyle), 6 aylık kullanım ömrünün bitmesi beklenmeden yeni bir ölçüm ve yeni bir satın alma gerekli olabilir.

Endikasyonlar

Zarar görmüş ve hipertrofik skar oluşumu veya keloid oluşumu olan cildin tedavisi. Yaralanma / yanık / ameliyat sonrası, skar tamamen iyileşinceye kadar skar/yara iyileşme sürecinin hızlandırılması, ameliyat sonucunun stabilizasyonu.

Mutlak kontrendikasyonlar

Periferik arter hastalığı (PAOD) evre III/IV, konjestif kalp yetmezliği, septik flebit, flegmasia serula dolens, akut erisipeller, akut bakteriyel, viral veya alerjik inflamasyon, tedavi edilmemiş veya ilerlemiş cilt hastalıkları/temas egzaması, tedavi edilmemiş açık yaralar, nedeni bilinmeyen ekstremitte şişmesi, tedavi edilmemiş malign tümörler.

Rölatif kontrendikasyonlar

Belirgin sızan dermatozlar, malign lenfödem, periferik arter hastalığı (PADD) evre I/II, diyabete mellitusta periferik nöropati, ekstremitelerin duyarlılık bozuklukları, kalp yetersizliği, cilt enfeksiyonları, cilt hastalıkları (ör. kabarcıklı dermatoz) ürünün basıncını veya bileşenlerini tolere edememek, primer kronik poliartrit. Bakım alanında açık yaralar varsa, kompresyon giysisi uygulanmadan önce yara uygun bir sarğı veya bandaj ile kapatılmalıdır. Vücudun tedavi edilen kısımdaki açık yaralar steril olarak örtülmelidir. Kronik lenfödemleri veya lipödemlerde lenfolojik ürünlerimizi kullanmanızı öneririz.

Bu kontrendikasyonlara riayet edilmemesi halinde Julius Zorn GmbH şirketler grubu sorumluluk kabul etmez.

Yan etkiler

Düzenli kullanıldığında bilinen yan etkisi yoktur. Bununla birlikte, öngörülen uygulama sırasında negatif değişiklikler (örn. cilt tahrişi) meydana gelirse, lütfen derhal doktorunuza veya medikal ürün satıcısına başvurun. Bu ürünün bir veya daha fazla bileşenine bilinen intolerans halinde, lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışın. Üretici, usulüne uygun olmayan veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlardan / yaralanmalardan sorumlu değildir.

Ürünle ilgili olarak, örneğin örgü kumaşta hasar veya ürünün oturmasında kusurlar olması gibi şikayetler durumunda lütfen doğrudan yetkili tıbbi cihaz satıcınıza danışın. Üreticiye ve üye devletin yetkili makamına yalnızca hastaların sağlık durumunda ciddi bozulmaya veya ölüme neden olabilecek ciddi durumlar bildirilmelidir. Ciddi durumlar, 2017/745 (MDR) sayılı Yönetmeliğin (AB) 2. maddesinin 65 numaralı kısmında tanımlanmıştır.

Bertaraf etme

Kompresyon giysinizi alışlagelmiş yöntemleri kullanarak bertaraf edebilirsiniz. Bertaraf etme ile ilgili özel bir kriter yoktur.

Gümüş içeren ürünlerle ilgili ek bilgi

Gümüş ısıyı ve elektrik'i iletilebilir, doğrudan elektrik kaynağına temastan korunmak gerek. Juzo ScarComfort Silver, ıslak vaziyette, metal ile (örneğin metal askılarla) temas etmemelidir. Aksi halde tektilde bulunan gümüş renk değişebilir. Ayakkabı iç astarındaki deri parçalarının üretiminde kullanılan tanenler (tanik asitler), çorabın ve gümüş ipliğin ayağa denk gelen kısmında renk değişikliklerine yol açabilir.

Batik Collection

Batik desenli Juzo tıbbi kompresyon çoraplarının, külotlu çorap ve kompresyon kolluklarının her biri eş olmayan özgün birer ürün olarak üretilmektedir. El ile üretilen bu parçaların her birinin renk desenleri eşsiz olup tekrarı yoktur. İlk yıkamadan sonra hafif renk değişiklikleri de meydana gelebilir. Üretiminde uygulanan yöntem, tipik kırışık görünümün kırışık oluşmasına neden olmaktadır. Bu görünüm sadece giyilmeden önce vardır, giyildiğinde ise kaybolur. Özel boyama tekniği nedeniyle bu kompresyon çorapları, külotlu çorap ve kompresyon kollukları giyilmediği zaman batık desenli olmayan ürünlerden biraz daha uzundur. Bu durum, çorap ve kollukların bacağı ve kola oturma hassasiyetini ve tıbbi etkisini etkilemez.

Određena primjena

Ravnomjernim, površinskim i kontinuiranim pritiskom kompresivne odjeće za liječenje ožiljaka treba se postići pozitivna maturacija, odnosno pozitivan razvoj ožiljka. Terapijska primjena kompresivne odjeće postiže smanjenje prokrvljenosti i povećanje elastičnosti tkiva. Time se treba smanjiti rizik od nastanka hipertrofičnih ožiljaka i / ili keloida, odnosno postići njihovo povlačenje. Cilj kompresivne terapije je izravnavanje ožiljka, povećanje elastičnost tkiva i smanjenje ukrućenosti ožiljka.

Upute za upotrebu

Upute za ispravnu primjenu možete dobiti od Vašeg terapeuta ili u specijaliziranoj trgovini. Kompresivnu odjeću nosite 23 sata bez prekida (ili ako je to propisao liječnik). Kompresivna odjeća idealna je za cijelo tijelo i nudi certificiranu zaštitu od UV zraka UPF 80 u skladu sa standardom UV 801. Zaštita od UV zraka navedena je samo za dijelove tijela koji su prekriveni kompresivnom odjećom. Oštri nokti ili prstenovi oštrih rubova, itd. Mogu oštetiti vrlo finu tkaninu. Stoga upotrijebite posebne rukavice tvrtke Juzo. Obratite pažnju na kompresivnu odjeću s ljepljivim rubom: S dijelova tijela trebaju biti uklonjene dlačice i nemojte nanositi ulja, puder, kreme i masti na njih.

Kompresivni rukav s pletenim rubom ili ljepljivim rubom

1. Navucite rukav s gornje strane do polovice prema unutra.
2. Povucite rukav preko ruke i nastavite povlačiti preko ruke do lakta.
3. Oblikujte prevučeni dio rukava preko ramena i postepeno ga povucite prema ramenu.
4. Rasporedite tkaninu rukava tako da se ne stvore nabori.

Kada se rukav namjesti idealno i bez nabora, nigdje vas ne bi smio neugodno pritiskati ili urezivati i ograničavati vas pri kretanju. Savjet: prije povlačenja okrenite ljepljivi rub prema van (ako postoji).

Kompresivni rukav s čašicom za rame i remenom za pridržavanje ili kopčom za grudnjak

5. Postavite vrpcu naramenice preko prsnog koša i drugu vrpcu preko leđa. Zatim povežite obje vrpce. Pažnja: ako je naramenica preopuštena ili prezategnuta, dužinu naramenice možete promijeniti koristeći zatezač za podešavanje.

Napomena:

Nosite kompresivnu odjeću samo ako je to propisao liječnik. Kompresivnu odjeću smije prodavati samo posebno obučeno osoblje u specijaliziranim trgovinama medicinskih proizvoda.

Ako je terapija uspješna ili se povijest bolesti promijeni, potrebna je nova izmjera i po potrebi nova izrada. Kompresivna odjeća uglavnom je otporna na ulja, masti, vlažnost kože i ostale utjecaje okoline. Određene kombinacije mogu negativno utjecati na postojanost tkanine. Stoga se preporučuje redovita povjera u specijaliziranim trgovinama medicinskih proizvoda. U slučaju oštećenja obratite se specijaliziranoj trgovini. Nemojte samostalno vršiti popravke jer to može negativno utjecati na kvalitetu i medicinsko djelovanje. Iz higijenskih razloga ovaj proizvod može upotrebljavati samo jedna osoba.

Upute za pranje i održavanje

Pridržavajte se napomena za održavanje na ušivenoj tekstilnoj naljepnici. Prije pranja svi zatvarači moraju biti zatvoreni (ako postoje)! Preporučujemo da samostojeće kompresivne čarape prije pranja okrenete na unutarnju stranu. Pri put kompresivnu odjeću operite zasebno (mogućnost prvijene boje). Vašu kompresivnu odjeću potrebno je prati dnevno na 40 °C. Savjet: Mreža za pranje rublja dodatno štiti tkaninu. Nemojte upotrebljavati omekšivač za rublje! Pri ručnom pranju isperite s mnogo vode i nemojte cijediti. Preporučujemo posebno blago sredstvo za pranje tvrtke Juzo. Vrijeme sušenja možete skratiti tako da kompresivnu odjeću nakon pranja postavite na debeli ručnik od fortira, čvrsto zamotate i snažno ocijedite. Nakon toga kompresivnu odjeću labavo objesite. Kompresivnu odjeću nemojte ostaviti na ručniku i nemojte ju sušiti na radiatorima ili suncu. Kompresivna odjeća ne smije se čistiti u kemijskim čistionicama ni u sušilici rublja.

Sastav materijala

Točne podatke potražite na tekstilnoj naljepnici ušivenoj u kompresivnu odjeću.

Uputa za skladištenje i rok trajanja

Čuvajte na suhom mjestu i zaštitite od sunčevog svjetla. Rok upotrebe medicinskog proizvoda označen je simbolom pješanog sata na etiketi kutije. Proizvodi izrađeni po mjeri namijenjeni su za trenutačnu upotrebu. Budući da se zbog kliničke slike bolesti i individualnih životnih okolnosti tjelesne mjere mogu promijeniti, proizvodi izrađeni po mjeri predviđeni su za trajanje korištenja od 6 mjeseci. Nakon šestomjesečnog korištenja stručno medicinsko osoblje treba provesti ponovnu kontrolu tjelesnih mjera. U slučaju značajnih promjena relevantnih tjelesnih mjera već liječenog dijela tijela (npr. zbog uspjeha terapije, promjene tjelesne težine), ponovno mjerenje i nova terapija mogu osnovano uslijediti i ranije, prije isteka šestomjesečnog korištenja.

Indikacije

Oštećenje kože i funkcije liječenja kože uz stvaranje hipertrofnih ožiljaka ili keloida. Nakon ozljeda / opekлина / operacija, za poboljšanje liječenja ožiljaka / rana do zacjeljivanja ožiljaka, za stabilizaciju rezultata operacije.

Apsolutne kontraindikacije

Periferna arterijska okluzivna bolesti (PAOB) stadija III/IV, dekompenzirana srčana insuficijencija, septički flebitis, phlegmasia coerulea dolens, akutni erizipel, akutne bakterijske, virusne ili alergijske upale, neliječene ili uznapredovale kožne bolesti / kontaktni ekcemi, neliječene otvorene rane, otekline ekstremiteta nepoznatog uzroka, neliječeni maligni tumori.

Relativne kontraindikacije

Izražene vlažne dermatoze, maligni limfedem, periferna arterijska okluzivna bolest (PAOB) stadija I/II, periferna neuropatija kod dijabetesa mellitusa, poremećaji osjeta u ekstremitetima, kompenzirana srčana insuficijencija, kožne infekcije, kožne bolesti (npr. dermatoze s plikovima), nepodnošenje pritiska ili materijala proizvoda, primarni kronični poliartritis. Ako postoje otvorene rane na području primjene terapije, područje rane mora se najprije prekriti odgovarajućom oblogom za rane, odnosno zavojem pa se tek onda može obući kompresivna odjeća.

Kod kroničnih limfedema ili lipedema preporučujemo upotrebu naših limfoloških proizvoda.

U slučaju nepoštivanja ovih kontraindikacija, grupacija Julius Zorn GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost.

Nuspojave

Pri pravilnoj primjeni nisu poznate nikakve nuspojave. Ako se ipak pojave negativne promjene (npr. nadražnost kože) tijekom propisane primjene, odmah se obratite svom liječniku ili specijaliziranoj trgovini medicinskih proizvoda. Ako vam je poznato da ne podnosite jedan ili više materijala ovog proizvoda, prije upotrebe posavjetujte se sa svojim liječnikom. Proizvođač ne odgovara za štete/ ozljede koje su nastale zbog nepropisnog rukovanja ili korištenja koje nije u skladu s namjenom.

U slučaju reklamacija vezano za proizvod, primjerice oštećenja pletiva ili nedostaci kroja, molimo obratite se izravno svojoj specijaliziranoj trgovini medicinskih pomagala. Proizvođaču i nadležnom službenom tijelu države članice trebaju se prijaviti samo teški incidenti koji mogu dovesti do značajnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili do smrti. Teški incidenti definirani su u članku 2 br. 65 uredbe (EU) 2017/745 (Uredba o medicinskim proizvodima).

Zbrinjavanje

Kompresivnu odjeću možete zbrinuti na uobičajen način. Ne postoje posebni kriteriji za zbrinjavanje.

Dopunska informacija za proizvode sa srebrom

Kako je srebro vodič topline i elektriciteta, treba izbjegavati direktan kontakt sa električnim izvorima. Juzo ScarComfort Silver u mokrom stanju ne bi trebao doći u doticaj sa metalima (sa metalnim vješalicama za odjeću npr.). Time bi srebro u tekstilu naime, moglo promijeniti boju. Kroz biljna štavila, koja se koriste prilikom proizvodnje kože za unutrašnju podstavu cipele, može doći do obojenja čarape i srebrne niti u predjelu stopala.

Batik Collection

Kod kompresivskih rukava u batik- designu radi se o unikatima. Uzorkovanje boja kod ručno izradjenih pojedinačnih primjeraka je unikatno, te se zbog toga ne može reproducirati. Može također doći do malih promjena boje nakon prvog pranja. Kroz postupak proizvodnje nastaje tipična optika zguzvanosti. Ona se može vidjeti samo kod proizvoda koji nisu nošeni, ali ne i u stanju nošenosti. Zbog specijalne tehnike bojenja su kompresivski rukavi u nenošenom stanju malo duži od proizvoda bez batik-designa. Ovo međutim nema nekog uticaja na točnost pristajanja ili na medicinsku djelotvornost.

Przeznaczenie

Celem jest prawidłowe dojrzwianie lub gojenie blizny dzięki równomiernemu, powierzchniowemu i ciągłemu naciskowi odzieży uciskowej. Terapeutyczne stosowanie odzieży uciskowej zmniejsza ukrwienie i zwiększa elastyczność tkanek. Ma ona ograniczyć ryzyko powstawania blizn przerostowych i/lub bliznowców (keloidów) względnie spowodować ich redukcję. Celem terapii uciskowej jest spłaszczenie blizny, zwiększenie elastyczności tkanek i zmniejszenie sztywności blizny.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Dystrybutor produktu lub terapeuta chętnie pokaże paristwu jego prawidłowe stosowanie. Odzież uciskową należy nosić bez przerwy przez 23 godziny (lub według zaleceń lekarza). Odzież uciskowa doskonale sprawdza się w terapii uciskowej całego ciała i zapewnia certyfikowany współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF 80 zgodnie ze Standardem 801. Chronione przed promieniowaniem UV są tylko części ciała zakryte odzieżą uciskową. Ostre, niespiłowane paznokcie lub pierścionki o ostrych krawędziach itp. mogą uszkodzić bardzo delikatną dzianinę. Z tego względu zalecamy stosowanie specjalnych rękawiczek Juzo. W przypadku odzieży uciskowej z obszarem samonośnym: z danej partii ciała usunąć owłosienie, nie smarować olejkami, pudrem, kremami ani masełkami.

Rękawy uciskowe w wyłączeniu dzianinowym lub obszarem samonośnym

1. Wywrócić rękaw na lewą stronę od góry aż do połowy długości.
2. Nasunąć rękaw na rękę i dalej wzdłuż ramienia aż do łokcia.
3. Wymodelować podwinętą część rękawa wokół łokcia i stopniowo nakładać dalej w kierunku barku.
4. Ułożyć dzianinę rękawa w taki sposób, aby nie powstały pofałdowania. Jeśli rękaw jest założony prawidłowo, nie wywiera nieprzyjemnego ucisku i nie ogranicza ruchów. Data: Przed założeniem wywrócić samonośne obrzeże (jeśli jest) na lewą stronę.

Rękaw uciskowy z przedłużeniem na ramię i paskiem mocującym lub mocowaniem do biustonosza.

5. Przełożyć jedną taśmę paska mocującego z przodu klatki piersiowej, a drugą przez plecy. Połączyć końcówki obu taśm.
Uwaga: Jeśli pasek mocujący jest za luźny lub za ciasny, można zmienić jego długość za pomocą zacisku regulacyjnego.

Uwaga:

Odzież uciskową stosuje się wyłącznie na zalecenie lekarza. Odzież uciskowa powinna być sprzedawana wyłącznie w skle-

pach medycznych przez odpowiednio przeszkolony personel. Postępy w terapii lub zmiany w obrazie klinicznym wymagają ponownego pomiaru i w razie potrzeby wykonania nowego wyrobu. Odzież uciskowa jest w dużym stopniu odporna na olejki, maści, pot i inne czynniki zewnętrzne. Ich określone połączenie może jednak negatywnie wpływać na trwałość dzianiny. Z tego względu zalecamy regularnie przekazywać wyrob do sklepu specjalistycznego w celu sprawdzenia. W razie uszkodzeń zwrócić się do swojego sprzedawcy. Nie naprawiać samodzielnie – może to obniżyć jakość i negatywnie wpłynąć na działanie medyczne. Ze względów higienicznych produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez jedną osobę.

Instrukcja prania i pielęgnacji

Przestrzegać instrukcji pielęgnacji na wszytej etykietce. Przed praniem zapiąć wszystkie zamknięcia (jeżeli są)! Zalecamy, aby przed praniem odwrócić podkolankówki uciskowe obrzeżem samonośnym na lewą stronę. W pierwszym praniu wyprać odzież uciskową osobno (możliwość wybarwienia). Odzież uciskową należy prać codziennie w programie do tkanin delikatnych (40°C). Wskazówka: siatka na pranie dodatkowo chroni dzianinę. Nie stosować płynów do płukania! W przypadku prania ręcznie dokładnie wypłukać, nie wyżywać. Zalecamy użycie specjalnego płynu do prania Juzo. Można przyspieszyć schnięcie w następujący sposób: rozłożyć odzież na grubym ręczniku frotowym, ciasno zwinąć ręcznik i mocno wycisnąć. Następnie rozwiesić odzież. Nie pozostawiać w ręczniku i nie suszyć na kaloryferze ani na słońcu. Odzieży uciskowej nie wolno czyścić chemicznie ani suszyć w suszarce.

Skład materiałowy

Szczegółowe informacje znajdują się na etykietce tekstylnej wszytej po wewnętrznej stronie odzieży uciskowej.

Wskazówka dotycząca przechowywania i okres trwałości

Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Okres użytkowania produktu medycznego jest nadrukowany wraz z symbolem klepsydry na etykietce na pudełku. Wyroby wykonywane na miarę są produktami do natychmiastowego użycia. Ze względu na obraz kliniczny choroby i indywidualne okoliczności życiowe wymiary części ciała mogą się zmieniać, dlatego produkty wykonywane na miarę są przeznaczone do użytkowania przez okres 6 miesięcy. Po 6 miesiącach użytkowania konieczna jest ponowna kontrola wymiarów ciała przez personel medyczny. W przypadku istotnej zmiany wymiarów wspomaganą części ciała (wynikającą np. ze skuteczności terapii lub zmiany

wagi) konieczność wykonania pomiarów i określenia nowej terapii może być uzasadniona już wcześniej, przed upływem 6-miesięcznego okresu użytkowania.

Wskazania

Uszkodzenie skóry i funkcji leczniczej skóry z bliznami przerosłowymi lub bliznowcami. Po urazach /oparzeniach/ operacjach, w celu poprawy gojenia się blizn i ran aż do całkowitego wygojenia blizny, stabilizacja po operacji.

Bezzględne przeciwwskazania

Choroba tętnic obwodowych (pAVK) stadium III/IV, niewyrównana niewydolność serca, septyczne zapalenie żył, bolesna sinicza zakrzepica żył kończyny dolnej, ostra róża, ostre zapalenia bakteryjne, wirusowe lub alergiczne, nielezione lub zaawansowane choroby skóry / wypryski kontaktowe, nielezione otwarte rany, obrzęki kończyn o nieznannej przyczynie, nielezione nowotwory złośliwe.

Względne przeciwwskazania

Silne dermatozy wysiękowe, złośliwy obrzęk limfatyczny, choroba tętnic obwodowych (pAVK) stadium I/II, neuropatia obwodowa przy cukrzycy, zaburzenia czucia w kończynach, kompensacyjna niewydolność serca, infekcje skóry, choroby skóry (np. dermatozy pęcherzowe), nietolerancja nacisku lub składników produktu, pierwotne reumatoidalne zapalenie stawów. Przed założeniem odzieży uciskowej otwarte rany znajdujące się w zaopatrywanym miejscu należy ostonić odpowiednim opatrunkiem.

W przypadku chronicznych obrzęków limfatycznych lub lipidowych zalecamy nasze produkty do terapii przeciwobrzękowej. W przypadku nieprzeznaczonych przeciwwskazań firma Julius Zorn GmbH nie ponosi odpowiedzialności.

Działania uboczne

Nie są znane działania niepożądane występujące podczas prawidłowego stosowania. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek negatywnych zmian (np. podrażnień skóry) podczas zaordynowanego stosowania należy się niezwłocznie skontaktować ze swoim lekarzem lub personelem sklepu medycznego. W razie stwierdzonej nietolerancji jednego lub kilku składników tego produktu przed jego użyciem należy skonsultować się z lekarzem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody / obrażenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

W przypadku reklamacji dotyczących produktu, takich jak na przykład uszkodzenia dzianiny lub wady dopasowania, należy się zwracać bezpośrednio do specjalistycznego sklepu

medycznego. Producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego należy zgłaszać wyłącznie poważne incydenty, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne incydenty zostały zdefiniowane w art. 2 nr 65 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR).

Utylizacja

Odzież uciskową można wyrzucić do zwykłych odpadów. Nie obowiązują żadne specjalne zasady utylizacji.

Informacja dodatkowa dotycząca produktów ze srebrem

Dlatego że srebro może przewodzić prąd i ciepło, należy uniknąć bezpośredniego kontaktu ze źródłami prądu elektrycznego. Wyroby Juzo ScarComfort Silver w stanie mokrym nie powinny mieć styczności z metalami (np. z metalowymi wieszakami ubraniowymi). Srebro w materiale przez to mogłoby się zabarwić. Garbniki zastosowane w trakcie produkcji podszewki buta mogą zabarwić porożuchę oraz srebrną nić w okolicy stopy.

Batik Collection

Porożuchy, rajstopy uciskowe oraz rękawy uciskowe Juzo w batikowe wzory to unikat. Dobór barw ręcznie zrobionych unikatów jest każdy jedyny w swoim rodzaju i nie może być reprodukowany. Po pierwszym praniu może wystąpić nieznaczna zmiana koloru. Typowe wrażenie pogniatania wynika z metody produkcji. Pogniatanie tylko widać na produkcie nie noszonym, ale nie w stanie noszonym. Z przyczyny wyjątkowej metody farbowania porożuchy, rajstopy uciskowe oraz rękawy uciskowe w stanie nie noszonym są trochę dłuższe niż produkty bez wzorów batikowych. Nie ma to jednak wpływu na dokładność dopasowania oraz na efektywność medyczną.

Назначение

Равномерное, обширное и постоянное давление компрессионной одежды для лечения рубцов имеет своей целью положительный ход созревания или развития рубцовых тканей. Терапевтическое применение компрессионной одежды способствует уменьшению кровотока и повышению эластичности ткани. Это должно способствовать снижению риска образования гипертрофированных рубцов и/или келоидов или их уменьшению. Целью компрессионной терапии является сглаживание рубца, повышение эластичности ткани и уменьшение твердости рубца.

Указания по применению

Ваш специализированный дилер или терапевт с радостью покажет Вам как правильно их применять. Компрессионный трикотаж следует носить непрерывно в течение 23 часов (или по назначению врача). Компрессионный трикотаж подходит для поддержки всех частей тела и гарантирует защиту от УФ-излучения UPF 80 в соответствии со стандартом UV 801. Только те части тела, которые закрыты компрессионным трикотажем, защищены от УФ-излучения. Острые ногти на руках, не обработанные пилкой, кольца с острыми кромками и т. п. могут повредить очень тонкий трикотаж. Поэтому рекомендуем использовать специальные перчатки Juzo. При использовании компрессионных изделий с кромкой на «липучке»: на соответствующих частях тела не должно быть волос, а также масел, пудры, крема и мази.

Компрессионный рукав с трикотажной манжетой или кромкой на «липучке»

1. Выверните рукав наизнанку сверху вниз до середины.
2. Наденьте рукав на руку и продолжайте натягивать его дальше, пока не дойдете до локтя.
3. Распределите свернутую часть рукава по локтевому сгибу и постепенно натягивайте его в направлении плеча.
4. Распределите трикотаж рукава таким образом, чтобы не осталось складок. Идеально и безукоризненно сидящий рукав не вызывает неприятного давления или врезания и не ограничивает ваши движения. Совет: при наложении кромки на «липучке» перед надеванием отверните ее наружу.

Компрессионный рукав с наплечником и ремнем или креплением ВН

5. Проведите одну полосу плечевого ремня через грудную клетку, а другую – через спину. Затем соедините концы ремня. Внимание: если плечевые ремни слишком свобод

ные или слишком тесные, вы можете изменить их длину с помощью регулировочного зажима.

Обратите внимание:

Компрессионный трикотаж следует использовать только по рекомендации врача. Подборком компрессионного трикотажа может заниматься только специально обученный персонал в сфере торговли продукцией медицинского назначения. В ходе терапии или при изменении картины заболевания следует выполнить новые замеры и при необходимости заказать новое изделие. Компрессионный трикотаж обладает устойчивостью к маслам, мазям, влажности кожи и другим внешним воздействиям. При определенных условиях возможно снижение долговечности трикотажа. Поэтому мы рекомендуем проводить регулярный контроль в точке торговли медицинской продукцией. В случае поврежденной обращайтесь к специалисту, у которого было приобретено изделие. Не следует исправлять дефекты самостоятельно – это может негативно отразиться на качестве и лечебном эффекте. По гигиеническим причинам изделие предназначено для использования только одним человеком.

Инструкция по очистке и уходу

Следуйте указаниям по уходу на шитой текстильной этикетке. Перед стиркой необходимо застегнуть все застежки (при их наличии)! Мы рекомендуем перед стиркой компрессионных чулок с кромкой на липучке выворачивать их наизнанку. Первую стирку компрессионного изделия следует выполнять отдельно (возможное окрашивание). Компрессионные изделия следует стирать ежедневно в режиме щадящей или деликатной стирки (40 °C). Совет: сетка для стирки дополнительно защищает трикотаж. Не используйте кондиционер для белья! При ручной стирке необходимо тщательно выполаскивать изделие и не выкручивать его. Мы рекомендуем использовать специальное мягкое моющее средство Vroem. Время сушки можно сократить, для этого после стирки положите компрессионное изделие на толстое махровое полотенце, плотно скрутите в валик и хорошо отожмите его. После этого повесьте изделие сушиться. Не оставляйте изделие в полотенце и не сушите его на нагревательных приборах или на солнце. Компрессионный трикотаж не подлежит химической чистке и сушке в сушилке для белья.

Состав материала

Точную информацию можно найти на текстильной этикетке, шитой в компрессионное изделие.

Указания по хранению и срок службы

Хранить в сухом месте и защищать от солнечных лучей. Для серийной продукции максимальный срок хранения составляет 36 месяцев. По истечении этого срока компрессионное изделие можно носить до 6 месяцев. Длительность эксплуатации зависит от выполнения правил обращения (включая уход, надевание и снятие) и использования изделия в повседневной жизни. Срок службы продукта медицинского назначения обозначен символом песочных часов на этикетке упаковки. Изделия, изготовленные по заказу, предназначены для немедленного применения. Поскольку из-за клинической картины заболевания и в индивидуальных жизненных обстоятельствах размеры тела могут изменяться, срок использования изготовленных на заказ изделий составляет 6 месяцев. По истечении 6 месяцев необходимо обратиться к медицинским специалистам за проведением соответствующих измерений. При значительных изменениях размеров (например, в результате успешной терапии, изменения веса) части тела, для которой уже был приобретен компрессионный трикотаж, новое измерение и новый продукт могут быть назначены раньше, до истечения 6-месячного срока.

Показания

Повреждения кожи и заживление кожи с образованием гипертрофических шрамов или келоидных рубцов. Лечение рубцов, состояние после ожогов, посттравматические, послеоперационные отеки.

Абсолютные противопоказания

Окклюзия периферических артерий (pAVK) III/IV степени, декомпенсированная сердечная недостаточность, септический флебит, синяя болевая флегмазия, острое рожистое воспаление кожи, острые бактериальные, вирусные или аллергические воспаления, нелеченные или прогрессирующие заболевания кожи/контактные ферменты, нелеченные открытые раны, отеки конечностей неизвестного происхождения, нелеченные злокачественные опухоли.

Относительные противопоказания

Мокнувшие дерматозы с выраженными симптомами, злокачественная лимфедема, окклюзия периферических артерий (pAVK) III степени, периферическая невралгия при сахарном диабете, расстройства чувствительности конечностей, компенсированная сердечная недостаточность, кожные инфекции, кожные заболевания (например, пузырные дерматозы), непереносимость к давлению или ингредиентам

продукта, ревматоидный артрит. Если в области применения имеются открытые раны, перед надеванием компрессионного трикотажа необходимо сначала наложить на рану соответствующее раневое покрытие или повязку. При хронических лимфедемах или липедемах мы рекомендуем использовать наши лимфологические изделия. За последствия несоблюдения этих противопоказаний группа компаний Julius Zorn GmbH ответственности не несет.

Побочные действия

При правильном использовании побочных эффектов не выявлено. Однако при возникновении негативных изменений (например, кожных раздражений) в ходе назначенного применения незамедлительно обратитесь к вашему врачу или продавцу медицинских товаров. Если известно о непереносимости одного или нескольких компонентов этого изделия, перед применением проконсультируйтесь со своим врачом. Изготовитель изделия не несет ответственности за ущерб / повреждение, вызванные неправильным обращением или использованием не по назначению.

В случае претензий к изделию, таких как повреждение трикотажа или дефект прилегания, свяжитесь с дилером, у которого продукт приобретен. Только в самых тяжелых случаях, когда дефект изделия может привести к ухудшению состояния здоровья или смерти, о нем необходимо сообщать изготовителю и компетентному органу государства-члена. Такие дефекты определены в Статье 2 N° (65) Регламента (ЕС) 2017/745 (MDR).

Утилизация

Компрессионные изделия подлежат утилизации обычным способом. Особых указаний относительно утилизации не существует.

Дополнительная информация для изделий с серебром

Поскольку серебро может проводить тепло и электричество, следует избегать прямого контакта с источниками электрического тока. Juzo ScarComfort Silver во влажном состоянии не должны соприкасаться с металлами (например металлическими вешалками-плечиками). Серебро в текстиле может вследствие этого окраситься. Дубильные вещества, которые используются при производстве кожи для подкладки обуви, могут привести к окрашиванию чулок и серебряной нити в области стоп.

Batik Collection

компрессионные рукава Juzo дизайна «батик» представляют собой единичные (уникальные) экземпляры. Цветовой орнамент изготовленных вручную изделий уникальный и поэтому не может быть воспроизведен. Кроме того, могут быть незначительные изменения цвета после первой стирки. В результате использованной технологии изделия приобретают типичный вид «мятой ткани». Однако это заметно лишь на ношеном изделии, но не видно в ношеном состоянии. Ввиду специальной технологии окрашивания эти компрессионные чулки, колготки компрессионные и компрессионные рукава в ношеном состоянии несколько длиннее, чем изделия без дизайна «батик». Однако это не оказывает влияния на точность посадки чулка на ноге и его лечебную эффективность.

الغرض من الاستخدام

من خلال ضغط الملابس الضاغطة على الندوب بصورة منتظمة ومستمرة على كامل السطح، يتم تحقيق نتائج إيجابية في نضج الندبة أو تطور الندوب. ويعمل الاستخدام العلاجي للملابس الضاغطة على تقليل تدفق الدم وزيادة مرونة الأنسجة. وبذلك يتم تقليل خطر تكوّن الندوب الضخامية و/أو الجُدَرَات أو بالأحرى التغلب عليها. يهدف العلاج بالضغط إلى تسطيح الندبة وزيادة مرونة الأنسجة وتقليل تبيّس الندوب.

عليمات الاستخدام

سيقوم التاجر المتخصص أو المعالج المتخصص بشرح الطريقة الصحيحة للاستخدام ضبط سحابات الفيلكرو. ارتد ملابك الضاغطة طَوَّالَ ٢٣ ساعة) أو حسب توجيهات الطبيب(. عد الملابس الضاغطة مثالية لدعم الجسم بالكامل ومزودة بعامل وفقاً لمواصفة (UFPF) (معتد للحماية من الأشعة فوق البنفسجية ١٠). لا UV-Standard الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (٨٠ تتوفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية إلا لمواضع الجسم التي تغطيها الملابس الضاغطة. أظافر الأصابع الحادة وغير المتساوية أو الخواتم ذات الحواف الحادة وما شابه ذلك، يمكن أن تتسبب في تلف النسيج الرقيق جداً. لذا نرجو استخدام القفازات الخاصة عند استخدام الملابس الضاغطة المزودة بحافة لاصقة. Juzo من ينبغي مراعاة ما يلي: يجب أن تكون أجزاء الجسم منزوعة الشعر، وخالية من الزيوت والمساحيق والكريمات والمرام.

لتسهيل عملية الارتداء، نوصي باستخدام أدوات المساعدة في الارتداء من Juzo الخاصة بالأكمام الضاغطة.

١. اقلبي الكُمّ من أعلى وصولاً إلى المنتصف على اليسار.
٢. اسحبي الكُمّ على اليد وواصلِي الإدخال على الذراع لأعلى وصولاً إلى المرفق.
٣. افردِي جزء الكُم المطوى فوق المرفق، واسحبيه باتجاه الكتف شيئاً فشيئاً.
٤. ورّعي نسيج الكُمّ، بحيث لا تظهر عليه أي طيات. عندما يكون الكُمّ موضوعاً على نحو مثالي وتام، تشعرين أنه لا يمارس ضغطاً أو حَرّاً مزعجاً في أي مكان، ولا يعيق حركتك كذلك. نصيحة: اقلبي الحافة اللاصقة (إن وُجدت) قبل الارتداء.

الأكمام الضاغطة ذات غطاء الكتف والحزام أو أداة

تثبيت حمالة الصدر

القفاز الضاغطة

١. أدخل يدك في القفاز مباشرة.

عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير المصرح به.

في حالة وجود شكاوى تتعلق بالمنجج، مثل تلف الأنسجة أو عدم الملاءمة، يُرجى التوجه مباشرةً إلى الموزع المختص بالمستلزمات الطبية لديك. ويجب إبلاغ الجهة الصانعة والسلطات المعنية في الدولة فقط بالحوادث الخطيرة التي قد تؤدي إلى تدهور كبير في الحالة الصحية أو إلى الوفاة. الحوادث الخطيرة مُحددة في المادة ٢ رقم ٦٥ من اللائحة الأوروبية (EU) ٧٤٥/٢٠١٧ (MDR).

التخلص من المنتج

يمكنك التخلص من ملابسك الضاغطة بالطريقة التقليدية. فلا توجد معايير خاصة للتخلص من المنتج.

معلومات إضافية للمنتجات المصنوعة من الفضة

وبما إن من الممكن أن تكون الفضة ناقلة للحرارة وموصلة للكهرباء، لذا يجب تجنب أي اتصال مباشر مع المصادر الكهربائية وكذلك، يجب عدم التماس المعادن إذا كانت مبتلة ورطبة، مثل شعاعة الملابس المعدنية (Juzo ScarComfort Silver، ذلك قد يؤدي إلى تغير لون الفضة في النسيج قد تؤدي المواد المستخدمة في دباغة الجلود والتي تستخدم في صناعة حشوات الأحذية، إلى حدوث تلون في الجوارب والخيوط الفضية في منطقة القدم

Batik Collection

يتعلق الأمر في حالة Juzo. الضاغطة بتصميمات فريدة من نوع باتيك جوارب وإكمام فالانما اللونية للقطع الفردية المصنعة يدويا تعد فريدة من نوعها ولا يمكن استئناسها. قد يكون هناك أيضًا تغيرات طفيفة في الألوان بعد الغسيل الأول. وبواسطة تلك الطريقة للتصنيع يكون المنتج معجدا، ولكن لا يمكن ملاحظة ذلك التجميع إلا في المنتج الغير ملموس، أما في حالة المنتج الملموس فلا يمكن مشاهدة ذلك. ونظرا لتقنية الصباغة الخاصة تكون هذه الجوارب والإكمام الضاغطة أطول قليلا في حالة عدم لبس من المنتجات التي لاتتميز بتصميم باتيك، ولكن هذا لا يؤثر البتة على التواءم والفعالية الطبية.

لأن قياسات الجسم يمكن أن تتغير نتيجةً لصورة المرض وظروف الحياة الفردية، فقد تم تصميم المنتجات المصنوعة حسب المقاس لفترة استخدام تبلغ ٦ أشهر. فإنه يلزم إجراء فحص جديد لقياسات الجسم لدى الأطباء المتخصصين بعد الاستخدام لمدة ٦ أشهر. إذا كان هناك تغيير كبير في حجم الجسم المعني (لئ سبيل المثال بسبب نجاح العلاج أو تغير الوزن) لجزء الجسم الذي يلقي الرعاية بالفعل، فيمكن تبرير القيام بقياس جديد ورعاية جديدة أيضًا في وقت مبكر قبل انقضاء فترة ٦ أشهر.

دواعي الاستعمال

الأضرار التي تلحق بالجلد، مع تأثير علاجي على الجلد الذي يعاني من تندب ضخامي أو تكون الجُدرة (تضخم ليفي للأنسجة). بعد الإصابات/ الحروق/العمليات، لتحصين التام الجروح/علاج الندوب حتى التئام الندوب، لتثبيت نتيجة العملية.

موانع الاستعمال المطلقة

مرض الشرايين المحيطية (PAVK) من المرحلة III/IV، قصور القلب اللاعويضي، التجلط العميق الحاد، الالتهاب الوريدي المزرق المؤلم، الالتهاب الجلدي الحاد، الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية أو الحساسية الحادة، الأمراض الجلدية غير المعالجة أو المتقدمة / التهاب الجلد التماسي، الجروح المفتوحة غير المعالجة، تورم الأطراف لسبب غير معروف، الأورام الخبيثة غير المعالجة. في الحالات المرمنة من الوذمات اللمفية أو الوذمات الشحمية نوصي باستخدام منتجنا المتفاوتة.

موانع الاستعمال النسبية

الأمراض الجلدية النازفة الخطيرة، الوذمة اللمفية الخبيثة، مرض الشرايين الطرفية (PAVK) من المرحلة I/II، الاعتلال العصبي المحيطي في حالة داء السكري، اضطرابات الإحساس بالأطراف، تعويض قصور القلب، العدوى الجلدية، الأمراض الجلدية (مثل الأمراض الجلدية المتقرحة)، عدم تحمل ضغط أو مكونات المنتج، التهاب المفاصل الأساسي المزمن. في حالة وجود جروح مفتوحة في منطقة الرعاية، يجب أولاً تغطية منطقة الجرح باستخدام بطانة أو ضمادة مناسبة، قبل ارتداء الملابس الضاغطة. لا تتحمل مجموعة شركات Julius Zorn GmbH أي مسؤولية في حالة عدم الامتثال لهذه الموانع.

الآثار الجانبية

لن تظهر أي آثار جانبية، عند استخدامه استخدامًا صحيحًا. ومع ذلك، إذا حدثت أي تغيرات سلبية (مثل تهيج الجلد) أثناء الاستخدام المحدد، فيرجى الاتصال بالطبيب أو المورد الطبي المتخصص على الفور. إذا ظهرت أي أعراض لعدم التحمل نحو واحد أو أكثر من مكونات هذا المنتج، فيرجى استشارة الطبيب قبل الاستخدام. لا تُعد الشركة المصنعة مسؤولةً

٢. اضبط تهيئة القفاز، إذا لزم الأمر. إن استخدام قفازات JUZO الخاصة مفيد. تحقق من تهيئة القفاز في الضوء المعاكس؛ في حالة الارتداء الصحيح ينبغي عدم ظهور شعاع الضوء بين القفاز والأصابع.

يُرجى مراعاة ما يلي:

لا ترتدي الملابس الضاغطة إلا بعد توصية من الطبيب. وينبغي عدم الحصول على هذه الملابس الضاغطة إلا من قِبل المتخصصين الطبيين المُدرّبين لتدريب المناسب. استمرار نجاح العلاج أو تغير صورة المرض يجعلان إعادة القياس، وربما إعادة التصنيع، أمرًا ضروريًا. الملابس الضاغطة هي منتج مقاوم بدرجة كبيرة للزيوت والمراهم والرطوبة وغيرها من العوامل البيئية. لكن يمكن أن تتضرر متانة النسيج بسبب تركيبات محددة. لذا فإننا نوصي بالفحص المنتظم لدى موزع الأدوات الطبية. في حالة وجود أضرار، يُرجى التوجه إلى الموزع القريب منك. لا تباشري الإصلاح بنفسك؛ فقد يؤثر ذلك على الجودة والفعالية الطبية. لأسباب صحية صُمم هذا المنتج لشخص واحد فقط.

إرشادات الغسيل والعناية

يُرجى مراعاة إرشادات العناية الموضحة على الملصق القمامي المخطط. قبل الغسيل يجب غلق جميع الزمامات المنزلقة (إن وجدت)؛ نوصي بقلب الجوارب الضاغطة ذات الحافة اللاصقة على اليسار قبل الغسيل. اغسلي الملابس الضاغطة كلًا على حدة في المرة الأولى (فقد تبهت الألوان).

يجب غسل الملابس الضاغطة يوميًا في دورة الغسيل اللطيف أو البسيط (٤٠ درجة مئوية). نصيحة: توفر شبكة الغسيل حماية إضافية للنسيج. يُرجى عدم استخدام أي مُنعم أقمشة! في حالة الغسيل اليدوي: اشطفي جيدًا، لكن بدون فرك. ونوصي باستخدام المنظف الخاص المعتدل JUZO. يمكنك تقليل وقت التجفيف بوضع الملابس الضاغطة بعد الغسيل على منشفة موزرة سمكية، ثم لفيها بها واضغطي عليها بقوة. ثم علقي الملابس الضاغطة تعليقًا حُرًّا، لا تتركي المنتج في المنشفة، ولا تجففيه بتعرضه للحرارة ولأشعة الشمس. لا يُسمح بتنظيف الملابس الضاغطة تنظيفًا كيميائيًا ولا بتجفيفها في مُجفف الملابس.

تكوين المواد

يمكنك الحصول على البيانات الدقيقة من الملصق القمامي المحيط بالملابس الضاغطة.

إرشادات التخزين + الصلاحية

يجب التخزين في مكان جاف والحماية من أشعة الشمس. تتم طباعة مدة استخدام المنتج الطبي مع رمز الساعة الرملية على ملصق العلب. المنتجات المصممة حسب المقاس هي منتجات للاستخدام الفوري. نظرًا

Stanovenie účelu

Prostredníctvom rovnomerného, plošného a kontinuálneho tlaku kompresného odevu na jazvu sa musí dosiahnuť pozitívne zahojenie jazvy alebo zmiznutie jazvy. Terapeutické používanie kompresného odevu spôsobuje zníženie prekrvenia a zvýšenie pružnosti tkaniva. Znižuje sa tak riziko vzniku hypertrofných jaziev a / alebo keloidov, prípadne sa dosiahne ich zánik. Cieľom v kompresnej liečbe je sploštenie jazvy, zvýšenie elasticity tkanív a zníženie stuhnutia jazvy.

Pokyny k používaniu

Váš odborný predajca Vám ochotne ukáže správne používanie. Noste svoj kompresný odev priebežne 23 hodín (alebo podľa lekárskeho predpisu). Kompresný odev je perfektné vhodné pre ošetrovanie celého tela a ponúka certifikovaný ochranný UV faktor UPF 80 podľa UV Standard 801. UV ochrana existuje iba pre miesta na tele, ktoré sú pokryté kompresným, odevom. Drsné nezbrúsené nechty alebo prstene s ostrými hranami môžu poškodiť veľmi jemnú pleteninu. Používajte preto špeciálne rukavice Juzo. Rešpektujte pri kompresnom odevu s prínavným okrajom: Časť tela musia byť bez chlvp a tiež bez oleja, púdry, krémov a masť.

Rešpektujte prosím

Noste svoj kompresný odev iba podľa lekárskeho predpisu. Kompresný odev môže vydávať iba príslušne zaškolený personál v medicínskej odbornej predajni. Váš kompresný odev Juzo je veľmi odolný proti olejom, masť, vlhkosti pokožky a iným vplyvom životného prostredia. Určitou kombináciou môže byť negatívne ovplyvnená životnosť pleteniny. Preto sa odporúča pravidelná kontrola v medicínskej odbornej predajni. Rešpektujte pri pančuchách s prínavným okrajom: Nohy musia byť bez chlvp a tiež bez oleja, púdry, krémov a masť. Pri poškodení sa obráťte na svojho odborného predajcu. Neopravujte sami – mohla by sa tak negatívnym spôsobom ovplyvniť kvalita a medicínske účinky. Z hygienických dôvodov je tento výrobok určený iba pre jednu osobu.

Kompresný rukáv s uzáverom z pleteniny alebo príllnavým okrajom

1. Navlečte hornú polovicu rukávu cez dolnú polovicu rukávu.
2. Natiahnite rukáv s vyhrnutým lemom na ruku a ďalej smerom k ramenu, kým nedosiahne vyhrnutý lem lakeť.
3. Potom musíte vytvarovať vyhrnutú časť rukávu na lakti a nafaľhajte postupne po rameno.
4. Rozdeľte pleteninu rukáva tak, aby nevznikli záhyby a aby ruky dobre sedeli po celej dĺžke ruky. Ak sa riadne natiahne rukáv, nemá záhyby a neobmedzuje pohyb.

Kompresný rukáv s krytom ramien a upevňovacím popruhom alebo upevnením na podprsenu

5. Uložte pás nosiča na ramená cez hrudný koš a druhý pás cez chrbát. Potom spojte oba konce pásu. Pozor: Pokiaľ by bol nosič na ramená príliš voľný alebo príliš úzky, môžete zmeniť dĺžku nosiča na ramená pomocou nastavovacej svorky

Návod na pranie a ošetrovanie

Rešpektujte pokyny k ošetrovaniu na našej textilnej etikete. Pred práním sa musia uzavrieť všetky zipsy (pokiaľ sú k dispozícii)! Odporúčame, aby sa otočil kompresný odev s prílnavým okrajom pred práním na ľavú stranu. Prvý raz musíte prať kompresné odev separátne (možnosť púšťania farby). Váš kompresný odev by sa mal prať každý deň v úspornom alebo jemnom pracovnom režime (40 °C). Tip: Sieťka na pranie dodatočne chráni pleteninu. Nepoužívajte aviváž! Pri ručnom praní dostatočne vypláchnuť, nežmykať. Odporúčame jemný špeciálny prací prostriedok Juzo. Aby sa znížila doba sušenia, môžete položiť kompresný odev po praní na hrubý froté uterák, pevne zrolovať a silno vytlačiť. Potom musíte voľne zavesiť kompresný odev. Nenechávajte ležať v uteráku a nesušte na kúrení alebo slnku. Kompresný odev sa nesmie chemicky čistiť a sušiť v sušičke na bielizeň.

Zloženie materiálu

Presné údaje môžete nájsť na textilnej etikete alebo nálepke na Vašom kompresnom odevu.

Pokyny k skladovaniu a životnosť

Skladovať na suchom mieste a chrániť pred chladom. Doba použiteľnosti medicínskeho produktu je vytlačená so symbolom pieskových hodín na etikete krabice. Vyhodenia na mieru sú produkty k okamžitému použitiu. Pretože sa na základe chorobopisu a individuálnych životných podmienok môžu meniť telesné proporcie, sú dimenzované výrobky na mieru pre dobu používania 6 mesiacov. Po dobe používania 6 mesiacov je potrebná nová kontrola teSK lesných proporcií medicínskym odborným personálom. Pri závažnej zmene dôležitých telesných proporcií (napr. na základe sledu liečenia, zmeny hmotnosti) už liečenej časti tel môže byť odôvodnené nové meranie a nové ošetrovanie tiež skôr, pred uplynutím doby používania 6 mesiacov.

Indikácie

Poškodenie pokožky a liečivej funkcie pokožky s hypertrofným vznikom jaziev alebo keloidov. Po zranení /popálení /operáciách, na zlepšenie liečenia jaziev / rán až do vyliečenia jazvy, na stabilizáciu /výsledku /operácie.

Absolútne kontraindikácie

Periférne arteriálne ochorenie uzatvárania (pAVK) štádium III/IV, dekompenzovaná insuficiencia srdca, septická flebitída, Phlegmasia coerulea dolens, akútna rúža, akútne bakteriálne, vírusové alebo alergické zápal, neošetrené alebo pokročilé ochorenia kože / kontaktné ekzémy, neošetrené otvorené rany, extrémne opuchy neznámeho pôvodu, neošetrené zhubné nádory.

Relatívne kontraindikácie

Výrazné mokvavé dermatózy, zhubný lymfém, periférne arteriálne ochorenie uzatvárania (pAVK) štádium I / II, periférna neuropatia pri Diabetes mellitus, extrémne poruchy citlivosti, kompenzačná insuficiencia srdca, infekcie pokožky, ochorenia pokožky (napr. dermatózy so vznikom bubliniek), neznášanivosť na tlak alebo látky, ktoré obsahujú výrobok, primárna chronická polyartritída. Ak vznikajú v liečenej oblasti otvorené rany, musí sa oblasť rany najskôr zakryť príslušnou náplasťou na rany alebo obväzom ešte predtým, než sa natiahne kompresný odev. Pri nedodržaní týchto kontraindikácií nepreberá podnikateľská skupina Julius Zorn GmbH žiadnu záruku.

Vedľajšie účinky

Pri odbornom používaní nie sú známe žiadne vedľajšie účinky. Pokiaľ by došlo napriek tomu k vzniku negatívnych zmien (napr. podráždenie pokožky) počas predpísaného používania, potom sa obráťte bezodkladne na svojho lekára alebo medicínsku odbornú predajňu. Pokiaľ by bola známa neznášanivosť oproti látke, ktorú obsahuje tento výrobok, musíte pred použitím konzultovať so svojím lekárom. Výrobca neručí za šoky / zranenia, ktoré vznikajú na základe neodbornej manipulácie alebo používania na iné účely.

V prípade reklamácií v súvislosti s produktom, ako napríklad poškodenia pleteniny alebo nedostatky v prispôbení, obráťte sa priamo na vášho predajcu zdravotníckych potrieb. Iba závažné udalosti, ktoré môžu viesť k výraznému zhoršeniu zdravotného stavu alebo smrti, sa musia nahlásiť výrobcovi a kompetentnému úradu členského štátu. Závažné udalosti sú definované v článku 2 č. 65 Nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR).

Likvidácia

Vašu bandáž môžete zlikvidovať prostredníctvom bežného postupu likvidácie. K likvidácii neexistujú žiadne zvláštne kritériá.

Doplňková informácia pre výrobky s obsahom striebra

Pretože striebro môže viesť teplo a elektriku, musí sa zabrániť jeho priamemu kontaktu s elektrickými zdrojmi. Výrobky Juzo ScarComfort Silver by sa nemali dostávať v mokrrom stave

do kontaktu s kovmi (napr. kovový vešiak na šaty). Striebro v pančuche by sa tak mohlo prefarbiť. Prostredníctvom trieslovín, ktoré sa používajú na výrobu kože vnútornej vložky obuvi, môže dochádzať k prefarbeniu pančuchy a strieborného vlákna v oblasti chodidla.

Batik Collection

U kompresných rukávnikoch s batikovým dizajnom ide o unikáty. Vzorka farby ručne vyrábaných samostatných kusov je jedinečná a nedá sa preto reprodukovat'. Môže tiež dôjsť k nepatrným zmenám farby po prvom praní. Prostredníctvom výrobného procesu vzniká typický pokrčený dizajn. Tento je vidieť iba na výrobku, ktorý sa nenosí, ale nie na výrobku, ktorý sa nosí. Na základe špeciálnej techniky farbenia sú tieto kompresné rukávniky v stave, keď sa nenosia, o niečo dlhšie než výrobky bez batikového dizajnu. Nemá to však vplyv na presnosť prispôsobenia a medicínske účinky.

Doložanie namena

Z enakomernim, površinskim in neprestanim pritiskom kompresijskega oblačila na brazgotine je doseženo pozitivno spreminjanje oz. razvoj brazgotin. Terapevtska uporaba kompresijskega oblačila povzroči zmanjšanje prekrvavitve in poveča prožnost tkiva. Tako je zmanjšano tveganje nastanka hipertrofičnih in/ali keloidnih brazgotin oz. so te brazgotine manjše. Cilj kompresijske terapije je zmanjšanje izbočenosti brazgotin, povečanje elastičnosti tkiva in zmanjšanje togosti brazgotine.

Nasveti za uporabo

Specializirani prodajalec vam bo z veseljem predstavil pravičen način uporabe. Kompresijsko oblačilo nosite neprenehoma 23 ur (oz. samo navodilih zdravnika). Kompresijska oblačila so primerna za uporabo na vseh predelih telesa in zagotavljajo certificiran UV-zaščitni faktor UPF 80 skladno z UV-standardom 801. UV-zaščita je zagotovljena samo na delih telesa, ki so pokriti s kompresijskim oblačilom. Grobi nohti, ki jih niste spiliili, ali prstani z ostrim robom itd. lahko poškodujejo fino pletivo. Za to uporabite posebne rokavice podjetja Juzo. Pri kompresijskih oblačilih z oprijemljivim robom pazite na naslednje: zadevni deli telesa naj bodo depilirani ter brez olj, pudrov, krem in mazil.

Kompresijski rokav s pletenim ali oprijemljivim robom

1. Zavijajte zgornjo polovico rokava prek spodnje polovice rokava.
2. Z glajenjem razvlecite rokav s prepognjenim robom čez dlan in naprej čez roko, dokler s prepognjeno plastjo ne dosežete komolca.
3. Prilagodite prepognjeni del rokava na komolcu in ga postopoma povlecite proti ramenu.
4. Pletivo rokava namestite tako, da ne bo nagubano in se bo dobro prilagelo po celotni dolžini roke. Če ste rokav namestili pravilno, je brez gub in ne omejuje gibanja.

Kompresijski rokav z ramenskim pokrivalom in pritrditilnim trakom ali pritrditvijo na modrček

5. En pas naramnic namestite čez prsni koš, drugega pa čez hrbet. Nato povežite konca obeh pasov. Pozor: če je naramnica preohlapna ali pretesna, lahko njeno dolžino nastavite z nastavitveno sponko.

Upošteвайте naslednje napotke

Kompresijska oblačila nosite samo po navodilih zdravnika. Kompresijska oblačila vam sme izdati samo ustrezno usposobljeno oseboje v specializirani prodajalni medicinskih pripomočkov. Kompresijska oblačila Juzo so v veliki meri odporna proti oljem, mazilom, vlažnosti kože in drugim vplivom okolice. Določene kombinacije lahko negativno vplivajo na oprijem pletiva. Zato je priporočljivo redno preverjanje v specializirani prodajalni medicinskih pripomočkov. Pri nogavicah z oprijemljivim robom pazite na naslednje: noge naj bodo depilirane ter brez olj, praškov, krem in mazil. Ob poškodbah medicinskega pripomočka se obrnite na specializiranega prodajalca. Izdelka ne popravljajte sami, saj lahko to vpliva na kakovost in medicinsko učinkovitost. Iz higienskih razlogov je ta izdelek namenjen samo eni osebi.

Navodila za pranje in vzdrževanje

Upošteвайте navodila za vzdrževanje na všiti etiketi. Pred pranjem je treba zapreti vse zadrgre (če so nameščene). Priporočamo, da kompresijsko oblačilo z oprijemljivim robom pred pranjem obrnete od znotraj navzven. Pri prvem pranju kompresijsko oblačilo operite ločeno (zaradi možnosti razbarvanja). Kompresijsko oblačilo je treba prati dnevno s programom za občutljive tkanine (40 °C). Navše: Mreža za perilo dodatno zaščititi pletivo. Ne uporabljajte mehčalca. Pri ročnem pranju sperite z obilo vode in ne ožemajte. Priporočamo uporabo posebnega blagega detergenta Juzo. Čas sušenja lahko skrajšate tako, da kompresijsko oblačilo po pranju položite na debelo frotirno brisačo, ga tesno zavijete in močno ožamete. Nato kompresijsko oblačilo prosto obesite. Ne pustite ga v brisači in ne sušite ga na radiatorju ali soncu. Kompresijskega oblačila ne smete kemično čistiti ali ga sušiti v sušilniku.

Sestava materiala

Natančne podatke najdete na natisnjem besedilu v vašem kompresijskem oblačilu ali na etiketi, ki je všita v vašo kompresijsko oblačilo.

Navodila za shranjevanje in rok uporabnosti

Hranite na suhem mestu in zaščitite pred neposredno sončno svetlobo. Rok uporabe medicinskega pripomočka je označen s simbolom pečene ure na etiketi na embalaži. Izdelki po meri so izdelki za takojšnjo uporabo. Ker se na podlagi bolezenske slike in individualnih življenjskih okoliščin lahko spremenijo telesne mere, so izdelki po meri zasnovani za 6-mesečni uporabni rok. Po 6-mesečni uporabi morajo zdravstveni delavci znova preveriti telesne mere. Če se telesne mere oskrbljenega dela telesa močno spremenijo (na primer zaradi uspešnega od-

ziva na terapijo, spremembe telesne teže), je lahko upravičena nova velikost in nova oskrba tudi pred potekom 6-mesečnega uporabnega roka.

Indikacije

Poškodbe kože in celjenje kože z nastajanjem hipertrofične ali keloidne brazgotine. Po poškodbah/opekinah/operacijah, za izboljšanje celjenja brazgotin/ran do popolnoma zaceljene brazgotine, za stabilizacijo rezultatov operacije.

Absolutne kontraindikacije

Periferna arterijska bolezen (PAB), stadij III/IV, dekompenzirano srčno popuščanje, septični flebitis, phlegmasia cerulea dolens, akutni erizipel, akutna bakterijska, virusna ali alergijska vnetja, nezdravljene ali napredovale kožne boleznikontaktne dermatitis, nezdravljene odprte rane, otekanje okončine iz neznanega vzroka, nezdravljeni maligni tumorji.

Relativne kontraindikacije

Izrazite vlažne dermatoze, maligni limfedem, periferna arterijska bolezen (PAB), stadij I/II, periferna nevropatija pri diabetes mellitusu, motnje občutka v okončinah, kompenzirano srčno popuščanje, kožne okužbe, kožne bolezni (npr. dermatoze z mehurji), preobčutljivost za stiskanje ali sestavine izdelka, primarni kronični poliartritis. Če so na predelu oskrbe odprte rane, je treba pred nameščanjem kompresijskih oblačil predel rane najprej prekriti z ustrezno oblogo oz. povojem. Pri neupoštevanju teh kontraindikacij skupina Julius Zorn GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Neželeni učinki

Ob pravilni uporabi ni znanih neželenih učinkov. Če se med uporabo skladno z navodili pojavijo kakršneoli neugodne spremembe (npr. razdražena koža), se nemudoma obrnite na zdravnika ali specializirano prodajalno medicinskih pripomočkov. Če je poznana preobčutljivost za eno ali več sestavin tega izdelka, se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za škodo/ poškodbe, ki bi nastale zaradi nepravilnega ravnanja ali neustrezne uporabe. V primeru s pripomočkom povezanih reklamacij, na primer zaradi poškodbe pletiva ali pomanjkljivosti v prilaganju, se obrnite neposredno na svojega specializiranega prodajalca medicinskih pripomočkov. Samo o resnih dogodkih, ki povzročijo znatno poslabšanje zdravstvenega stanja ali lahko celo privedejo do smrti, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu države članice. Resni dogodki so opredeljeni v 65. točki 2. člena Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).

Odstranjevanje

Povoj lahko uničite tako, da ga zavržete med običajne odpadke. Ni posebnih meril, ki bi jih morali upoštevati pri odstranjevanju.

Dopolnilne informacije za izdelke, ki vsebujejo srebro

Ker srebro lahko prevaja toploto in elektriko, je treba preprečiti neposredni stik z električnimi viri. Izdelek Juzo ScarComfort Silver ne sme priti v stik s kovinami (npr. s kovinskim obešalnikom). Pri tem bi se lahko pojavilo razbarvanje srebra v tkanini. Tanini, ki se uporabljajo pri izdelavi usnja za notranjo podlogo čevljev, se lahko nogavica in srebrna nit na območju stopala razbarvata.

Batik Collection


Juzo kompresijski rokavi zasnove Batik so unikatni izdelki. Barvni vzorec ročno izdelanih posamičnih kosov je edinstven in ga ni mogoče poustvariti. Poleg tega se lahko barva po prvem pranju. Nekoliko spremeni. Med proizvodnim postopkom se ustvari tipičen naguban vzorec. Ta je viden zgolj na nenošenem izdelku. Zaradi posebne tehnike barvanja so te kompresijski rokavi v nenošenem stanju nekoliko daljši kot izdelki brez zasnove Batik. Slednje pa ne vpliva na prilagajanje izdelka uporabniku in medicinsko učinkovitost.



DE	Bedeutung der Symbole	Hersteller	Medizinprodukt	Herstellungsdatum	Verwendbar bis	Charge	Art. Nr.
EN	Meaning of the signs	Manufacturer	Medical Device	Date of manufacture	Usable until	Batch	Item No.
FR	Signification des symboles	Fabricant	Dispositif médical	Date de fabrication	Utilisable jusqu'à	Lot	Réf. art.
IT	Significato dei simboli	Produttore	Prodotto medicale	Data di produzione	Scadenza	Partita	Art. N.
PT	Significado dos símbolos	Fabricante	Produto medicinal	Data de fabrico	Utilizável até	Lote	Art. N.º
ES	Significado de los símbolos	Fabricante	Producto sanitario	Fecha de fabricación	Fecha de caducidad	Lote	N.º art.
NL	Betekenis van de symbolen	Fabrikant	Medisch hulpmiddel	Fabricagedatum	Te gebruiken tot	Charge	Art. Nr.
DA	Betydning af symbolerne	Producent	Medicinsk udstyr	Fremstillingsdato	Skal anvendes inden	Parti	Art. Nr.
SV	Teckenförklaring	Tillverkare	Medicinsk produkt	Tillverkningsdatum	Bäst före	Batch	Art. Nr
FI	Tuotepakkauksen	Valmistaja	Terveydenhuollon tuote	Valmistuspäivä	Parasta ennen	Erä	Tuote- nro
NO	Betydningen av symbolene	Produsent	Medisinsk utstyr	Produksjonsdato	Holdbar til	Charge	Art. Nr.
EL	Επεξήγηση των συμβόλων	Κατασκευαστής	Ιατρικό προϊόν	Ημερομηνία παραγωγής	Για χρήση πριν από τις	Παρτίδα	Αρ. προϊόντος
TR	Sembollerin açıklaması	Üretici firma	Tıbbi ürün	Üretim tarihi	Son kullanma tarihi	Fiyat	Ürün no.
HR	Značenje simbola	Proizvođač	Medicinski proizvod	Datum proizvodnje	Uporabljivo do	Šarža	Art. br.
PL	Znaczenie symboli	Producent	Produkt medyczny	Data produkcji	Zużyc przed	Partia	Art. Nr
RU	Значение символов	Изготовитель	Продукт медицинского назначения	Дата изготовления	Применять до	Партия	Арт. №
AR	معاني الرموز	الجهة الصانعة	منتج طبي	تاريخ الإنتاج	صالحة للاستعمال الى تاريخ الشحن	رقم الصنف	
SK	Význam symbolov	Výrobca	Medicínsky produkt	Dátum výroby	Použiteľné do	Šarža	Prod. Č.
SL	Pomen simbolov	Proizvajalec	Medicinski pripomoček	Datum proizvodnje	Uporabno do	Serijska	Št. Izdelka



<p>Gebruiksaanweisung beachten / Elektronische Gebrauchsanweisung</p>	<p>Trocken aufbewahren</p>	<p>Vor Sonnenlicht schützen</p>	<p>Entsorgung über den Hausmüll möglich</p>
<p>Follow the instructions for use / Electronic instructions for use</p>	<p>Store in a dry place</p>	<p>Protect from sunlight</p>	<p>Disposal in household waste</p>
<p>Respecter le mode d'emploi / Mode d'emploi électronique</p>	<p>À conserver dans un endroit sec</p>	<p>À protéger de la lumière du soleil</p>	<p>À éliminer avec les ordures ménagères</p>
<p>Rispettare le istruzioni d'uso / Istruzioni d'uso elettroniche</p>	<p>Conservare in luogo asciutto</p>	<p>Proteggere dalla luce solare</p>	<p>Smaltimento attraverso i rifiuti domestici</p>
<p>I Ler atentamente as instruções de utilização / Instruções de utilização eletrônicas</p>	<p>Guardar em local seco</p>	<p>Proteger da ação direta dos raios solares</p>	<p>Eliminação com o lixo doméstico comum</p>
<p>Observar las instrucciones de uso / Instrucciones de uso electrónicas</p>	<p>Conservar en un lugar seco</p>	<p>Proteger de la radiación solar</p>	<p>Eliminación junto con los residuos domésticos</p>
<p>Neem de gebruiksaanwijzing in acht / Elektronische gebruiksaanwijzing</p>	<p>Droog bewaren</p>	<p>Beschermen tegen zonlicht</p>	<p>Afvoer via het huisvuil</p>
<p>Læs brugsanvisningen / Elektronisk brugsanvisning</p>	<p>Opbevares tørt</p>	<p>Skal beskyttes mod sollys</p>	<p>Må bortskaffes sammen med husholdningsaffald</p>
<p>Läs bruksanvisningen / Elektronisk bruksanvisning</p>	<p>Förvaras torrt</p>	<p>Skyddas mot solljus</p>	<p>Får slängas i hushållsavgfallet</p>
<p>Käyttöohjetta on noudatettava / Sähköinen käyttöohje</p>	<p>Säilytettävä kuivassa</p>	<p>Suojattava auringonvalolta</p>	<p>Hävitetään sekajätteenä</p>
<p>Følg bruksanvisningen / Elektronisk bruksanvisning</p>	<p>Oppbevares på et tørt sted</p>	<p>Beskyttes mot direkte sollys</p>	<p>Kastes med husholdningsavgfallet</p>
<p>Ααμβάνετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης / Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης</p>	<p>Να φυλάσσεται σε στεγνή κατάσταση</p>	<p>Να προστατεύεται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία</p>	<p>Απόρριψη στα οικιακά απορρίμματα</p>
<p>Kullanim talimatlarına uyun / Elektronik kullanim talimatları</p>	<p>Kuru bir ortamda saklayın</p>	<p>Güneş ışığından koruyun</p>	<p>Evsel atıklarla birlikte bertaraf edilir</p>
<p>Obratite pozornost na upute za uporabu / Upute za uporabu u elektroničkom obliku</p>	<p>Čuvajte na suhom mjestu</p>	<p>Zaštitite od sunčevog svjetla</p>	<p>Zbrinjavanje preko kućnog otpada</p>
<p>Przestrzegaj instrukcji użytkowania / Elektroniczna instrukcja użytkowania</p>	<p>Przechowywać w suchym miejscu</p>	<p>Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem</p>	<p>Usuwać wraz z odpadami domowymi</p>
<p>Соблюдать инструкцию по эксплуатации / Инструкция по эксплуатации в электронном виде</p>	<p>Хранить в сухом месте</p>	<p>Защищать от солнечных лучей</p>	<p>Утилизировать вместе с бытовыми отходами</p>
<p>يجب مراعاة تعليمات الاستخدام / دليل الاستخدام الإلكتروني</p>	<p>يجب التخزين في مكان جاف</p>	<p>يجب الحماية من أشعة الشمس</p>	<p>التخلص عبر القمامة المنزلية</p>
<p>Dodržovať návod na používanie / Elektronický návod na používanie</p>	<p>Skladovať v suchu</p>	<p>Chrániť pred slniečným svetlom</p>	<p>Likvidácia cez domový odpad</p>
<p>Upošteвайте navodila za uporabo / Navodilo za uporabo v elektronski obliki</p>	<p>Hraniti na suhem</p>	<p>Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo</p>	<p>Odvrzite med gospodinjске odpadke</p>



Gültig für | Valid for:

Juzo ScarComfort Fine, Juzo ScarComfort Pure, Juzo ScarComfort Silver

Made in Germany



www.juzo.com

