

Adhäsions-Lotion

Alkoholfrei

Für medizinische

Kompressionsstrümpfe und Bandagen

Adhesive Lotion

Alcohol-free

For medical compression stockings and supports

CE mark

Waterproof

UV-protective

Free of parabens

Free of phthalates

Free of formaldehyde

Free of latex

Free of nickel

Free of mercury

Free of cadmium

Free of lead

Free of arsenic

Free of copper

Free of chromium

Free of cobalt

Free of manganese

Free of barium

Free of zinc

Free of boron

Free of molybdenum

Free of selenium

Free of tellurium

Free of vanadium

Free of niobium

Free of antimony

Free of bismuth

Free of thallium

Free of tungsten

Free of molybdenum

Free of selenium

Free of tellurium

Free of vanadium

Free of niobium

Free of antimony

Free of bismuth

Free of thallium

Free of tungsten

Free of molybdenum

Free of selenium

Free of tellurium

Free of vanadium

Free of niobium

Free of antimony

Free of bismuth

Free of thallium

Free of tungsten

DE

Adhäsions-Lotion

Zweckbestimmung: Spezial Roll-on zur bequemen Befestigung von Kompressionsstrümpfen, Kniebandagen etc.
Anwendung: Kleber auf die Haut auftragen, Strumpf in die gewünschte Position bringen und kurz andrücken. Der Strumpf sitzt den ganzen Tag ohne zusätzliche Halterung.
Adhäsions-Lotion nach Gebrauch dicht verschließen. So bleibt die Haftwirkung bis zum letzten Rest erhalten. Die Adhäsions-Lotion ist mit klarem Wasser abzuwaschen und hinterlässt keine Flecken.
Lagerungshinweis, Haltbarkeit, Entsorgung: Die Haltbarkeit des Produkts ist auf der Flasche angegeben. Nach Ablauf nicht mehr verwenden. Produkt ausschließlich in der verschlossenen Originalflasche aufbewahren und Produkte in beschädigten Verpackungen nicht mehr verwenden. Behälter dicht geschlossen halten und stehend aufbewahren. Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen und trocken aufbewahren. Halten Sie dieses Produkt von Kindern und Menschen mit geistigen Einschränkungen fern. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problembaifallentsorgung zuführen.

Anwendungseinschränkung: Vor Gebrauch stets Produktinformationen lesen. Produkt nur für den Eigengebrauch. Es wird nicht empfohlen, das Produkt mit anderen Benutzern zu teilen. Bei körperlicher und/oder geistiger Einschränkung sollte das Produkt nur vom Pflegepersonal angewendet werden. Dieses Produkt sollt nur von Personen verwendet werden, die die Anweisungen ohne körperliche oder geistige Anstrengung lesen und befolgen können. Die Adhäsions-Lotion wurde speziell für medizinische Kompressionsstrümpfe entwickelt, kann aber auch für andere Kompressionsgestricke mit Trikotrand oder Gestrickabschluss bzw. Textilien verwendet werden. Eine falsche Dosierung/Anwendung des Produkts kann keine Garantie für die angegebenen Ergebnisse geben. Nach der Produktanwendung muss der Anwender seine Hände gründlich mit Wasser waschen, um Produktrückstände zu entfernen. Es wird empfohlen, die Strümpfe regelmäßig zu waschen, um Produktreste zu entfernen.

Hinweis: Nicht bei Entzündungen der Haut, keimbelasteter Haut, offenen Wunden, weinenden Dermatosen oder Unverträglichkeiten auf Inhaltsstoffe anwenden. Nicht auf Hautbereichen anwenden, die einer medizinischen oder kosmetischen Behandlung unterzogen werden (medizinische Cremes, Salben, Pflaster, Wundauflagen, Kompressen, Nikotinverbände, Lotionen, Körperöle, Make-up-Produkte, Parfüm, Haarentfernungscremes /Öle, etc.). Nicht auf Piercings, Schmuck Accessoires, tätowierte Haut sowie Injektionschläuche auftragen. Bei Einnahme von Medikamenten, die die Hautreaktion beeinflussen können (Glucocorticoide, Antiallergika, tropische Immunmodulatoren, etc.), erst Rücksprache mit dem Arzt halten. Bei Hautproblemen, wie z.B. Neurodermitis, wird die Verwendung der Klebelotion nicht empfohlen. Bei Unverträglichkeit bitte den Strumpf ausziehen und die Haut gründlich mit Wasser reinigen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Gebrauchsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Strumpf ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen und Augenarzt konsultieren. Nach Verschlucken, Mund ausspülen und reichlich Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen und einen Arzt aufsuchen. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie gegen einen der Inhaltsstoffe allergisch sind. Das Produkt darf nicht mit anderen Klebelotionen gemischt oder anders als angegeben verdünnt oder angewendet werden. Nicht für andere Zwecke einsetzen, nicht als Deodorant verwenden!
Hinweis zur Meldung schwerwiegender Vorkommnisse: Im Falle von Reklamationen im Zusammenhang mit dem Produkt wenden Sie sich bitte direkt an Ihren medizinischen Fachhändler. Nur schwerwiegende Vorkommnisse, die zu einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes oder zum Tod führen können, sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaates zu melden. Schwerwiegende Vorkommnisse sind im Artikel 2 Nr. 65 der Verordnung (EU) 2017/745 (MDR) definiert.
Gefahrenhinweise: Von Kindern fernhalten, Produkt nicht trinken oder essen oder über Schleimhäute aufnehmen und Augenkontakt vermeiden.

Inhaltsstoffe
Wasser
Polyvinylpyrrolidon (PVP)
Glycerin

Informationen

Hersteller

EN

Adhesive Lotion

Intended purpose: special roll-on for the comfortable fastening of compression stockings, knee supports etc.
Application: Apply the adhesive to the skin, put the stocking in the desired position and press briefly. The stocking stays in position the entire day without additional support. After use, put the cap tightly back on the adhesive lotion. This allows the adhesive action to last as long as the contents. The adhesive lotion washes off with clear water and doesn't leave any spots behind.
Storage information, shelf life, disposal: the shelf life of the product is written on the bottle. Do not use after the expiry date. Only store the product sealed in the original bottle and do not use products in damaged packaging. Keep the container tightly sealed and upright. Protect from frost, heat and sunlight and store in a dry place. Keep this product away from children and people with mental disabilities. Dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

Usage limitation: always read the product information before use. The product is only for personal use. It is not advisable to share the product with other users. The product should only be used by care staff for people with physical and /or mental disabilities. This product should only be used by people who can read and follow the instructions without struggling physically or mentally. The adhesive lotion has been specially developed for medical compression stockings, but it can also be used for other knitted compression garments with top bands, knitted edges or textiles. The lotion indicated cannot be guaranteed if the product is used incorrectly or the wrong amount is applied. After applying the product, hands must be washed thoroughly with water to remove product residue. We recommend that you wash the stockings regularly to remove product residue.
N.B.: do not use if the skin is inflamed or infected, if you have open wounds or weeping dermatoses or if you have an intolerance to any of the ingredients. Do not use on areas of the skin that are undergoing medical or cosmetic treatment (medical creams, ointments, plasters, wound dressings, compresses, nicotine patches, lotions, body oils, make-up products, perfumes, hair removal creams / oils, etc.). Do not apply to piercings, jewellery accessories, tattooed skin or injection tubes. Speak to your doctor before taking medication that could affect skin reactions (glucocorticoids, antiallergics, topical immunomodulators, etc.). The use of the adhesive lotion is not recommended if you have a skin condition such as neurodermatitis. In the event of an intolerance reaction, please remove the stocking and wash the skin thoroughly with water. Consult a doctor immediately in the event of an accident or feeling unwell (if possible, show the instructions for use or safety data sheet). Take off the deodorant!
Information about reporting serious incidents: in the event of a complaint with regard to the product, please contact your specialist medical retailer directly. Only serious incidents that might lead to a serious deterioration of the state of health or to death should be reported to the manufacturer and the competent authorities in the member state. Serious incidents are defined in Article 2 No. 65 of Regulation (EU) 2017/745 (MDR).
Hazard warnings: keep away from children, do not drink or eat the product or absorb via mucous membranes and avoid contact with the eyes.

Ingredients
Aqua (Water)
Polyvinylpyrrolidone (PVP)
Glycerine

Information

Manufacturer

FR

Lotion adhésive

Usage prévu : Roll-on spécial pour une fixation confortable des bas de compression, des genouillères, etc.
Application : Appliquez la colle sur la peau, placez le bas dans la position souhaitée et appuyez brièvement. Le bas reste en place toute la journée sans fixation supplémentaire. Fermez hermétiquement la lotion adhésive après utilisation. L'effet adhésif restera ainsi préservé jusqu'à la dernière goutte. La lotion adhésive se rince à l'eau claire et ne laisse aucune trace.
Conditions et durée de conservation, mise au rebut : La durée de conservation du produit est indiquée sur la bouteille. Ne plus utiliser après la date de réemption. Conservez le produit exclusivement dans la bouteille d'origine fermée et n'utilisez plus les produits dans des emballages endommagés. Maintenez les récipients hermétiquement fermés et conservez-les à la verticale. À protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil et à conserver au sec. Conservez ce produit hors de la portée des enfants et des personnes souffrant d'un handicap mental. Déposez ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux.
Restriction d'utilisation : Toujours lire les informations produit avant utilisation. Produit destiné uniquement à un usage personnel. Il n'est pas recommandé de partager le produit entre plusieurs utilisateurs. En cas de handicap physique et / ou mental, le produit doit être appliqué uniquement par le personnel de soin. Ce produit doit être utilisé uniquement par des personnes capables de lire et de suivre les instructions sans avoir à faire un effort physique ou mental. La lotion adhésive a été spécialement développée pour les bas de compression médicale, mais elle peut également être utilisée pour d'autres tricotés de compression dotés d'un bord tricoté ou d'une couture simple et / ou des textiles. Un mauvais dosage / une mauvaise application du produit ne peut donner lieu à aucune garantie pour les résultats indiqués. Après l'application du produit, l'utilisateur doit se laver soigneusement les mains à l'eau, afin d'éliminer les résidus de produits. Il est recommandé de laver régulièrement les bas afin d'éliminer les restes de produits.
Information préalable : Ne pas appliquer en cas d'inflammations cutanées, de peau chargée de germes, de lésions ouvertes, de dermatoses suintantes ou d'intolérances aux ingrédients. Ne pas appliquer sur des zones cutanées qui sont soumises à un traitement médical ou cosmétique (crèmes médicales, pomades, emplâtres, pansements pour plaies, compresses, patchs de nicotine, lotions, huiles pour le corps, produits maquillants, parfum, crèmes dépilatoires / huiles, etc.). Ne pas appliquer sur des piercings, des accessoires de bijoux, une peau tatouée ainsi que des tuyaux d'injection. En cas de prise de médicaments susceptibles d'influencer la réaction cutanée (glucocorticoïdes, antiallergiques, immunomodulateurs tropicaux, etc.), demandez l'avis de votre médecin au préalable. En cas d'affections cutanées, comme par exemple, neurodermite, l'utilisation de la lotion adhésive n'est pas recommandée. En cas d'intolérance, veuillez retirer le bas et rincer soigneusement la peau avec de l'eau. En cas d'accident ou de malaise, consultez immédiatement un médecin (si possible, présentez le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité). Retirez le bas et lavez-le avant de le porter à nouveau. En cas de contact avec les yeux, rincez longuement les yeux à l'eau en maintenant les paupières ouvertes et consultez un ophtalmologue. Après ingestion, rincez la bouche et buvez une quantité abondante d'eau. Ne pas faire vomir et consultez un médecin. N'utilisez pas ce produit si vous êtes allergique à l'un des composants. Le produit ne doit pas être mélangé à d'autres lotions adhésives ou bien dilué ou appliqué de manière différente à ce qui est indiqué. Ne pas utiliser à d'autres fins, ne pas utiliser comme déodorant!
Information préalable relative à la notification d'événements graves : En cas de réclmations liées au produit, adressez-vous directement à votre magasin médical spécialisé. Seuls les événements graves pouvant entraîner une détérioration significative de l'état de santé ou un décès doivent être signalés au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre. Les incidents graves sont définis à l'article 2, point n° 65 du règlement UE 2017/745 (dispositifs médicaux).
Indications de danger : Tenir éloigné des enfants, ne pas boire ni manger le produit ou faire absorber par les muqueuses et éviter le contact avec les yeux.

Composants

Eau
Polyvinylpyrrolidone (PVP)
Glycérine

Informations

Fabricant

IT

Lozione adesiva

Destinazione d'uso: Roll-on speciale per fare aderire in modo confortevole calze compressive, ginocchiere, ecc.
Utilizzo: Applicare la lozione sulla pelle, portare la calza nella posizione desiderata e premere brevemente. La calza resta in posizione per tutto il giorno, senza bisogno di ulteriori supporti. Dopo l'utilizzo, chiudere ermeticamente la lozione adesiva. In tal modo, l'efficacia adesiva si conserva fino all'ultima goccia. La lozione adesiva si lava via con l'acqua e non lascia macchie.
Indicazioni e durata di conservazione, smaltimento: La durata di conservazione del prodotto è indicata sulla confezione. Non utilizzare dopo la scadenza. Conservare il prodotto esclusivamente nel flacone originale sigillato e interrompere l'utilizzo di prodotti contenuti in confezioni danneggiate. Conservare il contenitore ermeticamente chiuso e in posizione verticale. Conservare in luogo asciutto al riparo da gelo, calore e raggi solari. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone con ridotte capacità mentali. Smaltire il prodotto e il relativo contenitore in un punto dedicato di raccolta dei rifiuti.
Limitazioni d'uso: Prima dell'uso, leggere sempre le informazioni sul prodotto. Prodotto destinato esclusivamente all'uso personale. Si consiglia di utilizzare il prodotto tra più persone. In presenza di ridotte capacità fisiche e / o mentali, il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente dal personale addetto alla cura. Il prodotto può essere utilizzato solo da persone in grado di leggere le indicazioni e attenersi senza alcuna difficoltà fisica o mentale. La lozione adesiva, sviluppata appostamente per calze compressive medicali, può anche essere utilizzata per altri tessuti compressivi con bordi o rifiniture in maglia e per i tessuti in genere. In caso di dosaggio e utilizzo errati del prodotto gli effetti indicati non sono garantiti. Dopo l'utilizzo del prodotto, è necessario lavare accuratamente le mani con acqua per rimuovere i residui. Si consiglia di lavare regolarmente le calze per rimuovere i residui di prodotto.
Avvertenza: In presenza di infiammazioni cutanee, carica batterica cutanea eccessiva, ferite aperte, dermatosi essudative o intolleranza agli ingredienti del prodotto. Non utilizzare in aree cutanee sottoposte a trattamenti medici o cosmetici (creme mediche, unguenti, cerotti, medicazioni, imbottiture compressive, cerotti alla nicotina, lozioni, oli per il corpo, prodotti cosmetici, profumi, creme e oli depilatori, ecc.). Non applicare su piercing, accessori di gioielleria, tatuaggi e flebotomie. In caso di assunzione di farmaci in grado di influire sulla reazione cutanea (glucocorticoidi, antiallergici, immunomodulatori topici, ecc.). Non consultare un medico prima dell'uso. In presenza di problemi della pelle, come ad esempio in caso di neurodermite, si consiglia l'utilizzo della lozione adesiva. In caso di intolleranza, togliere la calza e lavare accuratamente la pelle con acqua. In caso di incidenti o malesse re consultare immediatamente un medico (se possibile, mostrare le istruzioni d'uso o il foglio dati di sicurezza). Togliere la calza e lavarla prima di indossarla nuovamente. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua tenendo le palpebre aperte e consultare un oculista. In seguito a ingestione, sciacquare la bocca e bere abbondante acqua. Evitare l'induzione di emesi e contattare un medico. Non utilizzare il prodotto in caso di allergia a uno degli ingredienti. Il prodotto non deve essere mescolato con altre lozioni adesive né diluito o applicato in modo diverso da quello indicato. Non impiegare per altri usi, non utilizzzare come deodorante!
Avvertenza relativa alla segnalazione di situazioni ed eventi particolarmente gravi: In caso di reclami relativi al prodotto, rivolgersi direttamente al proprio rivenditore specializzato di prodotti sanitari. È opportuno segnalare al produttore e all'autorità competente dello Stato membro solo situazioni ed eventi particolarmente gravi, in grado di provocare un notevole peggioramento delle condizioni di salute o il decesso. Le situazioni e gli eventi particolarmente gravi sono definiti ai sensi dell'articolo 2 n. 65 del Regolamento (UE) 2017/745 (MDR).
Indicazioni di rischio: Tenere fuori dalla portata dei bambini, non bere né ingerire il prodotto, non applicare sulle mucose, evitare il contatto con gli occhi.

Ingredienti
Acqua
Polivinilpirrolidone (PVP)
Glicerina

Informazioni

Produttore

PT

Loção adesiva

Objetivo pretendido: Roll-on especial para uma fixação confortável das meias de compressão das joelheiras elásticas, etc..
Utilização: Aplique o colante na pele, coloque a meia na posição pretendida e comprima ligeiramente. A meia mantém-se durante todo o dia sem qualquer ajuste adicional.Fechar muito bem a Loção Aderente após a aplicação. Desse modo, mantém o efeito aderente até ao fim. A Loção Aderente deve ser lavada com água limpa e não deixa quaisquer manchas.
Indicações de Armazenagem, Conservação, Utilização: O prazo de validade do produto está indicado na embalagem. Não utilizar depois do prazo indicado. Guardar o produto exclusivamente na embalagem original, bem fechada, e nunca utilizar produtos cujas embalagens se encontrem danificadas. Manter os recipientes bem fechados e guardá-los na posição vertical. Proteger do frio excessivo, do calor e da influência direta do sol e guardar em local seco. Guardar o produto fora do alcance das crianças e de pessoas com deficiências mentais. Eliminar este produto e a respetiva embalagem no recipiente para eliminação de resíduos perigosos.
Restrições de utilização: Antes de utilizar o produto ler sempre a informação sobre o mesmo. Produto exclusivamente para uso próprio. Não se recomenda partilhar o produto com outros utilizadores. Em caso de deficiência física e / ou mental o produto deve apenas ser manuseado por técnicos de saúde. Este produto deve apenas ser utilizado por pessoas capazes de ler e cumprir as instruções, sem esforço físico ou mental.
Nota: A Loção Adesiva foi especialmente desenvolvida para meias de compressão medicinal, mas também pode ser utilizada com outras ortóteses compressivas com rebordo em tricó ou acabamento em malha, ou outros têxteis. Um incorreto nível de compressão ou a utilização inadequada do produto não pode dar qualquer garantia quanto aos resultados pretendidos. Após a aplicação do produto o utilizador deve lavar abundantemente as mãos com água, a fim de remover os resíduos do produto. Recomendase lavar regularmente as meias, de modo a remover os restos do produto.
Nota: Não aplicar nos casos de inflamações cutâneas, pele contaminada por germes, feridas abertas, dermatoses supurativas ou reações de incompatibilidade aos componentes do produto. Não aplicar em zonas da pele que estejam a ser submetidas a um tratamento médico ou cosmético (cremes medicinais, pomadas, emplastros, pensos, compressas, adesivos de nicotina, loções, óleos corporais, produtos de maquilhagem, perfumes, cremes depilatórios / óleos, etc.). Não aplicar sobre piercings, acessórios em bijuteria ou joias, assim como sobre pele tatuada ou tubos de injecções. No caso de administração de medicamentos que possam influenciar as reações cutâneas (glucocorticóides, antialérgicos, imunomoduladores tópicos, etc.), falar com o médico.
No caso de problemas cutâneos, como, por exemplo, neurodermites, não se recomenda a aplicação da loção adesiva. No caso de incompatibilidade, tirar a meia e lavar a pele com água abundante.
No caso de acidente ou indisposição chamar imediatamente um médico (se possível, ver as Instruções de utilização ou a Ficha de Dados de Segurança) Descalcçar a meia e lavá-la antes de voltar a usá-la.
No caso de contacto com os olhos, com as pálpebras abertas, enxaguar com água durante um período de tempo suficientemente longo e consultar um Oftalmologista. Em caso de ingestão, lavar a boca e beber bastante água. Não provocar o vômito e consultar um médico. Não utilizar este produto se for alérgico a qualquer dos componentes. O produto não pode ser misturado com outras loções adesivas ou diluído ou aplicado de uma forma diferente da especificada. Não aplicável para outros fins; não utilizar como desodorizante!
Indicações relativas à comunicação de ocorrências graves: No caso de reclamações relacionadas com o produto, dirija-se diretamente ao seu revendedor médico especializado. Só os incidentes graves, que possam levar a um agravamento do estado de saúde ou à morte, devem ser comunicados ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro. As ocorrências graves estão definidas no Artigo 2.º N.º 65 da Diretiva (UE) 2017/745 (MDR)
Precauções: Manter fora do alcance das crianças. Não beber nem ingerir o produto nem aplicar sobre as mucosas e evitar o contacto com os olhos.

Componentes
Água
Polivinil-pirrolidona (PVP)
Glicerina

Informações

Fabricante

ES

Loción adhesiva

Finalidad: Roll-on especial para fijar cómodamente medias de compresión, vendajes de rodilla, etc.
Aplicación: Aplicar el adhesivo sobre la piel, colocar la media en la posición deseada y presionar brevemente. La media queda bien puesta durante todo el día sin ninguna fijación adicional. Cerrar bien la loción adhesiva después del uso. Así se mantiene la adherencia hasta que se agote el producto. La loción adhesiva se limpia con agua clara y no deja manchas.
Instrucciones de almacenamiento, durabilidad, eliminación: La durabilidad del producto se indica en el frasco. No utilizar el producto después de la fecha de caducidad. Conservar el producto exclusivamente en el frasco original cerrado y no utilizar si el envase está dañado. Mantener el envase bien cerrado y conservarlo en posición vertical. Conservar en un lugar seco y protegido de las heladas, el calor y la radiación solar. Mantener el producto alejado de los niños y personas con deficiencias mentales. Eliminar este producto y su envase en un punto de recogida de residuos especiales o peligrosos.
Restricción de aplicación: Leer la información del producto antes de usarlo. Producto exclusivamente para el uso personal. No se recomienda compartir el producto con otros usuarios. En caso de limitaciones físicas o mentales, el producto solo debería ser utilizado por personal de enfermería. Ser deberían usar este producto las personas que sean capaces de leer y entender las instrucciones sin esfuerzo físico o mental. La loción adhesiva ha sido desarrollada específicamente para medias de compresión médica, pero también se puede usar para otros tejidos de compresión con borde de punto o borde tejido. En caso de una dosificación o un uso incorrecto del producto, no se pueden garantizar los resultados indicados. Después de la aplicación del producto, el usuario debe lavarse bien las manos con agua para eliminar los restos del producto. Se recomienda lavar las medias con regularidad para eliminar los restos del producto.
Nota: No usar en caso de dermatitis, piel con gérmenes, heridas abiertas, dermatosis exudativas o intolerancias a los componentes. No aplicar en zonas de la piel sometidas a un tratamiento médico o cosmético (cremas medicinales, parches de nicotina, lociones, aceites corporales, maquillaje, perfume, cremas o aceites depilatorios, etc.). No aplicar sobre piercings, joyas, piel tatuada o puntos de inyección. En caso de tomar medicamentos que puedan afectar a la reacción cutánea, (glucocorticoides, antialérgicos, inmunomoduladores tópicos, etc.), consultar con el médico antes de usarlo. No se recomienda usar la loción adhesiva en caso de problemas cutáneos como, p. ej., neurodermitis. En caso de intolerancia, quitarse la media y limpiar bien la piel con agua. En caso de accidente o malestar, acudir a un médico inmediatamente (si es posible, mostrar las instrucciones de uso o la ficha de datos de seguridad). Quitarse la media y lavarla antes de llevarla de nuevo. En caso de contacto con los ojos, lavar los ojos con los párpados abiertos con agua abundante y consultar con un oculista. En caso de ingestión, enjuagarse la boca y beber agua abundante. No provocar el vómito y consultar con un médico. No utilice este producto si es alérgico a alguno de los componentes. El producto no se debe mezclar con otras lociones adhesivas ni usar diluido o de un modo diferente al indicado. No usar para otros fines, no usar como desodorante.
Nota sobre la comunicación de incidentes graves: En caso de reclamaciones en relación con el producto, por favor, póngase en contacto directamente con su distribuidor especializado de productos sanitarios. Solo en caso de incidentes graves, que puedan provocar un deterioro significativo del estado de salud o incluso la muerte, debe informarse al fabricante y la autoridad competente del Estado miembro. Los incidentes graves están definidos en el Artículo 2, núm. 65 del Reglamento (UE) 2017/745.
Indicaciones de seguridad: Mantener alejado de los niños, no ingerir el producto ni absorberlo a través de las mucosas y evitar el contacto con los ojos.

Componentes
Agua
Polivinilpirrolidona (PVP)
Glicerina

Información

Fabricante

NL

Adhesielotion

Beoogd doel: Speciale roll-on voor gemakkelijke bevestiging van compressiekousen, kniebandages etc.
Toepassing: lijm op de huid aanbrengen, kous in de gewenste positie brengen en kort aandrukken. De kous zit de hele dag zonder extra ondersteuning.
Adhesielotion na gebruik stevig sluiten. Zo blijft de kleefkracht tot het einde toe behouden. De adhesie lotion moet met schoon water worden afgespoeld en laat geen vlekken achter.
Bewaarvoorschrift, houdbaarheid, afvoer: De houdbaarheid van het product is vermeld op de flacon. Na de vervaldatum niet meer gebruiken. Product uitsluitend in de gesloten, originele flacon bewaren en producten in beschadigde verpakkingen niet meer gebruiken. Flacon goed gesloten houden en rechtop staand bewaren. Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht en droog bewaren. Bewaar dit product uit de buurt van kinderen en mensen met verstandelijke beperkingen.
Verwijder dit product en de verpakking ervan via het gewaarlijk afval.
Beperking van het gebruik: Lees voor het gebruik altijd eerst de productinformatie. Product alleen voor persoonlijk gebruik. Het is niet aangeraden het product met andere gebruikers te delen. Bij lichamelijke en / of verstandelijke beperking dient het product alleen door verplegend personeel te worden gebruikt. Dit product mag alleen worden gebruikt door personen die zonder lichamelijke of mentale inspanning de instructies kunnen lezen en opvolgen. De adhesielotion is speciaal voor medische compressiekousen ontwikkeld, maar kan ook voor ander compressiebreiwerk met tricoto bord of gebreid bord resp. Textiel worden gebruikt. Een verkeerde dosering / toepassing van het product biedt geen garantie voor de vermelde resultaten. Na gebruik van het product moet de gebruiker zijn handen grondig met water wassen, om productresten te verwijderen. Het wordt aangeraden, de kousen regelmatig te wassen, om productresten te verwijderen.
Opmerking: Niet gebruiken bij ontstekingen van de huid, met kiemen verontreinigde huid, open wonden, huliende dermatosen of intolerantie voor ingrediënten. Niet gebruiken op huidgebieden die medische of cosmetische behandelingen ondergaan (medicinale crèmes, zalven, pleisters, wondverbanden, compressen, nicotinepleisters, lotions, lichaamsolies, make-upproducten, antiallergika, topikale immunomodulatorer, osv.), skal du rådfore dig med lægen inden brug. Ved hudproblemer som f.eks. neurodermitis anbefales det ikke at bruge klæbelotion. Ved overfølsomhed skal du tage strømpen af og rengøre huden grundigt med vand. Ved uheld eller tilpashed skal du straks kontakte lægen (fremvis så vidt muligt brugsanvisningen eller sikkerhedsdatabladet). Tag strømpen af, og vask den, inden du bruger den igen. Ved øjenkontakt skal du skylle øjnene med vand tilstrækkeligt længe med åbne øjenlåg og kontakte øjenlægen. Efter indtagelse, skyl munden og drik rigeligt med vand. Undgå if fremprovokere opkastning, og kontakt en læge. Brug ikke dette produkt, hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne. Produktet må ikke blandes med andre klæbelotioner eller fortyndes eller anvendes på anden vis end angivet. Må ikke anvendes til andre formål, må ikke anvendes som deodorant!
Anvisning vedrørende meddelelse om alvorlige hændelser: Ved reklamationer i forbindelse med produktet bedes du henvende dig direkte til det sted, du har købt produktet. Kun alvorlige hændelser, som kan resultere i en væsentlig forværring af sundhedstilstanden eller kan have døden til følge, skal meddeles producenten og den ansvarlige myndighed i medlemslandet. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.
Faresætninger: Opbevares uillegemligt for børn, produktet må ikke drikkes eller spises eller optages via slymlinderne, undgå kontakt med øjnene.

Indholdsstoffer
Vand
Polyvinylpyrrolidon (PVP)
Glycerin

Information

Fabrikant

DA

Adhæsionslotion

Formålsbestemmelse: Særlig roll-on til bekvem fastgørelse af kompressionsstrømper, knæbandager osv.
Anvendelse: Påfør lim på huden, placer strømpen i den ønskede position, og tryk den let ind. Strømpen sidder hele dagen uden ekstra holder. Lukt læt for adhæsionslotionen efter brug. På den måde bevares vedhæftningsevnen lige til den sidste rest. Adhæsionslotionen kan vaskes af med rent vand og efterlader ingen pletter.
Opbevaringsanvisning, holdbarhed, bortskaffelse: Produktets holdbarhed er angivet på flasken. Må ikke anvendes efter holdbarhedens udløb. Opbevar altid produktet i den lukkede originale flaske, og brug ikke produkter i beskadiget emballage. Hold beholderen tæt lukket, og opbevar den stående. Skal beskyttes mod frost, stærk varme og direkte sollys, og skal opbevares et tørt sted. Dette produkt skal opbevares utilgængeligt for børn og personer, som er psykisk udviklingshæmmede. Dette produkt og dets beholder skal bortskaffes som problemaffald.
Anvendelsesbegrænsninger: Læs altid produktinformationen inden brug. Produktet er kun beregnet til eget brug. Vi anbefaler, ikke at dele produktet med andre. Ved fysiske og / eller psykiske handicap bør produktet kun anvendes af plejepersonale. Dette produkt bør kun anvendes af personer, som kan læse og følge anvisningerne uden fysisk og psykisk anstrengelse. Adhæsionslotionen er udviklet specielt til medicinske kompressionsstrømper, men kan også anvendes til andet kompressionstriik med trikotant eller strikkant eller tekstiler. Ved forkert dosering / anvendelse af produktet gives ingen garanti for de angivne resultater. Efter at have anvendt produktet skal brugeren vaske sine hænder grundigt med vand for at fjerne produktrester. Vi anbefaler at vaske strømperne med jævne mellemrum for at fjerne produktrester.
Bemærk: Må ikke anvendes ved betændelse i huden, bakteriebelastet hud, åbne sår, væskende dermatoser eller overfølsomhed over for indholdsstoffer. Må ikke anvendes på hudområder, som undergår en medicinsk eller kosmetisk behandling (medicinske cremer, salver, plastre, sårbandager, kompressor, nikotinplastre, lotioner, kropsolier, makeup-produkter, parfumer, hårfjerningscremer / -olier osv.). Må ikke smøres på piercinger, smykke-accessories, tatoveret hud samt injektionsslanget. Ved indtagelse af medicin, som kan påvirke hudreaktionen (glukokortikoider, antiallergika, topikale immunomodulatorer, osv.), skal du rådføre dig med lægen inden brug. Ved hudproblemer som f.eks. neurodermitis anbefales det ikke at bruge klæbelotion. Ved overfølsomhed skal du tage strømpen af og rengøre huden grundigt med vand. Ved uheld eller utilpashed skal du straks kontakte lægen (fremvis så vidt muligt brugsanvisningen eller sikkerhedsdatabladet). Tag strømpen af, og vask den, inden du bruger den igen. Ved øjenkontakt skal du skylle øjnene med vand tilstrækkeligt længe med åbne øjenlåg og kontakte øjenlægen. Efter indtagelse, skyl munden og drik rigeligt med vand. Undgå if fremprovokere opkastning, og kontakt en læge. Brug ikke dette produkt, hvis du er allergisk over for et af indholdsstofferne. Produktet må ikke blandes med andre klæbelotioner eller fortyndes eller anvendes på anden vis end angivet. Må ikke anvendes til andre formål, må ikke anvendes som deodorant!
Anvisning vedrørende meddelelse om alvorlige hændelser: Ved reklamationer i forbindelse med produktet bedes du henvende dig direkte til det sted, du har købt produktet. Kun alvorlige hændelser, som kan resultere i en væsentlig forværring af sundhedstilstanden eller kan have døden til følge, skal meddeles producenten og den ansvarlige myndighed i medlemslandet. Alvorlige hændelser er defineret i artikel 2 nr. 65 i forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr.
Faresætninger: Opbevares utillegemligt for børn,

