



# EquiCrown Größentabelle – Seriengrößen


## EquiCrown active (Art. 6650)


	Röhrbein Vorhand (Metacarpus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		0 / XXS	I / XS	II / S	III / M	IV / L
cD	Umfang Mitte Röhrbein	17,0 – 18,5	18,5 – 20,0	20,0 – 22,0	22,0 – 24,0	24,0 – 26,0
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	23,5 – 25,0	25,0 – 27,0	27,0 – 29,0	29,0 – 31,0	31,0 – 34,0
PPVK	Länge normal	25,0	26,0	28,0	30,0	
PPKK	Länge kurz	23,0	24,0	25,0	nicht verfügbar	

	Röhrbein Hinterhand (Metatarsus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
cD	Umfang Mitte Röhrbein	19,0 – 20,5	20,5 – 22,0	22,0 – 23,5	23,5 – 25,0	25,0 – 26,5
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	25,5 – 27,0	27,0 – 28,5	28,5 – 30,5	30,5 – 32,5	32,5 – 34,5
PPHK	Länge normal	31,0	32,0	34,0	36,0	
PPHK	Länge kurz	29,0	30,0	31,0	nicht verfügbar	

Für eine optimale Passform bitte die Maße im dünnsten Zustand der Beine messen (z. B. nach Bewegung).

## EquiCrown fit (Art. 6600 / 6600SI)

	Röhrbein Vorhand (Metacarpus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		0 / XXS	I / XS	II / S	III / M	IV / L
cD	Umfang Mitte Röhrbein	17,0 – 19,5	19,5 – 21,0	21,0 – 23,0	23,0 – 25,0	25,0 – 27,0
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	23,5 – 26,0	26,0 – 28,0	28,0 – 30,0	30,0 – 32,0	32,0 – 35,0
PPVK	Länge normal	25,0			27,0	
PPKK	Länge kurz	23,0			nicht verfügbar	

	Röhrbein Hinterhand (Metatarsus)	Seriengrößen · Maße in cm				
		I / XS	II / S	III / M	IV / L	V / XL
cD	Umfang Mitte Röhrbein	19,0 – 21,5	21,5 – 23,0	23,0 – 24,5	24,5 – 26,0	26,0 – 27,5
cC	Umfang Mitte Fesselgelenk	25,5 – 28,0	28,0 – 29,5	29,5 – 31,5	31,5 – 33,5	33,5 – 35,5
PPHK	Länge normal	31,0			33,0	
PPHK	Länge kurz	29,0			31,0	nicht verfügbar

Für eine optimale Passform bitte die Maße im dünnsten Zustand der Beine messen (z. B. nach Bewegung).

Sie möchten eine unserer EquiCrown Serienbandagen bestellen?  
Auf der Rückseite finden Sie unser Bestellformular.

# EquiCrown active / fit – Serienbestellblatt

Bitte füllen Sie das untenstehende Bestellformular mit allen notwendigen Angaben aus und schicken Sie dieses per Fax (+ 49 (0) 82 51 901 77 620) oder E-Mail (info@equicrown.de) an uns zurück.

## EquiCrown active (Art. 6650)

Stück (Anzahl)	Größe (Maße)	Seite	Länge	Farbe	Vorderbein (PV)/Hinterbein (PH)
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz-grau <input type="checkbox"/> schwarz-grün	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz-grau <input type="checkbox"/> schwarz-grün	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz-grau <input type="checkbox"/> schwarz-grün	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz-grau <input type="checkbox"/> schwarz-grün	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz-grau <input type="checkbox"/> schwarz-grün	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein

## EquiCrown fit (Art. 6600 / 6600SI)

Stück (Anzahl)	Größe (Maße)	Seite	Länge	Farbe / Ausführung	Vorderbein (PV)/Hinterbein (PH)
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz mit Hakenverschluss <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mit Siberfaden und Hakenverschluss <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz mit Hakenverschluss <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mit Siberfaden und Hakenverschluss <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz mit Hakenverschluss <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mit Siberfaden und Hakenverschluss <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein
		<input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Kurz <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> schwarz mit Hakenverschluss <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> mit Siberfaden und Hakenverschluss <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> Vorderbein <input type="checkbox"/> Hinterbein

<sup>1</sup> Für die Größen 0, I und II (PVK) und Größen I, II und III (PHK) erhältlich

<sup>2</sup> Zweireihiger Hakenverschluss

Ihre Daten <input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	Datum / Stempel / Unterschrift
Name / Vorname	Firma / Tierarzt / Therapeut etc.
Straße / Hausnummer	Kundennummer (falls vorhanden)
PLZ / Ort	Telefonnummer (für Rückfragen)
Land	Anmerkungen
E-Mail (Optional)	

So erreichen Sie unseren EquiCrown Kundenservice:

Tel. + 49 (0)8251 901 620 · Fax + 49 (0)8251 901 77 620 · E-Mail info@equicrown.de

EquiCrown · Julius Zorn GmbH · Juliusplatz 1 · 86551 Aichach · Deutschland · [www.equicrown.de](http://www.equicrown.de) · 